

# VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

За лесно предварително и крайно огледално полиране на VITA ENAMIC Хибридна керамика



VITA определяне на цвят

VITA комуникация на цвят

VITA възпроизвеждане на цвят

VITA контрол на цвета

Редакция 09.16

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Описание на продукта

VITA ENAMIC полиращи комплекти са разработени за сигурно, икономично и щадящо материала обработване на повърхностите на възстановявания от хибридна керамика в денталната практика и в зъботехническата лаборатория. Комплектите съдържат различни полиращи инструменти за предварително и финално

огледално полиране. С тези инструменти могат да се полират дъвкательни повърхности, туберкули, фигури и контактни точки на възстановявания, като максимално се щадя материала. Като краен резултат, тези инструменти осигуряват висока степен на гланц на повърхностите.

моля, обърнете!

## Предимства на продукта

### Отлични резултати

При обработване на повърхности с тези инструменти се постигат отлични, непозволяващи образуване на плака, резултати. Идеалното въртливо движение без радиално биене, точно избраната зърнистост на работните повърхности и индивидуалната геометрия на тези инструменти гарантират постигане на изключително прецизни резултати.

### Лесна и сигурна работа с инструмента

Тези инструменти се отличават с висока износоустойчивост. Удобното боравене с инструментите и използването им без полираща паста дават възможност за лесна и бърза обработка. Възможността за стерилизация на инструментите за клинично приложение гарантира сигурност в работата.

### Обработка, щадяща материала

С тези инструменти, специално разработени за VITA ENAMIC, се гарантира щадяща материала окончателна обработка .

Така например се избягва възможността за образуване на микропукнатини.

### Данни за продукта

VITA ENAMIC Полиращ комплект за клинично приложение: Съдържа общо шест инструмента за обратен наконечник . На разположение са три инструмента за предварително полиране и три инструмента за финално огледално полиране.

VITA ENAMIC Полиращ комплект за зъботехническо приложение: Съдържа общо осем инструмента за прав наконечник. На разположение са четири инструмента за предварително полиране и четири инструмента за финално огледално полиране.

## VITA ENAMIC® Асортимент

Наименование	Пояснение	Съдържание/брой	Арт. №
VITA ENAMIC Комплект за полиране за клинично приложение	Двустепенна полираща система с пилители за предварително и за огледално полиране за обратен наконечник	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC Полираща система за зъботехническо приложение	Двустепенна полираща система с пилители за предварително и за огледално полиране за прав наконечник	8	EENPSETT

## VITA ENAMIC® Полиращ комплект за клинично приложение - рефилни опаковки

Наименование	Пояснение	Съдържание/брой	Арт. №
<b>Предварително полиране (розово)</b>	SiC-инструменти (силициев карбид)		
Полиращ инструмент, тип „острие“, VI-EB14m		3	ERWEB14M3
Полиращ инструмент, тип „леща“, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
Полиращ инструмент, тип „чашка“ VI-EC7m		6	ERWEC7M6
<b>Огледална политура (сиво)</b>	Инструменти с диамант		
Полиращ инструмент, тип „острие“, VI-EB14f		3	ERWEB14F3
Полиращ инструмент, тип „леща“, VI-EL10f		6	ERWEL10F6
Полиращ инструмент, тип „чашка“, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

## VITA ENAMIC® Полиращ комплект за зъботехническо приложение – рефилни опаковки

Наименование	Пояснение	Съдържание/брой	Арт. №
<b>Предварително полиране (розово)</b>	SiC-инструменти (силициев карбид)		
Полиращ инструмент, тип „острие“, VI-ES5m		6	ERHES5M6
Полиращ инструмент, тип „торпедо“, VI-ET 6m		6	ERHET6M6
Полиращ инструмент, тип „колело“ VI-ER15m		6	ERHER15M6
Полиращ инструмент, тип „леща“, VI-EL16m		6	ERHEL16M6
<b>Огледална политура (сиво)</b>	Инструменти с диамант		
Полиращ инструмент, тип „острие“, VI-ES5f		6	ERHES5F6
Полиращ инструмент, тип „торпедо“, VI-ET6f		6	ERHET6F6
Полиращ инструмент, тип „колело“, VI-ER15f		6	ERHER15F6
Полиращ инструмент, тип „леща“, VI-EL16f		6	ERHEL16F6

Допълнителна информация за VITA ENAMIC ще намерите на адрес: [www.vita-enamic.de](http://www.vita-enamic.de) / [www.vita-enamic.com](http://www.vita-enamic.com)

**VITA**