

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

Pro snadné předběžné leštění a leštění na vysoký lesk VITA ENAMIC hybridní keramiky



VITA určování barev

VITA barevná komunikace

VITA barevná reprodukce

VITA kontrola barvy

Platí od 09.16

VITA shade, VITA made.

VITA

Popis výrobku

Leštící sady VITA ENAMIC byly vyvinuty pro spolehlivé, hospodárné a k materiálům šetrné opracování povrchu restaurací z hybridní keramiky v praxi a laboratoři. Sady obsahují různá leštící tělesa pro předběžné leštění a leštění na vysoký lesk.

Pomocí těchto nástrojů lze s ohledem na materiál leštit žvýkácké plochy, hrbolky, fisury a kontaktní body restaurace. Konečný výsledek těchto leštících nástrojů pro povrchy je excelentní stupeň vyleštění.

Obrátek!

Přednosti výrobku

Excelentní konečné výsledky

Pomocí těchto nástrojů se dosáhne excelentních výsledků povrchů odpuzujících plak. Přesný kruhový pohyb, sladěné velikosti zrna a individuální geometrie nástrojů zaručují vysoce přesné výsledky.

Jednoduchá a bezpečná manipulace

Nástroje zajišťují vysoký úběr. Snadná manipulace a používání bez leštící pasty umožňují jednoduché a rychlé opracování. Možnost sterilizace nástrojů clinical zajišťuje bezpečnost.

Manipulace šetrná k materiálu

Pomocí těchto nástrojů speciálně vyvinutých pro VITA ENAMIC je zaručeno dodatečné opracování šetrné k materiálu. Tak se například zabrání nebezpečí možného vytváření mikroskopických trhlin.

Údaje o výrobku

VITA ENAMIC Polishing Set clinical: zahrnuje celkem 6 nástrojů pro kolénko. Obsahuje tři nástroje pro předběžné leštění a leštění na vysoký lesk.

VITA ENAMIC Polishing Set clinical: zahrnuje celkem 8 nástrojů pro násadec. Obsahuje čtyři nástroje pro předběžné leštění a leštění na vysoký lesk.

VITA ENAMIC® zboží

Označení	Vysvětlení	Obsah / kusů	Výr. č.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	Dvoustupňový leštící systém s předběženým leštěním a leštěním na vysoký lesk pro kolénko	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical	Dvoustupňový leštící systém s předběženým leštěním a leštěním na vysoký lesk pro násadec	8	EENPSETT

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical – doplňkové balení

Označení	Vysvětlení	Obsah / kusů	Č. výr.
Předběžné leštění (pink)	SiC nástroje (karbid křemíku)		
Leštící nástroj, špička, VI-EB14m		3	ERWEB14M3
Leštící nástroj, čočka, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
Leštící nástroj, kalíšek, VI-EC7m		6	ERWEC7M6
Leštění na vysoký lesk (šedá)	Diamantové nástroje		
Leštící nástroj, špička, VI-EB14f		3	ERWEB14F3
Leštící nástroj, čočka, VI-EL10f		6	ERWEL10F6
Leštící nástroj, kalíšek, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

VITA ENAMIC® Polishing Set technical – doplňkové balení

Označení	Vysvětlení	Obsah / kusů	Č. výr.
Předběžné leštění (pink)	SiC nástroje (karbid křemíku)		
Leštící nástroj, špička, VI-ES5m		6	ERHES5M6
Leštící nástroj, torpédo, VI-ET6m		6	ERHET6M6
Leštící nástroj, kolečko, VI-ER15m		6	ERHER15M6
Leštící nástroj, čočka, VI-EL16m		6	ERHEL16M6
Leštění na vysoký lesk (šedá)	Diamantové nástroje		
Leštící nástroj, špička, VI-ES5f		6	ERHES5F6
Leštící nástroj, torpédo, VI-ET6f		6	ERHET6F6
Leštící nástroj, kolečko, VI-ER15f		6	ERHER15F6
Leštící nástroj, čočka, VI-EL16f		6	ERHEL16F6

Další informace k VITA ENAMIC najdete na: www.vita-enamic.de/ www.vita-enamic.com

VITA