


# VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

Für die einfache Vor- und Hochglanzpolitur von VITA ENAMIC Hybridkeramik



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 09.16

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Produktbeschreibung

Die VITA ENAMIC Polierkörpersets wurden für die sichere, wirtschaftliche und materialgerechte Oberflächenbearbeitung von Restaurationen aus Hybridkeramik in Praxis und Labor entwickelt. Die Sets beinhalten diverse Polierkörper zur Vor- und Hochglanz-

politur. Mit diesen Instrumenten können Kauflächen, Höcker, Fissuren und Kontaktpunkte der Restauration materialschonend poliert werden. Im Endergebnis sorgen diese Polierinstrumente für Oberflächen mit einem exzellenten Glanzgrad.

## Produktvorteile

### Exzellente Endergebnisse

Mit diesen Instrumenten werden exzellente, plaqueabweisende Oberflächenergebnisse erzielt. Ein exakter Rundlauf, die abgestimmten Körnungen und die individuellen Geometrien der Instrumente garantieren hochpräzise Ergebnisse.

### Einfache und sichere Handhabung

Die Instrumente sichern eine hohe Abtragsleistung. Die gute Handhabung und der Einsatz ohne Polierpaste ermöglichen eine einfache und schnelle Bearbeitung. Die Sterilisierbarkeit der clinical Instrumente sorgt für Sicherheit.

### Werkstoffschonende Behandlung

Mit diesen speziell für VITA ENAMIC entwickelten Instrumenten wird eine werkstoffschonende Nachbearbeitung garantiert. So wird beispielsweise die Gefahr einer möglichen Mikrorissbildung vermindert.

## Produktdaten

VITA ENAMIC Polishing Set clinical: Umfasst insgesamt sechs Instrumente für das Winkelstück. Es beinhaltet drei Instrumente für die Vor- und drei für die Hochglanzpolitur.

VITA ENAMIC Polishing Set technical: Umfasst insgesamt acht Instrumente für das Handstück. Es beinhaltet vier Instrumente für die Vor- und vier für die Hochglanzpolitur.

## VITA ENAMIC® Sortimente

Bezeichnung	Erläuterung	Inhalt / Stück	Art.-Nr.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	2 stufiges Poliersystem mit Vor- und Hochglanzpolierern für das Winkelstück	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical	2 stufiges Poliersystem mit Vor- und Hochglanzpolierern für das Handstück	8	EENPSETT

## VITA ENAMIC® Polishing Set clinical – Nachfüllpackungen

Bezeichnung	Erläuterung	Inhalt / Stück	Art.-Nr.
<b>Vorpolitur (pink)</b>	SiC-Instrumente (Siliziumcarbid)		
Polierinstrument, Brush, VI-EB14m		3	ERWEB14M3
Polierinstrument, Linse, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
Polierinstrument, Kelch, VI-EC7m		6	ERWEC7M6
<b>Hochglanzpolitur (grau)</b>	Diamantinstrumente		
Polierinstrument, Brush, VI-EB14f		3	ERWEB14F3
Polierinstrument, Linse, VI-EL10f		6	ERWEL10F6
Polierinstrument, Kelch, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

## VITA ENAMIC® Polishing Set technical – Nachfüllpackungen

Bezeichnung	Erläuterung	Inhalt / Stück	Art.-Nr.
<b>Vorpolitur (pink)</b>	SiC-Instrumente (Siliziumcarbid)		
Polierinstrument, Spitze, VI-ES5m		6	ERHES5M6
Polierinstrument, Torpedo, VI-ET6m		6	ERHET6M6
Polierinstrument, Rad, VI-ER15m		6	ERHER15M6
Polierinstrument, Linse, VI-EL16m		6	ERHEL16M6
<b>Hochglanzpolitur (grau)</b>	Diamantinstrumente		
Polierinstrument, Spitze, VI-ES5f		6	ERHES5F6
Polierinstrument, Torpedo, VI-ET6f		6	ERHET6F6
Polierinstrument, Rad, VI-ER15f		6	ERHER15F6
Polierinstrument, Linse, VI-EL16f		6	ERHEL16F6

Weitere Informationen zu VITA ENAMIC finden Sie unter: [www.vita-enamic.de](http://www.vita-enamic.de) / [www.vita-enamic.com](http://www.vita-enamic.com)

**VITA**