

# VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

Para el pulido previo y el pulido de alto brillo fáciles de la cerámica híbrida VITA ENAMIC



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 09.16

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Descripción del producto

Los kits de pulidores VITA ENAMIC se han desarrollado para tratar la superficie de restauraciones confeccionadas con cerámica híbrida de forma segura, económica y adecuada a las características del material, pudiendo utilizarse tanto en la clínica como en el laboratorio dental. Los kits incluyen diversos pulidores para el pulido previo

y el pulido de alto brillo. Con estos instrumentos pueden pulirse las superficies masticatorias, cúspides, fosas y puntos de contacto de la restauración de forma respetuosa con el material. En el resultado final estos instrumentos de pulido consiguen unas superficies con un excelente nivel de brillo.

Véase el reverso

## Ventajas del producto

### Resultados finales excelentes

Con estos instrumentos se consiguen unas extraordinarias superficies finales resistentes a la acumulación de placa. Una rotación exacta, las granulaciones coordinadas y las geometrías individuales de los instrumentos garantizan unos resultados de gran precisión.

### Manipulación sencilla y segura

Los instrumentos garantizan un elevado rendimiento de pulido. La buena manipulación y el empleo sin pasta de pulido permiten trabajar de forma rápida y sencilla. Los instrumentos del kit clinical pueden esterilizarse, lo que garantiza la seguridad.

### Tratamiento respetuoso con el material

Con estos instrumentos desarrollados especialmente para VITA ENAMIC se garantiza un acabado respetuoso con el material. Se reduce, por ejemplo, el riesgo de formación de microfisuras.

## Datos del producto

VITA ENAMIC Polishing Set clinical: incluye un total de seis instrumentos para la pieza acodada. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.

VITA ENAMIC Polishing Set technical: incluye un total de ocho instrumentos para la pieza de mano. Incluye cuatro instrumentos para el pulido previo y cuatro para el pulido de alto brillo.

## Surtidos de VITA ENAMIC®

Denominación	Explicación	Contenido / unidades	Ref.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	Sistema de pulido en 2 etapas con instrumentos para el pulido previo y el pulido de alto brillo para la pieza acodada	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical	Sistema de pulido en 2 etapas con instrumentos para el pulido previo y el pulido de alto brillo para la pieza de mano	8	EENPSETT

## VITA ENAMIC® Polishing Set clinical: envases de reposición

Denominación	Explicación	Contenido / unidades	Ref.
<b>Pulido previo (rosa)</b>	Instrumentos SiC (carburo de silicio)		
Instrumento de pulido, en forma de punta, VI-EB14m		3	ERWEB14M3
Instrumento de pulido, lenticular, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
Instrumento de pulido, en forma de cáliz, VI-EC7m		6	ERWEC7M6
<b>Pulido de alto brillo (gris)</b>	Instrumentos de diamante		
Instrumento de pulido, en forma de punta, VI-EB14f		3	ERWEB14F3
Instrumento de pulido, lenticular, VI-EL10f		6	ERWEL10F6
Instrumento de pulido, en forma de cáliz, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

## VITA ENAMIC® Polishing Set technical: envases de reposición

Denominación	Explicación	Contenido / unidades	Ref.
<b>Pulido previo (rosa)</b>	Instrumentos SiC (carburo de silicio)		
Instrumento de pulido, en forma de punta, VI-ES5m		6	ERHES5M6
Instrumento de pulido, en forma de torpedo, VI-ET6m		6	ERHET6M6
Instrumento de pulido, en forma de rueda, VI-ER15m		6	ERHER15M6
Instrumento de pulido, lenticular, VI-EL16m		6	ERHEL16M6
<b>Pulido de alto brillo (gris)</b>	Instrumentos de diamante		
Instrumento de pulido, en forma de punta, VI-ES5f		6	ERHES5F6
Instrumento de pulido, en forma de torpedo, VI-ET6f		6	ERHET6F6
Instrumento de pulido, en forma de rueda, VI-ER15f		6	ERHER15F6
Instrumento de pulido, lenticular, VI-EL16f		6	ERHEL16F6

Encontrará más información sobre VITA ENAMIC en: [www.vita-enamic.de](http://www.vita-enamic.de) / [www.vita-enamic.com](http://www.vita-enamic.com)

**VITA**