

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

VITA ENAMIC Hibrid kerámia egyszerű elő- és magassfényű polírozásához



VITA Színmeghatározás

VITA Színkommunikáció

VITA Színhelyreállítás

VITA Színkontroll

Kiadva: 09.16

VITA shade, VITA made.

VITA

Termékleírás

A VITA ENAMIC csapos polírozó köveket hibrid kerámia fogpótlások biztonságos és gazdaságos felületi megmunkálásához fejlesztették ki az anyag jellegének megfelelően, praxisok és laborok számára. A készletek különböző polírozó fejeket tartalmaznak előpolírozáshoz és magassfényű polírozáshoz.

Ezekkel a szerszámokkal a fogpótlás rágófelülete, csücskei, físzúrái és érintkezési pontjai anyagkímélő módon polírozhatók. Végeredményként ezek a polírozó eszközök kitűnő fényességi fokozatot biztosítanak a felületnek.

kérjük, fordítson!

Termék előnyei

Kiváló végeredmény

Ezekkel a szerszámokkal a felületen kiváló, plakknak ellenálló eredmény érhető el. A pontos körforgás, az összehangolt szemcse-szerkezet és a szerszámok egyedi méretei garantálják a kiemelkedően pontos eredményeket.

Egyszerű és biztonságos munkavégzés

A szerszámoknak magas a kopásteljesítménye. A helyes használat polírpaszta használata nélkül egyszerű és gyors feldolgozást biztosít. A clinical szerszámok sterilizálhatósága gondoskodik a biztonságról.

Anyagkímélő munkavégzés

Ezekkel a speciálisan VITA ENAMIC anyaghoz kifejlesztett szerszámokkal garantált az anyagkímélő megmunkálás. Az esetleges mikrorepedések keletkezésének veszélye például csökken.

Termékadatok

VITA ENAMIC Polishing Set clinical: összesen hat szerszámot tartalmaz a könyökdarabhoz. Ebből három szerszám az előpolírozáshoz, három pedig a magasfényű polírozáshoz való.

VITA ENAMIC Polishing Set technical: összesen nyolc szerszámot tartalmaz a kézidarabhoz. Ebből négy szerszám az előpolírozáshoz, négy pedig a magasfényű polírozáshoz való.

VITA ENAMIC® szortimentek

Megnevezés	Magyarázat	Tartalom / darab	Cikkszám
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	2 lépcsős polírozó rendszer előpolírozással és magasfényű polírozással a könyökdarabhoz	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical	2 lépcsős polírozó rendszer előpolírozással és magasfényű polírozással a könyökdarabhoz	8	EENPSETT

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical – utántöltő csomagok

Megnevezés	Magyarázat	Tartalom / darab	Cikkszám
Előpolírozás (pink)	SiC szerszámok (szilícium-karbid)		
Polírozó csúcs, VI-EB14m		3	ERWEB14M3
Polírozó lencse, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
Polírozó csésze, VI-EC7m		6	ERWEC7M6
Magasfényű polírozás (szürke)	Gyémántszerszámok		
Polírozó csúcs, kicsi VI-EB14f		3	ERWEB14F3
Polírozó lencse, VI-EL10f		6	ERWEL10F6
Polírozó csésze, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

VITA ENAMIC® Polishing Set technical – utántöltő csomagok

Megnevezés	Magyarázat	Tartalom / darab	Cikkszám
Előpolírozás (pink)	SiC szerszámok (szilícium-karbid)		
Polírozó csúcs, VI-ES5m		6	ERHES5M6
Polírozó szerszám, Torpedo, VI-ET6m		6	ERHET6M6
Polírozó kerék, VI-ER15m		6	ERHER15M6
Polírozó lencse, VI-EL16m		6	ERHEL16M6
Magasfényű polírozás (szürke)	Gyémántszerszámok		
Polírozó csúcs, VI-ES5f		6	ERHES5F6
Polírozó szerszám, Torpedo, VI-ET6f		6	ERHET6F6
Polírozó kerék, VI-ER15f		6	ERHER15F6
Polírozó lencse, VI-EL16f		6	ERHEL16F6

További információ VITA ENAMIC anyagról: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com

VITA