

VITA YZ[®] T – für hochfeste Gerüstkonstruktionen

Transluzent. Passgenau. Zirkondioxid.



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 10.16

VITA shade, VITA made.

VITA

Produktbeschreibung

VITA YZ T ermöglicht dank hervorragender Festigkeit (ca. 1.200 MPa) grazile Gerüstkonstruktionen für Kronen- und Brückenversorgungen bei gleichzeitig hoher Passgenauigkeit.

Zur exakten Farbproduktion gibt es zu VITA YZ T ein System aus abgestimmten Komponenten mit z. B. Einfärbeflüssigkeiten, Malfarben und Verblendkeramik.

VITA YZ[®] T – für hochfeste Gerüstkonstruktionen

Indikation

Für hochbelastbare Gerüstkonstruktionen:

- Kronengerüste im Front-/Seitenzahnbereich
- vielgliedrige Brückengerüste im Front-/Seitenzahnbereich

Vorteile

- präzise Ergebnisse durch hohe Kantenstabilität und passgenaue Sinterresultate
- hohe Sicherheit dank enormer Festigkeit und über 10-jähriger klinischer Erfahrung
- zeiteffiziente Herstellung dank 80-min-HighSpeed-Sinterprozess
- abgestimmte Komponenten (z. B. Verblendkeramik) zur exakten Farbproduktion

Geometrien

VITA YZ T Rohlinge sind erhältlich

- in Block Geometrien: 20/19, 40/19, 55, 65/25
- in DISC Geometrien: Ø 98,4 in den Höhen 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm


Farben

VITA YZ T Rohlinge sind erhältlich

- als YZ T^{White}: uneingefärbt (weiß) zur individuellen Einfärbung
- als YZ T^{Color*}: voreingefärbt in Farb-/Helligkeitsstufen LL1/light, LL2/medium und LL3/intense (nur in den Höhen 14 und 18 mm)

*) VITA YZ T^{Color} Blockgeometrien sind nur in LL1/light erhältlich.

Systemkomponenten



Einfärbung mit
VITA YZ T COLORING LIQUID

Individualisierung mit
VITA VM 9

Charakterisierung mit
VITA AKZENT Plus

VITA YZ® T Rohlinge

Block Geometrien uneingefärbt

Bezeichnung	Farbe	Größe	Inhalt	Art.-Nr.
VITA YZ T ^{White}	uneingefärbt	YZ-20/19: 20 x 19 x 15,5 mm	4 Stück	EC4YW3007804
VITA YZ T ^{White}	uneingefärbt	YZ-40/19: 39 x 19 x 15,5 mm	2 Stück	EC4YW3008042
VITA YZ T ^{White}	uneingefärbt	YZ-55: 55 x 19 x 15,5 mm	2 Stück	EC4YW3008162
VITA YZ T ^{White}	uneingefärbt	YZ-65/25: 65 x 25 x 22 mm	1 Stück	EC4YW3008401

Block Geometrien voreingefärbt

Bezeichnung	Farbe	Größe	Inhalt	Art.-Nr.
VITA YZ T ^{Color}	LL1/light	YZ-20/19: 20 x 19 x 15,5 mm	4 Stück	EC4YW3617804
VITA YZ T ^{Color}	LL1/light	YZ-40/19: 39 x 19 x 15,5 mm	2 Stück	EC4YW3618042
VITA YZ T ^{Color}	LL1/light	YZ-55: 55 x 19 x 15,5 mm	2 Stück	EC4YW3618162
VITA YZ T ^{Color}	LL1/light	YZ-65/25: 65 x 25 x 22 mm	1 Stück	EC4YW3618401

Disc Geometrien uneingefärbt

Bezeichnung	Farbe	Größe	Inhalt	Art.-Nr.
VITA YZ T ^{White}	uneingefärbt	Ø 98,4 / h 10 mm	1 Stück	ECDYW3981000
VITA YZ T ^{White}	uneingefärbt	Ø 98,4 / h 12 mm	1 Stück	ECDYW3981200
VITA YZ T ^{White}	uneingefärbt	Ø 98,4 / h 14 mm	1 Stück	ECDYW3981400
VITA YZ T ^{White}	uneingefärbt	Ø 98,4 / h 16 mm	1 Stück	ECDYW3981600
VITA YZ T ^{White}	uneingefärbt	Ø 98,4 / h 18 mm	1 Stück	ECDYW3981800
VITA YZ T ^{White}	uneingefärbt	Ø 98,4 / h 20 mm	1 Stück	ECDYW3982000
VITA YZ T ^{White}	uneingefärbt	Ø 98,4 / h 25 mm	1 Stück	ECDYW3982500

Disc Geometrien voreingefärbt

Bezeichnung	Farbe	Größe	Inhalt	Art.-Nr.
VITA YZ T ^{Color}	LL1/light	Ø 98,4 / h 14 mm	1 Stück	ECDYC3981461
VITA YZ T ^{Color}	LL2/medium	Ø 98,4 / h 14 mm	1 Stück	ECDYC3981462
VITA YZ T ^{Color}	LL3/intense	Ø 98,4 / h 14 mm	1 Stück	ECDYC3981463
VITA YZ T ^{Color}	LL1/light	Ø 98,4 / h 18 mm	1 Stück	ECDYC3981861
VITA YZ T ^{Color}	LL2/medium	Ø 98,4 / h 18 mm	1 Stück	ECDYC3981862
VITA YZ T ^{Color}	LL3/intense	Ø 98,4 / h 18 mm	1 Stück	ECDYC3981863
VITA YZ T ^{Color}	LL2/medium	Ø 98,4 / h 20 mm	1 Stück	ECDYC3982062

VITA YZ® T COLORING LIQUID

Sortiment:

VITA YZ® T COLORING LIQUID SET – Complete Set – Art.Nr. EZ0CZ500

Anzahl	Inhalt	Material
je 1	Flasche á 100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale, medium, intense, neutral
4	90 ml	Arbeitsbehältnisse
1	Stück	Kunststoffpinzette für VITA YZ T COLORING LIQUID
1	Stück	VITA YZ T COLORING LIQUID Farbmusterschiene

One-Color-Sets:

VITA YZ® T COLORING LIQUID SET light/pale (Art.-Nr. EZ0CZ67250)

Anzahl	Inhalt	Material
1	Flasche 250 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale
1	90 ml	Arbeitsbehältnis
1	Stück	Kunststoffpinzette für VITA YZ T COLORING LIQUID

VITA YZ® T COLORING LIQUID SET medium (Art.-Nr. EZ0CZ68250)

Anzahl	Inhalt	Material
1	Flasche 250 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID medium
1	90 ml	Arbeitsbehältnis
1	Stück	Kunststoffpinzette für VITA YZ T COLORING LIQUID

VITA YZ® T COLORING LIQUID SET intense (Art.-Nr. EZ0CZ69100)

Anzahl	Inhalt	Material
1	Flasche 100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID intense
1	90 ml	Arbeitsbehältnis
1	Stück	Kunststoffpinzette für VITA YZ T COLORING LIQUID

VITA YZ® T COLORING LIQUID SET neutral (Art.-Nr. EZ0CZ84100)

Anzahl	Inhalt	Material
1	Flasche 100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID neutral
1	90 ml	Arbeitsbehältnis
1	Stück	Kunststoffpinzette für VITA YZ T COLORING LIQUID

Systemkompatibilität

VITA YZ® T – SYSTEM LÖSUNGEN

VITA bietet VITA YZ T mit spezifischem Haltersystem für das CAD/CAM-System:

- inLab (Sirona Dental GmbH)

VITA YZ® T – UNIVERSAL LÖSUNGEN

VITA bietet VITA YZ T in universeller Disc Geometrie (Ø 98,4 mm) für die CAD/CAM-Systeme:

- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- DMG ULTRASONIC Serie (DMG Mori AG)
- Röders RXD Serie (Röders GmbH)
- inLab MC X5 (Sirona Dental GmbH)
- S1/S2/K3/K4/K5 Impression (vhf camfacture AG)

Hinweis: Prinzipiell können VITA YZ T Discs in allen offenen CAD/CAM-Systemen verarbeitet werden, die Ronden mit einem Durchmesser von 98,4 mm (inkl. umlaufender Nut) verarbeiten können.

VITA