

# VITA YZ<sup>®</sup> T – pour des infrastructures très solides

Translucide. Précision d'adaptation. Dioxyde de zirconium.



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 10.16

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Description du produit

VITA YZ T grâce à sa remarquable solidité (env. 1.200 MPa) permet de réaliser de fines infrastructures pour couronnes et bridges avec simultanément une grande précision d'adaptation. Pour une reproduction exacte des couleurs,

VITA YZ T comporte un système de composants adaptés avec par ex. des liquides pour teinter les travaux, des colorants et une céramique cosmétique.

# VITA YZ<sup>®</sup> T – pour des infrastructures très solides

## Indications

Pour des infrastructures ultra résistantes

- Chapes de couronnes antérieures et postérieures
- Infrastructures de bridges à plusieurs éléments en secteur antérieur et postérieur

## Avantages

- Résultats précis grâce à la grande solidité des bords et à la précision d'adaptation des éléments frittés
- Haute sécurité grâce à une énorme résistance et un recul clinique de plus de 10 ans
- Gain de temps à la fabrication grâce à un frittage HighSpeed de 80 min
- Composants harmonisés (par ex. céramique cosmétique) pour une reproduction exacte des couleurs

## Géométries

Les lingotins VITA YZ T sont disponibles

- sous forme de blocs : 20/19, 40/19, 55, 65/25
- sous forme de disques : Ø 98,4 dans les hauteurs 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm

## Couleurs

Les lingotins VITA YZ T sont disponibles

- en YZ T<sup>White</sup> : non teinté (blanc) pour coloration personnalisée
- en YZ T<sup>Color</sup>\* : préteinté dans les couleurs/degrés de luminosité LL1/light, LL2/medium et LL3/intense (uniquement dans les hauteurs 14 et 18 mm)

\*) VITA YZ T<sup>Color</sup> sous forme de blocs est disponible uniquement en LL1/light .

## Composants du système



Coloration avec  
VITA YZ T COLORING LIQUID

Personnalisation avec  
VITA VM 9

Caractérisation avec  
VITA AKZENT Plus

## Lingotins VITA YZ® T

### Géométries blocs non teintés

Désignation	Couleur	Taille	Contenu	N° art.
VITA YZ T <sup>White</sup>	non teinté	YZ-20/19 : 20 x 19 x 15,5 mm	4 pièces	EC4YW3007804
VITA YZ T <sup>White</sup>	non teinté	YZ-40/19 : 39 x 19 x 15,5 mm	2 pièces	EC4YW3008042
VITA YZ T <sup>White</sup>	non teinté	YZ-55 : 55 x 19 x 15,5 mm	2 pièces	EC4YW3008162
VITA YZ T <sup>White</sup>	non teinté	YZ-65/25 : 65 x 25 x 22 mm	1 pièce	EC4YW3008401

### Géométries blocs préteintés

Désignation	Couleur	Taille	Contenu	N° art.
VITA YZ T <sup>Color</sup>	LL1/light	YZ-20/19 : 20 x 19 x 15,5 mm	4 pièces	EC4YW3617804
VITA YZ T <sup>Color</sup>	LL1/light	YZ-40/19 : 39 x 19 x 15,5 mm	2 pièces	EC4YW3618042
VITA YZ T <sup>Color</sup>	LL1/light	YZ-55 : 55 x 19 x 15,5 mm	2 pièces	EC4YW3618162
VITA YZ T <sup>Color</sup>	LL1/light	YZ-65/25 : 65 x 25 x 22 mm	1 pièce	EC4YW3618401

### Géométries disques non teintés

Désignation	Couleur	Taille	Contenu	N° art.
VITA YZ T <sup>White</sup>	non teinté	Ø 98,4 / h 10 mm	1 pièce	ECDYW3981000
VITA YZ T <sup>White</sup>	non teinté	Ø 98,4 / h 12 mm	1 pièce	ECDYW3981200
VITA YZ T <sup>White</sup>	non teinté	Ø 98,4 / h 14 mm	1 pièce	ECDYW3981400
VITA YZ T <sup>White</sup>	non teinté	Ø 98,4 / h 16 mm	1 pièce	ECDYW3981600
VITA YZ T <sup>White</sup>	non teinté	Ø 98,4 / h 18 mm	1 pièce	ECDYW3981800
VITA YZ T <sup>White</sup>	non teinté	Ø 98,4 / h 20 mm	1 pièce	ECDYW3982000
VITA YZ T <sup>White</sup>	non teinté	Ø 98,4 / h 25 mm	1 pièce	ECDYW3982500

### Géométries disques préteintés

Désignation	Couleur	Taille	Contenu	N° art.
VITA YZ T <sup>Color</sup>	LL1/light	Ø 98,4 / h 14 mm	1 pièce	ECDYC3981461
VITA YZ T <sup>Color</sup>	LL2/medium	Ø 98,4 / h 14 mm	1 pièce	ECDYC3981462
VITA YZ T <sup>Color</sup>	LL3/intense	Ø 98,4 / h 14 mm	1 pièce	ECDYC3981463
VITA YZ T <sup>Color</sup>	LL1/light	Ø 98,4 / h 18 mm	1 pièce	ECDYC3981861
VITA YZ T <sup>Color</sup>	LL2/medium	Ø 98,4 / h 18 mm	1 pièce	ECDYC3981862
VITA YZ T <sup>Color</sup>	LL3/intense	Ø 98,4 / h 18 mm	1 pièce	ECDYC3981863
VITA YZ T <sup>Color</sup>	LL2/medium	Ø 98,4 / h 20 mm	1 pièce	ECDYC3982062

## VITA YZ® T COLORING LIQUID

Assortiment

### VITA YZ® T COLORING LIQUID SET – Complete Set – N° art. EZ0CZ500

Quantité	Contenu	Matériau
1 de chaque	Flacon de 100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale, medium, intense, neutral
4	90 ml	Godets
1	Pièce	Précelle en plastique pour VITA YZ T COLORING LIQUID
1	Pièce	Plaquette de couleurs VITA YZ T COLORING LIQUID

One-Color-Sets

**VITA YZ® T COLORING LIQUID SET light/pale (N° art. EZ0CZ67250)**

Quantité	Contenu	Matériau
1	Flacon 250 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale
1	90 ml	Récipient de travail
1	Pièce	Précelle en plastique pour VITA YZ T COLORING LIQUID

**VITA YZ® T COLORING LIQUID SET medium (N° art. EZ0CZ68250)**

Quantité	Contenu	Matériau
1	Flacon 250 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID medium
1	90 ml	Récipient de travail
1	Pièce	Précelle en plastique pour VITA YZ T COLORING LIQUID

**VITA YZ® T COLORING LIQUID SET intense (N° art. EZ0CZ69100)**

Quantité	Contenu	Matériau
1	Flacon 100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID intense
1	90 ml	Récipient de travail
1	Pièce	Précelle en plastique pour VITA YZ T COLORING LIQUID

**VITA YZ® T COLORING LIQUID SET neutral (N° art. EZ0CZ84100)**

Quantité	Contenu	Matériau
1	Flacon 100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID neutral
1	90 ml	Récipient de travail
1	Pièce	Précelle en plastique pour VITA YZ T COLORING LIQUID

**Systemes compatibles**

**VITA YZ® T – UN SYSTÈME - DES SOLUTIONS**

VITA propose VITA YZ T avec un système de fixation spécifique pour le système CFAO :

- inLab (Sirona Dental GmbH)

**VITA YZ® T – DES SOLUTIONS UNIVERSELLES**

VITA propose VITA YZ T sous forme de disque universel (Ø 98,4 mm) pour les systèmes CFAO:

- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- DMG ULTRASONIC Serie (DMG Mori AG)
- RXD Serie (Röders GmbH)
- inLab MC X5 (Sirona Dental GmbH)
- S1/S2/K3/K4/K5 Impression (vhf camfacture AG)

Observation : en principe les VITA YZ T Discs sont usinables dans tous les systèmes CFAO ouverts qui acceptent les disques d'un diamètre de 98,4 mm (rainure circulaire comprise).

**VITA**