

VITA YZ[®] T - per strutture ad alta resistenza

Traslucente. Preciso. Biossido di zirconio.



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 10.16

VITA shade, VITA made.

VITA

Descrizione del prodotto

Grazie alla sua resistenza ottimale (ca. 1.200 MPa) VITA YZ T consente strutture sottili per riabilitazioni coronali e a ponte di alta precisione. Per la riproduzione esatta del colore il

sistema VITA YZ T comprende un sistema di componenti specifici, ad es. colori di cromatizzazione, supercolori e ceramica di rivestimento estetico.

VITA YZ[®] T – per strutture ad alta resistenza

Indicazioni

Per strutture ad alta resistenza

- strutture per corone frontali e posteriori
- strutture per ponti frontali e posteriori a più elementi

Vantaggi

- risultati precisi grazie all'elevata stabilità dei bordi e alla precisione di sinterizzazione
- grande sicurezza grazie all'altissima resistenza e oltre 10 anni di esperienza clinica
- efficienza dei tempi grazie al processo di sinterizzazione HighSpeed in 80 minuti
- componenti specifici (ad es. ceramica di rivestimento estetico) per la riproduzione esatta del colore

Geometrie

I blanks VITA YZ T sono disponibili

- in blocchetti nelle geometrie: 20/19, 40/19, 55, 65/25
- in DISC nelle geometrie: Ø 98,4 negli spessori 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm

Colori

I blanks VITA YZ T sono disponibili

- come YZ T^{White}: non cromatizzato (bianco) da cromatizzare individualmente
- come YZ T^{Color*}: precromatizzato nei colori/livelli di valore LL1/light, LL2/medium e LL3/intense (solo negli spessori 14 e 18 mm)

*) VITA YZ T^{Color} in geometrie a blocchetto sono disponibili solo in LL1/light.

Componenti di sistema



Cromatizzazione con
VITA YZ T COLORING LIQUID

Individualizzazione con
VITA VM 9

Caratterizzazione
con VITA AKZENT Plus

VITA YZ® T Blanks

Geometrie a blocchetto non cromatizzato

Denominazione	Colore	Misura	Contenuto	Codice
VITA YZ T ^{White}	non cromatizzato	YZ-20/19: 20 x 19 x 15,5 mm	4 pz.	EC4YW3007804
VITA YZ T ^{White}	non cromatizzato	YZ-40/19: 39 x 19 x 15,5 mm	2 pz.	EC4YW3008042
VITA YZ T ^{White}	non cromatizzato	YZ-55: 55 x 19 x 15,5 mm	2 pz.	EC4YW3008162
VITA YZ T ^{White}	non cromatizzato	YZ-65/25: 65 x 25 x 22 mm	1 pz.	EC4YW3008401

Geometrie a blocchetto precromatizzato

Denominazione	Colore	Misura	Contenuto	Codice
VITA YZ T ^{Color}	LL1/light	YZ-20/19: 20 x 19 x 15,5 mm	4 pz.	EC4YW3617804
VITA YZ T ^{Color}	LL1/light	YZ-40/19: 39 x 19 x 15,5 mm	2 pz.	EC4YW3618042
VITA YZ T ^{Color}	LL1/light	YZ-55: 55 x 19 x 15,5 mm	2 pz.	EC4YW3618162
VITA YZ T ^{Color}	LL1/light	YZ-65/25: 65 x 25 x 22 mm	1 pz.	EC4YW3618401

Geometrie a disco non cromatizzato

Denominazione	Colore	Misura	Contenuto	Codice
VITA YZ T ^{White}	non cromatizzato	Ø 98,4 / h 10 mm	1 pz.	ECDYW3981000
VITA YZ T ^{White}	non cromatizzato	Ø 98,4 / h 12 mm	1 pz.	ECDYW3981200
VITA YZ T ^{White}	non cromatizzato	Ø 98,4 / h 14 mm	1 pz.	ECDYW3981400
VITA YZ T ^{White}	non cromatizzato	Ø 98,4 / h 16 mm	1 pz.	ECDYW3981600
VITA YZ T ^{White}	non cromatizzato	Ø 98,4 / h 18 mm	1 pz.	ECDYW3981800
VITA YZ T ^{White}	non cromatizzato	Ø 98,4 / h 20 mm	1 pz.	ECDYW3982000
VITA YZ T ^{White}	non cromatizzato	Ø 98,4 / h 25 mm	1 pz.	ECDYW3982500

Geometrie a disco precromatizzato

Denominazione	Colore	Misura	Contenuto	Codice
VITA YZ T ^{Color}	LL1/light	Ø 98,4 / h 14 mm	1 pz.	ECDYC3981461
VITA YZ T ^{Color}	LL2/medium	Ø 98,4 / h 14 mm	1 pz.	ECDYC3981462
VITA YZ T ^{Color}	LL3/intense	Ø 98,4 / h 14 mm	1 pz.	ECDYC3981463
VITA YZ T ^{Color}	LL1/light	Ø 98,4 / h 18 mm	1 pz.	ECDYC3981861
VITA YZ T ^{Color}	LL2/medium	Ø 98,4 / h 18 mm	1 pz.	ECDYC3981862
VITA YZ T ^{Color}	LL3/intense	Ø 98,4 / h 18 mm	1 pz.	ECDYC3981863
VITA YZ T ^{Color}	LL2/medium	Ø 98,4 / h 20 mm	1 pz.	ECDYC3982062

VITA YZ® T COLORING LIQUID

Assortimento:

VITA YZ® T COLORING LIQUID SET – Set completo – Cod. EZOCZ500

Q.tà	Contenuto	Materiale
1 cad.	Flacone, 100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale, medium, intense, neutral
4	90 ml	Contenitore di lavoro
1	pz.	Pinzetta di plastica per VITA YZ T COLORING LIQUID
1	pz.	VITA YZ T COLORING LIQUID guida colori

One-Color-Set:

VITA YZ® T COLORING LIQUID SET light/pale (Cod. EZ0CZ67250)

Q.tà	Contenuto	Materiale
1	Flacone, 250 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale
1	90 ml	Contenitore di lavoro
1	pz.	Pinzetta di plastica per VITA YZ T COLORING LIQUID

VITA YZ® T COLORING LIQUID SET medium (Cod. EZ0CZ68250)

Q.tà	Contenuto	Materiale
1	Flacone, 250 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID medium
1	90 ml	Contenitore di lavoro
1	pz.	Pinzetta di plastica per VITA YZ T COLORING LIQUID

VITA YZ® T COLORING LIQUID SET intense (Cod. EZ0CZ69100)

Q.tà	Contenuto	Materiale
1	Flacone, 100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID intense
1	90 ml	Contenitore di lavoro
1	pz.	Pinzetta di plastica per VITA YZ T COLORING LIQUID

VITA YZ® T COLORING LIQUID SET neutral (Cod. EZ0CZ84100)

Q.tà	Contenuto	Materiale
1	Flacone, 100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID neutral
1	90 ml	Contenitore di lavoro
1	pz.	Pinzetta di plastica per VITA YZ T COLORING LIQUID

Compatibilità di sistema

VITA YZ® T – SOLUZIONI DI SISTEMA

VITA offre VITA YZ T con supporti specifici per il sistema CAD/CAM:

- inLab (Sirona Dental GmbH)

VITA YZ® T – SOLUZIONI UNIVERSALI

VITA offre VITA YZ T in geometria a disco universale (Ø 98,4 mm) per i sistemi CAD/CAM:

- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
- Serie RXD (Röders GmbH)
- inLab MC X5 (Sirona Dental GmbH)
- S1/S2/K3/K4/K5 Impression (vhf camfacture AG)

Avvertenza: in linea di principio i VITA YZ T Disc possono essere fresati con tutti i sistemi CAD/CAM aperti, in grado di utilizzare dischi con un diametro di 98,4 mm (incl. scanalatura circolare).

VITA