



MATÉRIAUX CFAO VITA – Excellentes solutions pour des restaurations unitaires

VITABLOCS® Mark II

Céramique feldspathique/monochrome
Matériau à 1 étape



Avantages

- recul clinique sur des millions d'éléments
- mise en œuvre simple et rapide
- très bonne intégration chromatique

Indications conseillées

Pour de petites restaurations esthétiques :

- inlay
- onlay
- couronne partielle

Exemple



VITABLOCS® TriLuxe/ TriLuxe forte/ RealLife

Céramique feldspathique/polychrome
Matériau à 1 étape



Avantages

- célèbres VITABLOCS de la 2e génération
- très esthétique grâce au dégradé de couleur
- idéal pour une esthétique très personnalisée

Indications conseillées

Pour des restaurations très esthétiques en secteur visible :

- couronne sur dent antérieure
- facette

Exemple



VITA ENAMIC®

Céramique hybride/monochrome
Matériau à 1 étape



Avantages

- céramique hybride absorbant les forces masticatoires
- idéale pour des restaurations a minima
- permet d'obtenir des résultats très précis et de rentabiliser la fabrication en CFAO

Indications conseillées*

Pour des reconstructions a minima ainsi que pour des couronnes postérieures :

- reconstructions sur un espace restreint
- traitement de petits défauts
- facette sans préparation / facette occlusale
- couronne secteur postérieur
- couronne implanto-portée

Exemple



VITA SUPRINITY® PC

Céramique vitreuse précristallisée/monochrome
Matériau à 2 étapes



Avantages

- grande sécurité grâce à une énorme résistance
- polyvalence et donc vaste champ d'indications
- solidité des bords optimisée par rapport au disilicate de lithium

Indications conseillées*

Multiplés possibilités (esthétiques) et donc un vaste champ d'indications possibles :

- couronne sur dent postérieure
- couronne sur dent antérieure
- couronne implanto-portée
- facette

Exemple



VITA SUPRINITY® FC**

Céramique vitreuse cristallisée/monochrome
Matériau à 1 étape



Avantages

- simplicité de mise en œuvre
- solution rapide
- bonne esthétique dentaire

Indications conseillées*

Pour de petites reconstructions esthétiques :

- inlay
- onlay
- couronne partielle

Exemple



The diagram illustrates the product range for each material, including the main block, characterization and personalization products, and polishing instruments.

- VITABLOCS® Mark II:** 2 M2C 114 (5 pcs). Accessories: VITA AKZENT Plus (characterization), VITA VM 9 (personalization).
- VITABLOCS® TriLuxe forte:** 2 M2C TF-14 (5 pcs). Accessories: VITA AKZENT Plus (characterization), VITA VM 9 (personalization).
- VITA ENAMIC®:** 2 M2-HT EM-14 High Translucency (5 pcs). Accessories: VITA ENAMIC (polishing instruments), VITA ENAMIC STAINS (characterization), VITA VM LC (personalization).
- VITA SUPRINITY® PC:** A2-T PC-14 Translucent (5 pcs). Accessories: VITA AKZENT Plus (characterization), VITA SUPRINITY PC (polishing instruments), VITA VM 11 (personalization).
- VITA SUPRINITY® FC:** A2-T FC-14 Translucent (5 pcs). Accessories: VITA AKZENT Plus (characterization), VITA SUPRINITY FC (polishing instruments), VITA VM 11 (personalization).

VITA shade, VITA made.





**MATERIAUX CFAO VITA –
Excellentes solutions pour des restaurations
unitaires PORTFOLIO - POSTER**

