



VITA CAD/CAM ANYAGOK – A legjobb megoldások szülő fogak ellátására

VITABLOCS® Mark II

Földpát kerámia/monokromatikus
Egylépcsős anyag



Előnyök

- milliós nagyságrendben bevált
- gyorsan és egyszerűen megmunkálható
- színben nagyon jól integrálható

Javasolt indikációk*

Kisebb, esztétikai
helyreállításokhoz:

- Inlay
- Onlay
- Részleges korona

Példa



VITABLOCS® TriLuxe/ TriLuxe forte/ RealLife

Földpát kerámia/multikromatikus
Egylépcsős anyag



Előnyök


- bevált, 2. generációs VITABLOCS
- nagyon esztétikus a színátmenetnek köszönhetően
- ideális rendkívül egyedi fogesztétika kialakítására

Javasolt indikációk*

Magas esztétikájú helyreállításokhoz
jól látható régióban

- Frontfog korona
- Veneer

Példa



VITA ENAMIC®

Hibridkerámia/monokromatikus
Egylépcsős anyag



Előnyök

- Hibrid kerámia, ami elnyeli a rágóerőt
- minimál invazív ellátásokhoz ideális
- kiemelkedően precíz eredményeket és gazdaságos CAD/CAM-előállítást tesz lehetővé

Javasolt indikációk*

Minimál invazív helyreállításokhoz, valamint oldalfog-
koronákhoz:

- Helyreállítások korlátozott helykínálat esetén
- Kisebb defektusok ellátása
- Non-Prep-Veneer/Tabletop
- Oldalfog-/moláris koronák
- Implantátumon rögzített korona

Példa



VITA SUPRINITY® PC

Előkristályosított üvegkerámia/monokromatikus
Kétlépcsős anyag



Előnyök


- kiemelkedő szilárdságának köszönhetően nagyon biztonságos
- széles indikációs spektruma miatt sokoldalú
- élstabilitása a lítium-diszilikáthoz képest optimális

Javasolt indikációk*

Sokféle (esztétikai) lehetőség, ezáltal
széles indikációs spektrumot lefed:

- Oldalfog-korona
- Frontfog-korona
- Implantátumon rögzített korona
- Veneer

Példa



VITA SUPRINITY® FC**

Véglegesen kikristályosított üvegkerámia/monokromati-
kus

Egylépcsős anyag



Előnyök


- egyszerűen megmunkálható
- gyors megoldás
- jó fogesztétika

Javasolt indikációk*

Kisebb, esztétikai
helyreállításokhoz:

- Inlay
- Onlay
- Részleges korona

Példa



VITA shade, VITA made.

VITA

VITA CAD/CAM ANYAGOK – A legjobb megoldásokhoz. Milliós nagyságrendben bevált.

*) Fontos: Ezek javasolt indikációk; általában véve természetesen a szülőfogak ellátásának teljes spektruma is lehetséges. A részletekről kérjük tájékozódjon a termék feldolgozási útmutatójából. **) Ez egy ideiglenes termék-tájékoztató; VITA SUPRINITY® FC előreláthatólag 2017 folyamán lesz elérhető.

VITA CAD/CAM ANYAGOK – A LEGJOBB MEGOLDÁSOK SZÓLÓ FOGAK ELLÁTÁSÁRA

Portfólió poszter

VITABLOCS®
Mark II
Triluxe
Triluxe forte
Reallife

kiemelkedően
esztétikus

VITA ENAMIC®

minimál-
invaszív

sokoldalú

VITA SUPRINITY® PC
VITA SUPRINITY® FC

- Legjobb megoldás ideiglenes ellátásokhoz segédeszközökhoz

➤ Legjobb megoldás vázkonstrukcióhoz/
teljes anatómikus hidakhoz

> A legjobb megoldások implantátumon rögzített fogpótláshoz