



Materiały VITA CAD/CAM - najlepsze rozwiązania dla uzupełnień zębów pojedynczych.

VITABLOCS® Mark II

Monochromatyczna ceramika skaleniowa
procedura jednoetapowa



Korzyści

- Jakość potwierdzona miliony razy
- prosta i szybka obróbka
- znakomita integracja kolorystyczna

Zalecane spektrum zastosowania*

Dla małych rekonstrukcji estetycznych:

- wkłady
- nakłady
- półkorony

Przykład



VITABLOCS® TriLuxe/ TriLuxe forte/ RealLife

Wielochromatyczna ceramika skaleniowa
procedura jednoetapowa




Korzyści

- VITABLOCS sprawdzony materiał II generacji
- Wysoka estetyka otrzymana dzięki naśladowictwu naturalnego zęba
- indywidualna i wyjątkowa estetyka zębów

Wysokie estetyczne rkonstrukcje w widocznym obszarze uzębienia*:

- korona w odcinku przednim
- licówki

Przykład



VITA ENAMIC®

Monochromatyczna/ ceramika hybrydowa
procedura jednoetapowa



Korzyści

- ceramika hybrydowa absorbująca siły żucia
- idealna do wykonywania uzupełnień minimalnieinwazyjnych
- umożliwia uzyskanie bardzo precyzyjnych wyników oraz wydajne wykonawstwo systemami CAD/CAM

Zalecany zakres zastosowania*

do wykonywania rekonstrukcji minimalnieinwazyjnych oraz koron w odcinku bocznym:

- Rekonstrukcja w przypadku ograniczonej przestrzeni
- Uzupełnianie małych defektów
- Non-Prep-Veneer/Tabletop
- Zęby boczne /korony na trzonowce
- Korony na implantach

Przykład



VITA SUPRINITY® PC

Monochromatyczna ceramika szklana
skrystalizowana wstępnie
procedura dwuetapowa



Korzyści


- dzięki bardzo wysokiej odporności znakomita skuteczność
- wielorakość zastosowania
- zoptymalizowana stabilność brzegów w porównaniu z dwukrzemianem litu

Zalecany zakres zastosowania*

Różnorakie (estetyczne) możliwości i wszechstronne zastosowanie:

- Korony odcinka zębów bocznych
- Korony odcinka zębów przednich
- Korony na implantach
- Licówki

Przykład



VITA SUPRINITY® FC**

Monochromatyczna ceramika szklana
skrystalizowana ostatecznie
procedura jednoetapowa



Korzyści

- prosta obróbka
- szybkie rozwiązania
- dobra estetyka

Zalecany zakres zastosowania*

W celu wykonania małych rekonstrukcji estetycznych:

- wkłady
- nakłady
- półkorony

Przykład



Charakteryzację można dokonać przy pomocy VITA AKZENT Plus

Indywidualizację przy pomocy VITA VM 9



Charakteryzację można dokonać przy pomocy VITA AKZENT Plus

Indywidualizację przy pomocy VITA VM 9



VITA ENAMIC
Narzędzia polerskie

Charakteryzacja farbami VITA
ENAMIC Stains

Indywidualizacja przy pomocy
VITA VM LC



Charakteryzację można dokonać przy pomocy VITA AKZENT Plus

VITA SUPRINITY
Narzędzia polerskie

Indywidualizacja przy pomocy VITA VM 11



Charakteryzację można dokonać przy pomocy VITA AKZENT Plus

VITA SUPRINITY
instrumenty polerskie

Indywidualizacja przy pomocy VITA VM 11

VITA shade, VITA made.

VITA

Materiały VITA CAD/CAM — dla najlepszych rozwiązań. Skuteczność potwierdzona miliony razy.

*) Wskazówka: zalecane zakresy zastosowania: z reguły można stosować we wszystkich możliwych przypadkach uzupełniania zębów pojedynczych. Wszystkie informacje dotyczące produktu można uzyskać z danej instrukcji materiału. **) To wstępna informacja dotycząca; materiału VITA SUPRINITY® FC, który trafi do klientów w 2017 r.



MATERIAŁY VITA CAD/CAM - NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA UZUPEŁNIENIĘ ZĘBÓW POJEDYNCZYCH.

Portfolio - Plakat

VITABLOCS®
Mark II
Triluxe
Triluxe forte
Reallife

wysoka estetyka

minimalna
inwazyjność

VITA ENAMIC®

> Najlepsze rozwiązania
do uzupełnień czasowych /
materiały pomocnicze

> Najlepsze rozwiązania
dla podbudów pod mosty /
mostów o kształtach anatomicznych

> Najlepsze rozwiązania
dla uzupełnień na implantach

uniwersalne
zastosowanie

VITA SUPRINITY® PC
VITA SUPRINITY® FC

VITA shade, VITA made.

VITA