


# VITA YZ® HT – Ästhetik in präziser Form

Hochtransluzent. Passgenau. Zirkondioxid



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 12.16

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Produktbeschreibung

VITA YZ HT ist ein hochtransluzentes Zirkondioxid, das sich durch enorme Festigkeit (ca. 1.200 MPa) und gute Lichtleitfähigkeit besonders für monolithische Versorgungen eignet. Es ist damit eine kostengünstige, ästhetische Werkstoffalternative zu NEM und teilverblendeter Metall-

keramik. Zur exakten Farbproduktion gibt es zu VITA YZ HT ein System aus abgestimmten Komponenten, wie z. B. die VITA YZ HT SHADE LIQUIDS und die VITA AKZENT Plus Malfarben.

# VITA YZ<sup>®</sup> HT – Ästhetik in präziser Form

## Indikation

Primär für hochfeste, monolithische Brückenversorgungen:

- monolithische Brücken im Front-/Seitenzahnbereich
- Versorgung bei limitierten Platzverhältnissen

## Vorteile

- präzise Ergebnisse durch hohe Kantenstabilität und passgenaue Sinterresultate
- exzellentes ästhetisches Potenzial dank hoher Transluzenz
- zahnfarbene Rohlinge zur effizienten Fertigung monolithischer Restaurationen
- substanzschonende Versorgung, da reduzierte Wandstärken möglich
- abgestimmte Komponenten (z. B. Liquids/Malfarben) zur exakten Farbproduktion

## Geometrien

VITA YZ HT Rohlinge sind erhältlich

- in Block Geometrien: 20/19, 40/19, 55/19, 65/25
- in DISC Geometrien: Ø 98,4 in den Höhen 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm

## Farben

VITA YZ HT Rohlinge sind erhältlich

- als YZ HT<sup>White</sup>: uneingefärbt (weiß) zur individuellen Einfärbung
- als YZ HT<sup>Color</sup>: voreingefärbt in 1M2, 2M2 und 3M2 (nur als DISC Geometrie)
- als YZ HT<sup>Color</sup>: voreingefärbt in A1, A2 und A3 (nur als DISC Geometrie)

## Systemkomponenten



## VITA YZ<sup>®</sup> HT Rohlinge

### DISC Geometrien uneingefärbt

Farbe	Bezeichnung	Geometrie	Inhalt	Art.-Nr.
uneingefärbt	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 Stück	ECDY14981000
uneingefärbt	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 Stück	ECDY14981200
uneingefärbt	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 Stück	ECDY14981400
uneingefärbt	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 Stück	ECDY14981600
uneingefärbt	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 Stück	ECDY14981800
uneingefärbt	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 Stück	ECDY14982000
uneingefärbt	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 Stück	ECDY14982500

**DISC Geometrien voreingefärbt VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

Farbe	Bezeichnung	Geometrie	Inhalt	Art.-Nr.
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 Stück	ECDY24981007
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 Stück	ECDY24981207
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 Stück	ECDY24981407
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 Stück	ECDY24981607
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 Stück	ECDY24981807
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 Stück	ECDY24982007
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 Stück	ECDY24982507
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 Stück	ECDY24981012
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 Stück	ECDY24981212
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 Stück	ECDY24981412
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 Stück	ECDY24981612
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 Stück	ECDY24981812
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 Stück	ECDY24982012
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 Stück	ECDY24982512
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 Stück	ECDY24981020
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 Stück	ECDY24981220
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 Stück	ECDY24981420
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 Stück	ECDY24981620
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 Stück	ECDY24981820
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 Stück	ECDY24982020
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 Stück	ECDY24982520

**DISC Geometrien voreingefärbt VITA classical A1-D4®**

Farbe	Bezeichnung	Geometrie	Inhalt	Art.-Nr.
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 Stück	ECDY24981036
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 Stück	ECDY24981236
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 Stück	ECDY24981436
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 Stück	ECDY24981636
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 Stück	ECDY24981836
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 Stück	ECDY24982036
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 Stück	ECDY24982536
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 Stück	ECDY24981037
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 Stück	ECDY24981237
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 Stück	ECDY24981437
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 Stück	ECDY24981637
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 Stück	ECDY24981837
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 Stück	ECDY24982037
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 Stück	ECDY24982537
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 Stück	ECDY24981038
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 Stück	ECDY24981238
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 Stück	ECDY24981438
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 Stück	ECDY24981638
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 Stück	ECDY24981838
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 Stück	ECDY24982038
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 Stück	ECDY24982538

### Block Geometrien uneingefärbt

Farbe	Bezeichnung	Geometrie	Inhalt	Art.-Nr.
uneingefärbt	VITA YZ HT <sup>White</sup>	20/19: 20 x 19 x 15,5 mm	4 Stück	EC4Y14007804
uneingefärbt	VITA YZ HT <sup>White</sup>	40/19: 39 x 19 x 15,5 mm	2 Stück	EC4Y14008042
uneingefärbt	VITA YZ HT <sup>White</sup>	55/19: 55 x 19 x 19 mm	2 Stück	EC4Y14009842
uneingefärbt	VITA YZ HT <sup>White</sup>	65/25: 65 x 25 x 22 mm	1 Stück	EC4Y14008401

### VITA YZ<sup>®</sup> HT SHADE LIQUID Starter Set VITA classical A1-D4<sup>®</sup> – Art.-Nr. EZ0CC

Anzahl	Bezeichnung	Größe
je 1	A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2	50 ml
je 1	Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D	20 ml
je 1	Pink, Grey, Blue	20 ml
1	Indicator	10 ml
1	Stabilizer	50 ml
1	Brush Set	Stärke 2 und 4

### VITA YZ<sup>®</sup> HT SHADE LIQUID Starter Set VITA SYSTEM 3D-MASTER<sup>®</sup> – Art.-Nr. EZ0C3D

Anzahl	Bezeichnung	Größe
je 1	1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2	50 ml
je 1	Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D	20 ml
je 1	Pink, Grey, Blue	20 ml
1	Indicator	10 ml
1	Stabilizer	50 ml
1	Brush Set	Stärke 2 und 4

Hinweis: Die Sortimentsartikel sind auch einzeln als Refills bestellbar. Weitere Informationen und Einzelartikelnummern finden Sie unter [www.vita-zahnfabrik.com/cadcam](http://www.vita-zahnfabrik.com/cadcam).

### Systemkompatibilität

#### VITA YZ<sup>®</sup> HT – SYSTEM LÖSUNGEN

VITA bietet VITA YZ HT mit spezifischem Haltersystem für das CAD/CAM-System:

- inLab (Sirona Dental GmbH)

#### VITA YZ<sup>®</sup> HT – UNIVERSAL LÖSUNGEN

VITA bietet VITA YZ HT in universeller DISC Geometrie (Ø 98,4 mm) für die CAD/CAM-Systeme:

- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- ULTRASONIC Serie (SAUER GmbH/DMG Mori Seiki AG)
- RXD Serie (Röders GmbH)
- inLab MC X5 (Sirona Dental GmbH)
- S1/S2/K3/K4/K5 Impression (vhf camfacture AG)

Hinweis: Prinzipiell können VITA YZ HT DISCs in allen offenen CAD/CAM-Systemen verarbeitet werden, die Ronden mit einem Durchmesser von 98,4 mm (inkl. umlaufender Nut) verarbeiten können.

**VITA**