## > VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO<sub>2</sub>

**VITA YZ®** ST – Super Translucent ZrO<sub>2</sub>

**VITA YZ®** HT – High Translucent ZrO<sub>2</sub>

**VITA YZ®** T – Translucent ZrO<sub>2</sub>



## **> ФАКТЫ & ПРЕИМУЩЕСТВА**

#### VITA YZ® XT

 экстра транслюцентный диоксид циркония доступен в качестве моно- и полихромных вариантов.

### Получайте выгоду за счет:

- эстетических, монолитных и частично облицованных реставраций с особой игрой цвета и света благодаря исключительной транслюценции.
- более точного изготовления благодаря естественному зубному цвету блоков.

### VITA YZ® XT

 решение для монолитных трехзвеньевых конструкций во фронтальном участке с естественной передачей цвета.

## Доступные цвета:

- VITA YZ® XT<sup>White</sup> неокрашенный, белый
- VITA YZ® XT<sup>Color</sup> окрашенный, в 16 цветах VITA classical A1—D4
- VITA YZ® XT<sup>Multicolor</sup> окрашенный, в 7 цветах VITA classical A1—D4
- VITA YZ® XT SHADE LIQUID B 16 UBetax VITA classical A1—D4

## Размеры:

Размеры дисков VITA YZ® XT:
 98.4 мм, толщина: 14 мм, 18 мм, 20 мм,
 22 мм (за исключением Multicolor), 25 мм

## > системные компоненты



**VITA YZ®** XT SHADE LIQUID Окрашивание VITA AKZENT® **Plus** Характеризация

<sup>\*</sup> Варианты VITA YZ XT Multicolor доступны с лета 2018 в размерах 14 мм, 18 мми 22 мм, а также в цветах VITA classical A1-D4 A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 и D2.



VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO<sub>2</sub>

> VITA YZ® ST — Super Translucent ZrO<sub>2</sub>

**VITA YZ®** HT — High Translucent ZrO<sub>2</sub>

**VITA YZ®** T – Translucent ZrO<sub>2</sub>



## **> ФАКТЫ & ПРЕИМУЩЕСТВА**

## VITA YZ® ST

• супер транслюцентный диоксид циркония доступен в качестве моно- и полихромных вариантов.

### Получайте выгоду за счет:

- более эффективного призводства благодаря естественному зубному цвету блоков.
- высоко прочных, многозвеньевых мостовидных реставрации с естественной игрой цвета.
- щадящих субстанцию зуба монолитных и частично облицованных мостовидных реставраций.

## VITA YZ® ST

• Решение для высоко прочных, мостовидных реставраций в боковом участке.

## Доступные цвета:

- VITA YZ® STWhite неокрашенный, белый
- VITA YZ® ST<sup>Color</sup> окрашенный, в 16 цветах VITA classical A1—D4
- VITA YZ® ST<sup>Multicolor</sup> окрашенный, в 7 цветах VITA classical A1—D4
- VITA YZ® ST SHADE LIQUID в 16 цветах VITA classical A1—D4

### Размеры:

Размеры дисков VITA YZ®ST:
 98.4 мм, толщина: 14 мм, 18 мм, 20 мм,
 22 мм (за исключением Multicolor), 25 мм

## > системные компоненты



**VITA YZ®** ST SHADE LIQUID Окрашивание



VITA AKZENT® **Plus** Характеризация

<sup>\*</sup> Варианты VITA YZ ST Multicolor доступны с лета 2018 в размерах 14 мм, 18 мм и 22 мм, а также в цветах VITA classical А1-D4 А1, А2, А3, А3.5, В2, С2 и D2.

**VITA YZ®** XT — Extra Translucent ZrO<sub>2</sub> **VITA YZ®** ST — Super Translucent ZrO<sub>2</sub>

 $\rightarrow$  **VITA YZ**® HT - High Translucent ZrO $_2$ 

**VITA YZ®** T – Translucent ZrO<sub>2</sub>



## > ФАКТЫ & ПРЕИМУЩЕСТВА

## VITA YZ® HT

• высоко транслюцентный диоксид циркония с исключительной прочностью доступен в качестве неокрашенных и полихромных вариантов.

### Получайте выгоду за счет:

- высоко эстетичных реставраций благодаря оптимально совместимой керамики.
- точного воспроизведения цвета благодаря оптимально подобранным компонентам (например, жидкости, красители, облицовочная керамика).

## VITA YZ® HT

• решение для полноанатомических, многозвеньевых каркасов.

## Доступные цвета:

- VITA YZ® HT<sup>White</sup> неокрашенный, белый
- VITA YZ® HT<sup>Color</sup> окрашенный, в 3 цветах VITA classical A1—D4
- VITA YZ® HT SHADE LIQUID в 16 цветах VITA classical A1—D4

#### Размеры:

- Размеры дисков VITA YZ® HT\*: 98.4 мм, толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм
- Размеры блоков VITA YZ® HT\*: 20/19, 40/19, 55/19, 65/25

## > системные компоненты



<sup>\*</sup> Размеры дисков 12 мм и 16 мм, а также все размеры блоков доступны только в белом цвете.

VITA YZ® XT — Extra Translucent ZrO₂
VITA YZ® ST — Super Translucent ZrO₂
VITA YZ® HT — High Translucent ZrO₂

> VITA YZ® T — Translucent ZrO₂



## **> ФАКТЫ & ПРЕИМУЩЕСТВА**

## VITA YZ® T

• высоко прочный и транслюцентный диоксид циркония с высокой точностью прилегания доступен в качестве неокрашенных и полихромных вариантов.

### Получайте выгоду за счет:

- прецизионной точности в области края и высокой точности прилегания после синтеризации.
- высокой надежности благодаря исключительной прочности и 15-ти летнему клиническому опыту.
- исключительно точного воспроизведения цвета при помощи оптимально совместимой керамики.

#### **VITΔ V7**® T

• решение для высоко прочных, полноанатомических каркасов.

## > системные компоненты

## Доступные цвета:

- VITA YZ® TWhite неокрашенный, белый
- VITA YZ® T<sup>Color</sup> окрашенный, LL1/light, LL2/medium, LL3/intense
- VITA YZ® T COLORINIG LIQUID light/pale, medium, intense, neutral

#### Размеры:

- Размеры дисков VITA YZ® Т\*: 98.4 мм, толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм
- Размеры блоков VITA YZ® Т: 20/19, 40/19, 55, 65/25



<sup>\*</sup> Размеры 12 мм и 16 мм доступны только в белом цвете.



10413R - 0718 (0.8) S - Version (03)