

# VITAVM<sup>®</sup>.CC

Information produit



Détermination de la couleur VITA

Communication de la teinte VITA

Reproduction de la teinte VITA

Contrôle de la teinte VITA

Édition 04.17

VITA – perfect match.

**VITA**

Résine polymérisable à froid non chargée pour la fabrication extra orale de provisoires et de réparations. Disponible en teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A–D.

VITAVM<sup>®</sup>.CC Pour toutes les indications




VITAVM CC est une résine polymérisable à froid non chargée. Elle est idéale pour la réalisation hors de la bouche de restaurations provisoires et de réparations.

#### **Indications**

- Réalisation de couronnes et bridges provisoires
- Fixation des dents en résine VITA, par ex. sur des châssis métalliques
- Réparations
- Recouvrement des attachements sur les travaux combinés.





III. 1: La vue en coupe met en évidence l'écoulement régulier du matériau dans toutes les zones

La sélection de polymères de toute première qualité et leur préparation soignée contribuent aux remarquables propriétés de VITAVM CC.

#### **Facilité de mise en oeuvre**

Les excellentes qualités de mise en oeuvre satisfont les besoins des utilisateurs : le très bon comportement au mélange et la remarquable coulabilité permettent de travailler vite et bien.

#### **Surfaces lisses**


Le polissage facile et la structure homogène du matériau limitent l'accumulation de la plaque sur les surfaces lisses de VITAVM CC. Le matériau permet de fabriquer des provisoires esthétiques et durables qui offriront un grand confort en bouche aux patients.

#### **Avantages de la résine polymérisable à froid**

- Remarquable coulabilité
- Très bon comportement au mélange
- Polissage facile
- Stabilité chromatique supérieure à celle de matériaux similaires
- Très bonne stabilité du matériau et peu de risques de fracture du fait de la parfaite harmonisation de la résistance en flexion et du module d'élasticité
- Accumulation de la plaque fortement limitée
- Durcissement sans bulle, avec ou sans cocotte



### Stratification BASIC



### Stratification BASIC

La stratification en teintes soutenues BASIC VITAVM CC se compose des deux masses suivantes :

- BASE DENTINE
- ENAMEL

En deux couches, l'utilisateur obtient déjà une restauration provisoire naturelle.

### Personnalisation

Avec les masses complémentaires il est possible de recréer facilement des effets naturels et des caractérisations très authentiques.



### Le provisoire à la base d'un traitement réussi

Le provisoire est un élément important du processus thérapeutique en prothèse conjointe. Il sert en principe à protéger les dents préparées et à réhabiliter temporairement l'esthétique et la fonction.

Bien utilisé, il apporte davantage : il contribue à une conception parfaite de la restauration définitive. Notamment pour les restaurations en secteur antérieur, il permet dès ce stade de retoucher l'esthétique, la phonétique et la fonction.



De plus, le provisoire contribue aussi à une meilleure acceptation de la prothèse définitive par le patient, ce dernier pouvant ainsi déjà s'y habituer à l'avance. VITAVM CC joue donc un grand rôle.

Grâce à ce matériau, les patients bénéficient d'une esthétique naturelle même avec une prothèse provisoire.



- III. 1 Situation avant la réhabilitation
- III. 2 Restauration provisoire et conception du secteur antérieur avec VITAVM CC
- III. 3 Le secteur antérieur directement après pose de la prothèse définitive (VITA In-Ceram YZ incrusté de VITAVM 9)



Pour la conception d'un provisoire, il s'avère judicieux de déterminer la forme et la teinte qui conviendront au patient à l'aide de dents artificielles.

Pour définir la forme et la teinte de dent adéquates, une carte de formes vivante avec par exemple VITA PHYSIODENS est particulièrement utile.

Le patient peut ainsi se faire une idée de sa prothèse future et participer au processus de choix.

## VITAVM<sup>®</sup>CC Conception modulaire et efficace des coffrets

	<p><b>VITAVM<sup>®</sup>CC BASIC KIT 16-COLOR*</b> Coffret de base pour la stratification BASIC</p>
	<p><b>VITAVM<sup>®</sup>CC BASIC KIT 5-COLOR*</b> Petit coffret de base pour la stratification BASIC avec une palette limitée de masses</p>
	<p><b>VITAVM<sup>®</sup>CC CLASSICAL COLOR KIT</b> Coffret complémentaire pour les utilisateurs de VITA VM CC 3D-MASTER souhaitant compléter leur coffret des teintes VITA classical A1-D4 (sauf B1)</p>
	<p><b>VITAVM<sup>®</sup>CC PROFESSIONAL KIT**</b> Pour des effets chromatiques et des caractérisations</p>

\* Disponible en teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A-D.


\*\* Utilisable pour les teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A-D.

	<p><b>VITA Easyshade<sup>®</sup> V</b></p> <p>Utilisez pour le relevé numérique de la couleur le VITA Easyshade<sup>®</sup> V et pour le relevé visuel, par ex. le VITA Linearguide 3D-MASTER<sup>®</sup> ou VITA classical A1–D4<sup>®</sup>.</p>
	<p><b>VITA Linearguide 3D-MASTER/VITA Toothguide 3D-MASTER<sup>®</sup></b></p> <p>Avec le VITA Linearguide 3D-MASTER, vous définissez rapidement et précisément la teinte de dent correcte. Le VITA Linearguide 3D-MASTER est une alternative au fameux VITA Toothguide 3D-MASTER et s'en distingue par l'agencement linéaire des dents échantillons.</p>
	<p><b>Teintier VITA classical A1–D4</b></p> <p>L'original – pour définir la teinte de la dent dans les teintes VITA classical A1–D4. Avec les VITA Bleached Shades complémentaires il est possible de définir avec justesse les teintes des dents blanchies.</p>
	<p><b>Dents en résine VITA PHYSIODENS<sup>®</sup>, VITAPAN<sup>®</sup>, VITAPAN PLUS<sup>®</sup>, VITA LINGOFORM<sup>®</sup></b></p> <p>Les quatre gammes de dents fournissent pour chaque indication la solution adaptée. Conçues dans un matériau éprouvé depuis des années, il a été démontré qu'elles possédaient le meilleur comportement à l'abrasion. VITA VM CC et les dents en résine VITA peuvent parfaitement s'associer.</p>
	<p><b>Adhésif VITACOLL<sup>®</sup></b></p> <p>L'adhésif VITACOLL crée une liaison chimique sûre entre les dents en résine et la résine thermopolymérisable ou polymérisable à froid, comme par ex. VITAVM CC et prévient toute fracture des dents.</p>

Plus d'informations sur [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

La résine cosmétique VITAVMCC est disponible en teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A–D. Compatibilité garantie avec tous les matériaux VITA SYSTEM 3D-MASTER et tous les matériaux VITA classical A–D.

Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de définir d'une manière systématique toutes les teintes de dent naturelles et de les reproduire intégralement..



**Observations :** nos produits doivent être mis en oeuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en oeuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en oeuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés. De plus, notre responsabilité quant à l'exactitude de ces données, indépendamment des dispositions légales, et dans la mesure où la loi l'autorise, se limite en tous cas à la valeur de la marchandise livrée selon facture hors taxes. En outre et dans la mesure où la loi l'autorise, notre responsabilité ne peut, en aucun cas, être engagée pour les pertes de bénéfices, pour les dommages directs ou indirects, pour les recours de tiers contre l'acheteur. Toute demande de dommages et intérêts pour faute commise (faute lors de l'établissement du contrat, entorse au contrat, négociations illicites etc.) n'est possible qu'en cas de préméditation ou de négligence caractérisée. Date d'édition : 04.17

VITA Zahnfabrik est certifié selon la directive sur les dispositifs médicaux et les produits suivants portent le marquage **CE**<sub>0124</sub>:

**VITAVM<sub>CC</sub> · VITA PHYSIODENS<sup>®</sup> · VITAPAN<sup>®</sup> · VITAPAN PLUS<sup>®</sup>  
VITA LINGOFORM<sup>®</sup> · VITACOLL<sup>®</sup>**

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax  
+49(0)7761/562-446 [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) ·  
[info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)