

# VITA IMPLANT SOLUTIONS –

Beste Lösungen für implantatgetragenen Zahnersatz.



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 05.17

VITA – perfect match.

**VITA**

## Produktbeschreibung

VITA IMPLANT SOLUTIONS (IS) sind Rohlinge aus Hybridkeramik, Glaskeramik oder Komposit, welche über eine integrierte Schnittstelle zu einer Klebe-/Titanbasis (z. B. TiBase) verfügen und zur CAD/CAM-Herstellung von implantat-

getragenen Zahnersatz dienen. Sie werden in drei Varianten angeboten: VITA CAD-Temp IS, VITA ENAMIC IS und VITA SUPRINITY IS.

# VITA IMPLANT SOLUTIONS

## Indikation

Für zahnfarbene Meso-Strukturen (MS) und/oder Abutment-Kronen (AC)

- provisorische Versorgungen/Weichgewebsmanagement:  
VITA CAD-Temp IS
- definitive Suprakonstruktionen:  
VITA ENAMIC IS/VITA SUPRINITY IS

## Vorteile

### VITA ENAMIC IS:

- absorbierende Werkstoffeigenschaften, dank dentin-ähnlicher Elastizität
- hochpräzise Ergebnisse in dünn auslaufenden Randbereichen
- schnelle Verarbeitung, da Suprakonstruktion nach CAM-Fertigung/Politur direkt einsetzbar

### VITA SUPRINITY IS:

- hochfeste, zirkondioxidverstärkte Glaskeramik für gute Beständigkeit

### VITA CAD-Temp IS:

- effiziente Provisorienherstellung
- einfache Gestaltung des Emergenzprofils

## Geometrien

VITA IMPLANT SOLUTIONS Rohlinge sind erhältlich

- in IS-14 Geometrie: 18 x 14 x 12 (für Meso-Strukturen)
- in IS-16 Geometrie: 18 x 16 x 18 (für Abutment-Kronen)
- Je Geometrie mit integrierter S- oder L-Schnittstelle

## Farben

VITA IMPLANT SOLUTIONS Rohlinge sind erhältlich

- als VITA CAD-Temp IS-16 in 3 VITA SYSTEM 3D-MASTER Farben
- als VITA ENAMIC IS-14 in 5 VITA SYSTEM 3D-MASTER Farben, in Translucent (T)
- als VITA ENAMIC IS-16 in 5 VITA SYSTEM 3D-MASTER Farben, in High Translucent (HT)
- als VITA SUPRINITY IS-14 in 4 VITA classical/  
6 VITA SYSTEM 3D-MASTER Farben, in Translucent (T)
- als VITA SUPRINITY IS-16 in 4 VITA classical/  
6 VITA SYSTEM 3D-MASTER Farben, in High Translucent (HT)

## VITA IMPLANT SOLUTIONS Rohlinge

### VITA ENAMIC® IS Translucent (T)

Farbe	Bezeichnung	Geometrie	Inhalt	Art.-Nr.
1M1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4EM3069605
1M1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4EM3069725
1M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4EM3079605
1M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4EM3079725
2M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4EM3129605
2M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4EM3129725
3M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4EM3209605
3M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4EM3209725
4M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4EM3289605
4M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4EM3289725

### VITA ENAMIC® IS High Translucent (HT)

Farbe	Bezeichnung	Geometrie	Inhalt	Art.-Nr.
1M1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4EM4069365
1M1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4EM4069485
1M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4EM4079365
1M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4EM4079485
2M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4EM4129365
2M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4EM4129485
3M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4EM4209365
3M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4EM4209485
4M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4EM4289365
4M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4EM4289485

**VITA SUPRINITY® IS Translucent (T)\***

Farbe	Bezeichnung	Geometrie	Inhalt	Art.-Nr.
A1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03369605
A1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03369725
A2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03379605
A2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03379725
A3-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03389605
A3-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03389725
A3.5-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03399605
A3.5-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03399725
0M1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03029605
0M1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03029725
1M1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03069605
1M1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03069725
1M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03079605
1M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03079725
2M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03129605
2M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03129725
3M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03209605
3M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03209725
4M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03289605
4M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 Stück	EC4S03289725

**VITA SUPRINITY® IS High Translucent (HT)\***

Farbe	Bezeichnung	Geometrie	Inhalt	Art.-Nr.
A1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04369365
A1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04369485
A2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04379365
A2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04379485
A3-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04389365
A3-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04389485
A3.5-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04399365
A3.5-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04399485
0M1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04029365
0M1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04029485
1M1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04069365
1M1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04069485
1M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04079365
1M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04079485
2M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04129365
2M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04129485
3M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04209365
3M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04209485
4M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04289365
4M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4S04289485

\*) Hinweis: Produktinformationen zu VITA SUPRINITY IS sind vorläufig, die Rohlinge mit integrierter Schnittstelle sind voraussichtlich ab Anfang 2018 verfügbar.

### VITA CAD-Temp® IS

Farbe	Bezeichnung	Geometrie	Inhalt	Art.-Nr.
1M2T	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4CB0079365
1M2T	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4CB0079485
2M2T	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4CB0129365
2M2T	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4CB0129485
3M2T	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4CB0209365
3M2T	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 Stück	EC4CB0209485

### VITA IMPLANT SOLUTIONS – SYSTEM LÖSUNGEN

VITA bietet VITA IMPLANT SOLUTIONS-Rohlinge mit spezifischem Haltersystem für das CAD/CAM-System:

- CEREC/inLab (Sirona Dental Systems GmbH)

**VITA**