

VITA IMPLANT SOLUTIONS –

Soluciones óptimas para prótesis implantosoportadas.



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 05.17

VITA – perfect match.

VITA

Descripción del producto

VITA IMPLANT SOLUTIONS (IS) son piezas en bruto de cerámica híbrida, cerámica vítrea o composite que disponen de una interfaz integrada con una base adhesiva/de titanio (p. ej. TiBase) y sirven para confeccionar prótesis implanto-

soportadas mediante la técnica CAD/CAM. Se ofrecen en tres variantes: VITA CAD-Temp IS, VITA ENAMIC IS y VITA SUPRINITY IS.

VITA IMPLANT SOLUTIONS

Indicaciones

Para mesoestructuras (MS) de color dental y/o coronas con pilar (AC)

- Prótesis provisionales/tratamiento de tejidos blandos: VITA CAD-Temp IS
- Supraconstrucciones definitivas: VITA ENAMIC IS/VITA SUPRINITY IS

Ventajas

VITA ENAMIC IS:

- Propiedades absorbentes del material gracias a la elasticidad similar a la de la dentina
- Resultados de gran precisión en los extremos finos de las zonas marginales
- Elaboración rápida, ya que la supraconstrucción se puede colocar en boca directamente tras la confección CAM y el pulido

VITA SUPRINITY IS:

- Cerámica vítrea muy resistente reforzada con dióxido de circonio para una buena resistencia

VITA CAD-Temp IS:

- Confección eficiente de prótesis provisionales
- Diseño sencillo del perfil de emergencia

Geometrías

Las piezas en bruto de VITA IMPLANT SOLUTIONS están disponibles

- en la geometría IS-14: 18 x 14 x 12 (para mesoestructuras)
- en la geometría IS-16: 18 x 16 x 18 (para coronas con pilar)
- con interfaz integrada S o L según la geometría

Colores

Las piezas en bruto de VITA IMPLANT SOLUTIONS están disponibles

- como VITA CAD-Temp IS-16 en 3 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER
- como VITA ENAMIC IS-14 en 5 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER, en el grado de translucidez Translucent (T)
- como VITA ENAMIC IS-16 en 5 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER, en el grado de translucidez High Translucent (HT)
- o VITA SUPRINITY IS-14 en 4 colores VITA classical y en 6 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER, en el grado de translucidez Translucent (T)
- como VITA SUPRINITY IS-16 en 4 colores VITA classical y en 6 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER, en el grado de translucidez High Translucent (HT)

Piezas en bruto de **VITA IMPLANT SOLUTIONS**

VITA ENAMIC® IS Translucent (T)

Color	Denominación	Geometría	Contenido	Ref.
1M1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4EM3069605
1M1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4EM3069725
1M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4EM3079605
1M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4EM3079725
2M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4EM3129605
2M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4EM3129725
3M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4EM3209605
3M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4EM3209725
4M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4EM3289605
4M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4EM3289725

VITA ENAMIC® IS High Translucent (HT)

Color	Denominación	Geometría	Contenido	Ref.
1M1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4EM4069365
1M1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4EM4069485
1M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4EM4079365
1M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4EM4079485
2M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4EM4129365
2M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4EM4129485
3M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4EM4209365
3M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4EM4209485
4M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4EM4289365
4M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4EM4289485

VITA SUPRINITY® IS Translucent (T)*

Color	Denominación	Geometría	Contenido	Ref.
A1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03369605
A1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03369725
A2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03379605
A2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03379725
A3-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03389605
A3-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03389725
A3.5-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03399605
A3.5-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03399725
0M1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03029605
0M1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03029725
1M1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03069605
1M1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03069725
1M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03079605
1M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03079725
2M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03129605
2M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03129725
3M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03209605
3M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03209725
4M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03289605
4M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 unidades	EC4S03289725

VITA SUPRINITY® IS High Translucent (HT)*

Color	Denominación	Geometría	Contenido	Ref.
A1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04369365
A1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04369485
A2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04379365
A2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04379485
A3-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04389365
A3-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04389485
A3.5-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04399365
A3.5-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04399485
0M1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04029365
0M1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04029485
1M1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04069365
1M1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04069485
1M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04079365
1M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04079485
2M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04129365
2M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04129485
3M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04209365
3M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04209485
4M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04289365
4M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4S04289485

*) Nota: la información sobre el producto VITA SUPRINITY IS es provisional; se prevé que las piezas en bruto con interfaz integrada estarán disponibles en 2018.

VITA CAD-Temp® IS

Color	Denominación	Geometría	Contenido	Ref.
1M2T	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4CB0079365
1M2T	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4CB0079485
2M2T	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4CB0129365
2M2T	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4CB0129485
3M2T	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4CB0209365
3M2T	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 unidades	EC4CB0209485

VITA IMPLANT SOLUTIONS: SOLUCIONES DE SISTEMA

VITA ofrece las piezas en bruto de VITA IMPLANT SOLUTIONS con un sistema de soporte específico para el sistema CAD/CAM:

- CEREC/inLab (Sirona Dental Systems GmbH)

VITA