

VITA IMPLANT SOLUTIONS –

Excellentes solutions pour la prothèse implanto-portée.



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 05.17

VITA – perfect match.

VITA

Description du produit

Les VITA IMPLANT SOLUTIONS (IS) sont des lingotins de céramique hybride, de céramique vitreuse ou de composite, dotés d'une interface intégrée avec une base à coller / base en titane (par ex. TiBase) et destinés à la fabrication en CFAO

de prothèses implanto-portées. Ils sont proposé en trois versions : VITA CAD-Temp IS, VITA ENAMIC IS et VITA SUPRINITY IS.

VITA IMPLANT SOLUTIONS

Indications

Pour des méso-structures en couleurs dentaires (MS) et/ou des couronnes piliers (AC)

- prothèses transitoires / gestion des tissus mous : VITA CAD-Temp IS
- suprastructures définitives : VITA ENAMIC IS / VITA SUPRINITY IS

Avantages

VITA ENAMIC IS :

- absorption des forces grâce à une élasticité du matériau similaire à celle de la dentine,
- résultats très précis au niveau des bords allant en s'amenuisant,
- mise en œuvre rapide car la suprastructure peut se poser directement après la fabrication en FAO et le polissage.

VITA SUPRINITY IS :

- céramique vitreuse très solide, dopée au dioxyde de zirconium pour une bonne résistance.

VITA CAD-Temp IS :

- fabrication efficace de transitoires,
- conception simple du profil d'émergence.

Géométries

Les VITA IMPLANT SOLUTIONS sont disponibles

- en géométrie IS-14 : 18 x 14 x 12 (pour des méso-structures)
- en géométrie IS-16 : 18 x 16 x 18 (pour des couronnes piliers)
- toutes les géométries avec interface intégrée S ou L

Couleurs

Les VITA IMPLANT SOLUTIONS sont disponibles

- en VITA CAD-Temp IS-16 dans les 3 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER
- en VITA ENAMIC IS-14 dans les 5 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER, en Translucent (T)
- en VITA ENAMIC IS-16 dans 5 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER, en High Translucent (HT)
- en VITA SUPRINITY IS-14 dans 4 couleurs VITA classical / 6 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER, en Translucent (T)
- en VITA SUPRINITY IS-16 en 4 couleurs VITA classical / 6 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER, en High Translucent (HT)

Lingotins **VITA IMPLANT SOLUTIONS**

VITA ENAMIC® IS Translucent (T)

Couleur	Désignation	Géométrie	Contenu	N° art.
1M1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4EM3069605
1M1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4EM3069725
1M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4EM3079605
1M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4EM3079725
2M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4EM3129605
2M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4EM3129725
3M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4EM3209605
3M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4EM3209725
4M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4EM3289605
4M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4EM3289725

VITA ENAMIC® IS High Translucent (HT)

Couleur	Désignation	Géométrie	Contenu	N° art.
1M1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4EM4069365
1M1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4EM4069485
1M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4EM4079365
1M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4EM4079485
2M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4EM4129365
2M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4EM4129485
3M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4EM4209365
3M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4EM4209485
4M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4EM4289365
4M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4EM4289485

VITA SUPRINITY® IS Translucent (T)*

Couleur	Désignation	Géométrie	Contenu	N° art.
A1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03369605
A1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03369725
A2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03379605
A2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03379725
A3-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03389605
A3-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03389725
A3.5-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03399605
A3.5-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03399725
0M1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03029605
0M1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03029725
1M1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03069605
1M1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03069725
1M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03079605
1M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03079725
2M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03129605
2M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03129725
3M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03209605
3M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03209725
4M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03289605
4M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pièces	EC4S03289725

VITA SUPRINITY® IS High Translucent (HT)*

Couleur	Désignation	Géométrie	Contenu	N° art.
A1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04369365
A1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04369485
A2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04379365
A2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04379485
A3-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04389365
A3-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04389485
A3.5-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04399365
A3.5-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04399485
0M1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04029365
0M1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04029485
1M1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04069365
1M1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04069485
1M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04079365
1M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04079485
2M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04129365
2M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04129485
3M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04209365
3M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04209485
4M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04289365
4M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4S04289485

*) Observation : les informations sur VITA SUPRINITY IS sont données à titre provisoire, les lingotins avec interface intégrée devraient être disponibles en 2018.

VITA CAD-Temp® IS

Couleur	Désignation	Géométrie	Contenu	N° art.
1M2T	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4CB0079365
1M2T	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4CB0079485
2M2T	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4CB0129365
2M2T	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4CB0129485
3M2T	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4CB0209365
3M2T	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pièces	EC4CB0209485

VITA IMPLANT SOLUTIONS – UN SYSTÈME, DES SOLUTIONS

VITA propose des lingotins VITA IMPLANT SOLUTIONS ayant un système de fixation spécifique pour le système CFAO

- CEREC/inLab (Sirona Dental Systems GmbH)

VITA