

# VITA IMPLANT SOLUTIONS –

Soluzioni ottimali per riabilitazioni dentali su impianti.



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 05.17

VITA – perfect match.

**VITA**

## Descrizione del prodotto

VITA IMPLANT SOLUTIONS (IS) sono blocchetti in ceramica ibrida, vetroceramica o composito con un'interfaccia integrata per una base di adesione/titanio (ad es. TiBase), per la realiz-

zazione CAD/CAM di riabilitazioni dentali supportate da impianti. Sono disponibili in tre varianti: VITA CAD-Temp IS, VITA ENAMIC IS e VITA SUPRINITY IS.

# VITA IMPLANT SOLUTIONS

## Indicazioni

Mesostrutture (MS) e/o corone-abutment (AC) del colore dei denti

- riabilitazioni provvisorie / gestione dei tessuti molli:  
VITA CAD-Temp IS
- sovrastrutture definitive:  
VITA ENAMIC IS/VITA SUPRINITY IS

## Vantaggi

### VITA ENAMIC IS:

- caratteristiche di assorbimento grazie ad un'elasticità simile a quella della dentina
- risultati di alta precisione delle zone marginali sottili
- lavorazione veloce, dato che dopo la realizzazione CAM/ lucidatura le sovrastrutture sono immediatamente inseribili

### VITA SUPRINITY IS:

- vetroceramica rinforzata con biossido di zirconio ad alta resistenza per una buona stabilità

### VITA CAD-Temp IS:

- realizzazione efficiente di provvisori
- configurazione semplice del profilo di emergenza

## Geometrie

I blocchetti VITA IMPLANT SOLUTIONS sono disponibili

- in geometria IS-14: 18 x 14 x 12 (per mesostrutture)
- in geometria IS-16 : 18 x 16 x 18 (per corone-abutment)
- Tutte le geometrie con interfaccia S o L integrata

## Colori

I blocchetti VITA IMPLANT SOLUTIONS sono disponibili

- come VITA CAD-Temp IS-16 in 3 colori  
VITA SYSTEM 3D-MASTER
- come VITA ENAMIC IS-14 in 5 colori  
VITA SYSTEM 3D-MASTER, in Translucent (T)
- come VITA ENAMIC IS-16 in 5 colori  
VITA SYSTEM 3D-MASTER, in High Translucent (HT)
- come VITA SUPRINITY IS-14 in 4 colori VITA classical/  
6 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER, in Translucent (T)
- come VITA SUPRINITY IS-16 in 4 colori VITA classical/  
6 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER, in High Translucent (HT)

Blocchetti **VITA IMPLANT SOLUTIONS**

### VITA ENAMIC® IS Translucent (T)

Colore	Denominazione	Geometria	Contenuto	Codice
1M1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz	EC4EM3069605
1M1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz	EC4EM3069725
1M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz	EC4EM3079605
1M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz	EC4EM3079725
2M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz	EC4EM3129605
2M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz	EC4EM3129725
3M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz	EC4EM3209605
3M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz	EC4EM3209725
4M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz	EC4EM3289605
4M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz	EC4EM3289725

### VITA ENAMIC® IS High Translucent (HT)

Colore	Denominazione	Geometria	Contenuto	Codice
1M1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4EM4069365
1M1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4EM4069485
1M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4EM4079365
1M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4EM4079485
2M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4EM4129365
2M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4EM4129485
3M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4EM4209365
3M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4EM4209485
4M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4EM4289365
4M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4EM4289485

**VITA SUPRINITY® IS Translucent (T)\***

Colore	Denominazione	Geometria	Contenuto	Codice
A1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03369605
A1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03369725
A2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03379605
A2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03379725
A3-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03389605
A3-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03389725
A3.5-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03399605
A3.5-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03399725
0M1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03029605
0M1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03029725
1M1-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03069605
1M1-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03069725
1M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03079605
1M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03079725
2M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03129605
2M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03129725
3M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03209605
3M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03209725
4M2-T	IS-14S	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03289605
4M2-T	IS-14L	18 x 14 x 12 mm	5 pz.	EC4S03289725

**VITA SUPRINITY® IS High Translucent (HT)\***

Colore	Denominazione	Geometria	Contenuto	Codice
A1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04369365
A1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04369485
A2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04379365
A2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04379485
A3-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04389365
A3-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04389485
A3.5-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04399365
A3.5-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04399485
0M1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04029365
0M1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04029485
1M1-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04069365
1M1-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04069485
1M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04079365
1M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04079485
2M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04129365
2M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04129485
3M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04209365
3M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04209485
4M2-HT	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04289365
4M2-HT	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz.	EC4S04289485

\*) Avvertenza: le informazioni prodotto VITA SUPRINITY IS sono provvisorie, i blocchetti con interfaccia integrata saranno disponibili presumibilmente nel 2018.

**VITA CAD-Temp® IS**

Colore	Denominazione	Geometria	Contenuto	Codice
1M2-T	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4CB0079365
1M2-T	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4CB0079485
2M2-T	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4CB0129365
2M2-T	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4CB0129485
3M2-T	IS-16S	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4CB0209365
3M2-T	IS-16L	18 x 16 x 18 mm	5 pz	EC4CB0209485

**VITA IMPLANT SOLUTIONS – SOLUZIONI DI SISTEMA**

VITA offre VITA IMPLANT SOLUTIONS con supporti specifici per il sistema CAD/CAM:

- CEREC/inLab (Sirona Dental Systems GmbH)

**VITA**