

Informazioni riassuntive

Data: 09.18

Presupposti di sistema e software:

VITA ENAMIC:

- **CEREC inLab MC XL, MC X5 (Dentsply Sirona)**

Per il software CEREC > 4.0 e < 4.2 dal sito Sirona-Website sotto www.dentsplysirona.com/de/CERECdownloads può essere scaricato un **VITA Material Service Pack CEREC SW 4.0.x**

Per il software inLab > 4.0 e < 4.2 nel sito Sirona Website sotto www.dentsplysirona.com/de/inlabdownloads può essere scaricato un **VITA Material Service Pack inLab SW 4.0.x**

Per lavorare VITA ENAMIC anche con le unità di fresaggio CEREC o inLab piccole, oppure con precedenti versioni software < 4.0, selezionare il programma VITABLOCS Mark II, I14 o I10.

VITA ENAMIC *multiColor*:

Hardware:

CEREC MC, MC X e MC XL Premium Package.

inLab MC XL. La lavorazione nell'apparecchiatura inLab MC X5 attualmente non è possibile.

Software:

A partire da CEREC 4.5, CEREC Premium (CAM) 4.5, inLab (CAM) 16.1.

- **Additivo per fresaggio Dentatec** (riferito al serbatoio pieno)

1. CEREC e inLab / 50 ml
2. CEREC MC, MC X, MC XL e inLab MC XL / 75 ml
3. inLab MC X5/250 ml

- **MyCrown Mill (FONA Dental s.r.o.)**

Utilizzabile a partire da MyCrown Design 1.0.

- **Ceramill Motion II (Amann Girschbach AG)**

VITA ENAMIC può essere fresato con Amann Girschbach Ceramill Motion 2 a partire dalla Software-Release Ceramill Mind v2.1.9 (XP) v2.3.4 (Win7) e Ceramill Match2 2.1.5 (Win7).

VITA – perfect match.

VITA



- **KaVo ARCTICA/Everest (KaVo Dental GmbH)**

VITA ENAMIC è disponibile nel KaVo multiCAD Software a partire dalla versione 2.8.0, può essere fresato con KaVo ARCTICA Engine a partire dalla versione 2.5.9 e con KaVo Everest Engine a partire dalla versione 9.3.

Per ulteriori informazioni: www.kavo-everest.com

- **IOS Technologies (Glidewell Laboratories)**

VITA ENAMIC è fresabile con TS150 nella versione più recente.

- **PlanMill (D4D Technologies LLC)**

VITA ENAMIC è fresabile con PlanMill 40 nella versione software più recente.

SOLUZIONI UNIVERSAL*

Blocchetti VITA ENAMIC con supporto universale sono disponibili per i seguenti sistemi CAD/CAM:

- Serie CORITEC (imes-icore GmbH)
- CS 3000 (Carestream Inc.)
- Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
- Impression modelli K-/S N4 / R5 / S1 / S2 / Z4 (vhf camfacture AG)
- MILLING UNIT Serie M (Zirkonzahn S.r.l.)
- Serie Organical Desktop (R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG)
- Serie DGSHAPE DWX (DGSHAPE Corporation)
- Serie Röders RXD (Röders GmbH)
- Zfx Inhouse5x
- Serie Straumann CARES C (Institute Straumann AG)

* Il partner di sistema CAD/CAM è validato dalla VITA Zahnfabrik per la lavorazione di VITA ENAMIC.

Per ulteriori informazioni consultare www.vita-enamic.de



Attenersi alle avvertenze d'uso

VITA Zahnfabrik è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati


CE 0124: VITA ENAMIC®



Cod. EENSTKIT /
VITA ENAMIC Stains Kit



Cod. CVLCFCK /
VITA VM LC CREATIVE KIT flow Edition



Cod. EENPSETCV1 / VITA ENAMIC
Polishing Set clinical / per contrangolo



Cod. EENPSETT / VITA ENAMIC
Polishing Set technical / per manipolo



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 | D-79704 Bad Säckingen | Germania
Tel. +49 (0) 7761/562-0 | Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 | Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com | info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA – perfect match.

VITA