

### VITA CEREC LIQUID

Дата на контрол: 09.02.2017

Каталог №: 106-CLP

Страница 1 от 6

#### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

##### 1.1. Идентификатор на продукта

VITA CEREC LIQUID

##### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

###### Употреба на веществото/сместа

Auxiliary for manufacture of dental products

##### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител: VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Пощенска кутия: 1338

79704 Bad Säckingen

телефон: +49(0)7761-562-0

Факс: +49(0)7761-562-299

Електронна поща (e-mail): info@vita-zahnfabrik.com

Internet: www.vita-zahnfabrik.com

##### 1.4. Телефонен номер при

+49-(0)761-19240

##### спешни случаи:

##### Други данни

medical device

#### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

##### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Сместа не е класифицирана като опасна съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.

##### 2.2. Елементи на етикета

##### 2.3. Други опасности

Няма налична информация.

#### РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

##### 3.2. Смеси

###### Химическа характеристика

Смеси Субстанция, органичен

#### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

##### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

###### След контакт с очите

Веднага и обилно да се изплакне с очен душ или вода.

###### След поглъщане

Веднага да се изплакне устата и да се даде повече вода за пиене.

##### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма налична информация.

##### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

#### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

##### 5.1. Пожарогасителни средства

### VITA CEREC LIQUID

Дата на контрол: 09.02.2017

Каталог №: 106-CLP

Страница 2 от 6

#### Подходящи пожарогасителни средства

Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда.

#### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Невъзпламеним.

#### 5.3. Съвети за пожарникарите

В случай на пожар: Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород.

#### Допълнителни указания

Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

#### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте лична защитна екипировка.

#### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

#### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално). Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.

#### 6.4. Позоваване на други раздели

Сигурна употреба: вижте раздел 7

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

Извозване: вижте раздел 13

### РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

#### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

##### Упътвания за безопасна употреба

Не са необходими специални мерки за безопасност.

##### Указания за защита от експлозия и пожар

Не са необходими специални мерки за противопожарна защита.

#### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

##### Изисквания за складове и резервоари

Съдът да се държи плътно затворен.

##### Указания при складиране на различни вещества

Не са необходими специални мерки за безопасност.

#### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Auxiliary for manufacture of dental products

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

#### 8.1. Параметри на контрол

#### 8.2. Контрол на експозицията

##### Защитни и хигиенни мерки

Свалете замърсеното облекло. Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден. Да не се яде и пие по време на работа.

##### Защита на ръцете

При работа с химически вещества да се носят само ръкавици за химическа защита, обозначени със знак CE, включващ четирицифрен контролен номер. Видът на ръкавиците за химическа защита трябва внимателно да бъде избран в зависимост от концентрацията и количеството на опасни вещества, съобразно спецификата на работното място. При случаи на специална употреба се препоръчва справка

### VITA CEREC LIQUID

Дата на контрол: 09.02.2017

Каталог №: 106-CLP

Страница 3 от 6

с производителя, дали горепосочените защитни ръкавици притежават необходимата устойчивост на химикали. NBR (Нитрилов каучук) Препоръчителни видове защитни ръкавици KCL Dermatrill P

#### Защита на кожата

Да се носи подходящо защитно облекло.

#### Защита на дихателните пътища

Да се отворят прозорците, за да се осигури естествено проветрение.

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

#### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Състояние на веществото: | течен      |
| Цвят:                    | прозрач    |
| Миризма:                 | характерен |

#### Норма за контрол

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Стойност на pH: | 3,0 |
|-----------------|-----|

#### Изменения на състоянието

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Точка на топене:                    | неопределен |
| Точка на кипене/интервал на кипене: | 100 °C      |
| Точка на възпламеняване:            | 221 °C      |

#### Запалимост

|                  |            |
|------------------|------------|
| Твърдо вещество: | неприложим |
| Газ:             | неприложим |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| долна граница на взриваемост: | неопределен |
| горна граница на взриваемост: | неопределен |

#### Самовъзпламеняемост

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Твърдо вещество:          | неприложим  |
| Газ:                      | неприложим  |
| Температура на разпадане: | неопределен |

#### Пожароускорителни свойства

Не поддържа горенето.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Парно налягане: | неопределен   |
| Плътност:       | 1,04000 g/cm³ |

#### Други разтворители

неопределен

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Коефициент на разпределяне:       | неопределен |
| Относителна плътност на парите:   | неопределен |
| Относителна скорост на изпарение: | неопределен |

#### 9.2. Друга информация

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

#### 10.1. Реактивност

При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.

#### 10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако се съхранява при нормална температура на околната среда.

#### 10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции.

**VITA CEREC LIQUID**

Дата на контрол: 09.02.2017

Каталог №: 106-CLP

Страница 4 от 6

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

никоя/никой

**10.5. Несъвместими материали**

Няма налична информация.

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

Не са известни опасни продукти на разлагането.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация****11.1. Информация за токсикологичните ефекти****Силна токсичност**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Раздразване и корозивност**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Сенсибилизиращо действие**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**опасност при вдишване**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Други данни за проверки**

Сместа е класифицирана като не опасна по смисъла на Регламент (ЕО) N:1272/2008 [CLP].

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация****12.1. Токсичност**

Продуктът не е: Отровен за околната среда.

**12.2. Устойчивост и разградимост**

Продуктът не е тестван.

**12.3. Биоакмулираща способност**

Продуктът не е тестван.

**12.4. Преносимост в почвата**

Продуктът не е тестван.

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB**

Продуктът не е тестван.

**12.6. Други неблагоприятни ефекти**

Няма налична информация.

**Допълнителни данни**

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Да не се допуска проникване в почвата/под почвата.

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците****13.1. Методи за третиране на отпадъци****Изхвърляне на отпадъци**

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Отпадъците да се извозват

### VITA CEREC LIQUID

Дата на контрол: 09.02.2017

Каталог №: 106-CLP

Страница 5 от 6

в съответствие с административните разпоредби.

#### Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати

Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани. Код на отпадъка/обозначение на отпадъка съгл. Европейския каталог за отпадъци/Регламент за списъка на отпадъци

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

#### Сухопътен транспорт (ADR/RID)

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер по списъка на ООН:</u>                             | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:</u>            | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.4. Опаковъчна група:</u>                                    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

#### Речен транспорт (ADN)

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер по списъка на ООН:</u>                             | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:</u>            | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.4. Опаковъчна група:</u>                                    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

#### Транспорт по море (IMDG)

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер по списъка на ООН:</u>                             | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:</u>            | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.4. Опаковъчна група:</u>                                    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

#### Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер по списъка на ООН:</u>                             | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:</u>            | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.4. Опаковъчна група:</u>                                    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

#### 14.5. Опасности за околната среда

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: не

#### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Няма налична информация.

#### 14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

неприложим

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Национални разпоредби

## Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

### VITA CEREC LIQUID

Дата на контрол: 09.02.2017

Каталог №: 106-CLP

Страница 6 от 6

Клас на застрашеност на водата  
(D):

1 - слабо увреждащ водата

#### 15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

#### Съкращения и акроними

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

#### Допълнителни данни

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

*(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)*