

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Revzija: 23.12.2016

Broj materijalima: 307-CLP

Stranica 1 od 9

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

VITA ADIVA CERA ETCH

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Uporaba tvari/smjese

Uporaba kao laboratorijski reagens

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Naziv tvrtke: VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Poštanski pretinac: 1338

79704 Bad Säckingen

Telefon: +49(0)7761-562-0

Telefaks: +49(0)7761-562-299

e-mail: info@vita-zahnfabrik.com

Internet: www.vita-zahnfabrik.com

1.4. Broj telefona za izvanredna

+49-(0)761-19240

stanja:

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EZ) br. 1272/2008

Kategorije opasnosti:

Tvar ili smjesa nagrizajuća za metale: Nagriz. metal 1

Akutna toksičnost: Ak. toks. 2

Akutna toksičnost: Ak. toks. 3

Akutna toksičnost: Ak. toks. 4

Nagrizajuće/nadražujuće za kožu: Nagriz. koža 1A

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko: Ozlj. oka 1

Oznaka upozorenja:

Može nagrizati metale.

Smrtonosno u dodiru s kožom.

Otrovno ako se proguta.

Štetno ako se udiše.

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Uzrokuje teške ozljede oka.

2.2. Elementi označivanja

Uredba (EZ) br. 1272/2008

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici

Sulphuric acid ... %

hydrofluorid acid

Oznaka opasnosti: Opasnost

Piktogrami:



Oznake upozorenja

H301

Otrovno ako se proguta.

H310

Smrtonosno u dodiru s kožom.

H314

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

H332

Štetno ako se udiše.

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Revzija: 23.12.2016

Broj materijalima: 307-CLP

Stranica 2 od 9

Oznake obavijesti

| | |
|----------------|---|
| P260 | Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/paru/aerosol. |
| P264 | Nakon uporabe temeljito oprati |
| P280 | Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. |
| P301+P330+P331 | AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. |
| P303+P361+P353 | U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. |
| P305+P351+P338 | U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. |
| P310 | Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. |
| P321 | Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi ... na ovoj naljepnici). |

2.3. Ostale opasnosti

Nema informacija.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2. Smjese

Opasni sastojci

| CAS-br. | Ime | Udio |
|-----------|--|--------------|
| | EC-br. | |
| | Indeksni-br. | |
| | REACH-br. | |
| | Razvrstavanje prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP] | |
| 7664-93-9 | Sulphuric acid ... % | 5 - < 10 % |
| | 231-639-5 | 016-020-00-8 |
| | Skin Corr. 1A; H314 | |
| 7664-39-3 | hydrofluorid acid | 1 - < 5 % |
| | 231-634-8 | 009-002-00-6 |
| | 01-2119458860-33 | |
| | Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Skin Corr. 1A; H310 H330 H300 H314 | |
| 64-17-5 | ethyl alcohol | 1 - < 5 % |
| | 200-578-6 | 603-002-00-5 |
| | 01-2119457610-43 | |
| | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319 | |

Doslovno značenje H i EUH fraze: vidi odlomak 16.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opće napomene

Osoba koja pruža prvu pomoć: paziti na samozaštitu! Unesrećene ukloniti iz opasnog područja i poleći ih.

Nakon udisanja

pobrinuti se za svjež zrak. Potrebna liječnička intervencija.

Nakon dodira s kožom

Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno Voda i sapun (sredstvo propisuje proizvođač). Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Odmah pozvati liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Ca-glukonatna otopina

Nakon dodira s očima

Ako dođe u dodir s očima, odmah uz otvorene kapke ispirati tekućom vodom 10 do 15 min. i konzultirati oftalmologa.

Nakon gutanja

Odmah isprati usta i piti veće količine vode. NE izazivati povraćanje. Moguća štetna djelovanja na čovjeka i mogući simptomi: Perforacija želuca. Odmah pozvati liječnika.

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Revzija: 23.12.2016

Broj materijalima: 307-CLP

Stranica 3 od 9

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nema informacija.

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

liječenje simptoma.

ODJELJAK 5.: Mjere gašenja požara

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje

postupke pri gašenju prilagoditi okolišu.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Nije zapaljivo.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Nositi autonomni dišni aparat i zaštitno odijelo za kemikalije. Zaštitno odijelo.

Dodatni savjeti

plinove/pare/maglu suzbiti raspršenim mlazom vode Kontaminiranu vodu od gašenja odvojeno sakupiti. Ne dozvoliti da prođe u kanalizaciju ili vodene tokove.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

pobrinuti se za zadovoljavajuću ventilaciju. Ne udisati plin/dim/pare/aerosol. izbjeci kontakt s kožom, očima i odjećom. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Ukloniti materijalima koji vežu tekućinu (pijesak, infuzorijska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno vezivo). Primljeni materijal tretirati sukladno odlomku o zbrinjavanju.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Sigurno rukovanje: vidi odsječak 7

Osobna zaštitna oprema: vidi odsječak 8

Zbrinjavanje: vidi odsječak 13

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjeti za sigurno rukovanje

U slučaju otvorenog korištenja treba upotrijebiti uređaje za lokalno usisavanje. Ne udisati plin/dim/pare/aerosol.

Savjeti o zaštiti protiv požara i eksplozije

Nisu potrebne posebne mjere zaštite od požara.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike

Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima Čuvati pod ključem. Skladištiti na mjestu koje je dostupno samo ovlaštenim osobama. Brinuti za adekvatnu ventilaciju i mjestimično isisavanje na kritičnim točkama.

Savjeti za zajedničko skladištenje

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Uporaba kao laboratorijski reagens

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Revzija: 23.12.2016

Broj materijalima: 307-CLP

Stranica 4 od 9

8.1. Nadzorni parametri

Nadzorni parametri

| CAS-br. | Ime tvari | ppm | mg/m ³ | vl/cm ³ | Kategorija |
|-----------|----------------------|------|-------------------|--------------------|------------|
| 64-17-5 | Etanol; Etil-alkohol | 1000 | 1900 | | GVI |
| | | - | - | | KGVI |
| 7664-93-9 | Sumporna kiselina | - | 0,05 | | GVI |
| | | - | - | | KGVI |
| 7664-39-3 | Vodikov fluorid | 1,8 | 1,5 | | GVI |
| | | 3 | 2,5 | | KGVI |

8.2. Nadzor nad izloženosti



Odgovarajući upravljački uređaji

U slučaju otvorenog korištenja treba upotrijebiti uređaje za lokalno usisavanje. Ne udisati plin/dim/pare/aerosol.

Opće zaštitne i higijenske mjere

Odmah skinuti kontaminiranu, natopljenu odjeću. Napraviti i držati se plana o zaštiti kože! Prije pauze i na kraju rada temeljito oprati ruke i lice, po potrebi se istuširati. Pri rukovanju ne jesti i ne piti

Zaštita očiju/lica

Nositi zaštitna sredstva za oči/lice. Adekvatna zaštita očiju: zaštitne naočale.

Zaštita ruku

Preporučene zaštitne rukavice KCL Dermatril P Dužina zadržavanja pri sporadičnom kontaktu (kapljice): 480 min Pri rukovanju kemijskim agensima obavezno nositi zaštitne rukavice za rad s kemikalijama s oznakom CE i četveroznamenkastim kontrolnim brojem. Rukavice otporne na kemikalije treba u odnosu na njihove karakteristike birati ovisno o koncentraciji i količini opasnih tvari na radnom mjestu. Preporučuje se, da se kod proizvođača informira o kemijskoj postojanosti gore spomenutih zaštitnih rukavica za specijalne namjene.

Zaštita tijela

Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću

Zaštita dišnog sustava

U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje:

Boja: svijetlo crven
Miris: karakterističan

pH: 2,0

Promjena stanja

Talište: nije određeno
Početna točka vrenja i područje vrenja: 100 °C

Zapaljivost

Čvrsto: nije upotrebljivo
Plin: nije upotrebljivo

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Revzija: 23.12.2016

Broj materijalima: 307-CLP

Stranica 5 od 9

| | |
|---|---------------------------|
| Donja granica eksplozivnosti: | nije određeno |
| Gornja granica eksplozivnosti: | nije određeno |
| Temperatura samozapaljenja | |
| Čvrsto: | nije upotrebljivo |
| Plin: | nije upotrebljivo |
| Temperatura raspada: | nije određeno |
| Oksidirajuća svojstva | |
| Ne koji podržava gorenje. | |
| Tlak pare: (Kod 50 °C) | <=1100 hPa |
| Gustoća: | 1,06000 g/cm ³ |
| Topivost u drugim sredstvima za otapanje | |
| nije određeno | |
| Koeficijent raspodjele: | nije određeno |
| Gustoća pare: | nije određeno |
| Hlapivost: | nije određeno |

9.2. Ostale informacije

Količina čvrste tvari: 1,5 %

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Kod pravilnog rukovanja i čuvanja ne pojavljuju se opasne reakcije.

10.2. Kemijska stabilnost

Ovaj je proizvod stabilan pri čuvanju na uobičajenoj temperaturi okoliša.

10.3. Moćnost opasnih reakcija

Nisu poznate opasne reakcije.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

ne/nite jedan

10.5. Inkompatibilni materijali

Nema informacija.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nisu poznati opasni proizvodi razgradnje.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Akutna toksičnost

Otrovno ako se proguta.

Smrtonosno u dodiru s kožom.

Štetno ako se udiše.

ATEmix izračunat

ATE (oralni) 104,2 mg/kg; ATE (dermalno) 104,2 mg/kg; ATE (inhalacijski para) 10,42 mg/l; ATE (inhalacijski aerosol) 1,042 mg/l

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Revzija: 23.12.2016

Broj materijalima: 307-CLP

Stranica 6 od 9

| CAS-br. | Ime | | | | |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------|-------|--------|
| | Način izloženosti | Doza | Organizam | Izvor | Metoda |
| 7664-39-3 | hydrofluorid acid | | | | |
| | oralni | ATE 5 mg/kg | | | |
| | dermalno | ATE 5 mg/kg | | | |
| | inhalacijski para | ATE 0,5 mg/l | | | |
| | inhalacijski aerosol | ATE 0,05 mg/l | | | |
| 64-17-5 | ethyl alcohol | | | | |
| | dermalno | LD50 7060 mg/kg | | | |

Nadraživanje i nagrivanje

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Senzibilizirajuće djelovanje

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

STOT - jednokratno izlaganje

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

STOT - ponavljano izlaganje

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Ostale informacije

Smjesa se klasificira kao opasna u smislu odredbe (EU) br. 1272/2008 [CLP]. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese!

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

proizvod nije: Ekotoksično.

12.2. Postojanost i razgradivost

Proizvod nije ispitan.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Proizvod nije ispitan.

12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod nije ispitan.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Proizvod nije ispitan.

12.6. Ostali štetni učinci

Nema informacija.

Dodatni savjeti

Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. Ne dopustiti da dopre u podlogu/tlo.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Aspekti odlaganja

Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. Ne dopustiti da dopre u podlogu/tlo. zbrinjavanje sukladno službenim propisima

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Revzija: 23.12.2016

Broj materijalima: 307-CLP



Stranica 7 od 9

Uklanjanje onečišćenih pakiranja i preporučena sredstva za čišćenje



Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad. Kontaminirana pakovanja treba tretirati isto kao proizvod.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni transport (ADR/RID)

| | |
|---|---|
| 14.1. UN broj: | UN 2922 |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u: | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Wasser) |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 8 |
| 14.4. Skupina pakiranja: | II |
| Naljepnice: | 8+6.1 |
| |   |
| Klasifikacijski kod: | CT1 |
| Posebne odredbe: | 274 |
| Ograničena količina (LQ): | 1 L |
| Oslobodena količina: | E2 |
| Kategorija transporta: | 2 |
| Broj opasnost: | 86 |
| Kod restrikcije za prijevoz u tunelima: | E |

Transport unutrašnje plovidbe (ADN)

| | |
|---|---|
| 14.1. UN broj: | UN 2922 |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u: | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Wasser) |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 8 |
| 14.4. Skupina pakiranja: | II |
| Naljepnice: | 8+6.1 |
| |   |
| Klasifikacijski kod: | CT1 |
| Posebne odredbe: | 274 802 |
| Ograničena količina (LQ): | 1 L |
| Oslobodena količina: | E2 |

Pomorski brodski transport (IMDG)

| | |
|---|--|
| 14.1. UN broj: | UN 2922 |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u: | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Wasser) |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 8 |
| 14.4. Skupina pakiranja: | II |
| Naljepnice: | 8+6.1 |

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Revzija: 23.12.2016

Broj materijalima: 307-CLP

Stranica 8 od 9



Posebne odredbe: 274
 Ograničena količina (LQ): 1 L
 Oslobođena količina: E2
 EmS: F-A, S-B

Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN broj: UN 2922
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Wasser)
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: 8
14.4. Skupina pakiranja: II
 Naljepnice: 8+6.1



Posebne odredbe: A3 A803
 Ograničena količina (LQ) putnički zrakoplov: 0.5 L
 Passenger LQ: Y840
 Oslobođena količina: E2
 IATA-Upute o pakiranju (putnički avion): 851
 IATA-Maksimalna količina - putnički zrakoplov: 1 L
 IATA-Upute o pakiranju (teretni avion): 855
 IATA-Maksimalna količina - tereta: 30 L

14.5. Opasnosti za okoliš

OPASNO PO OKOLIŠ: ne

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Upozorenje: Otrovnno. jako nagriža.

14.7. Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

nije upotrebljivo

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Nacionalna regulativa

Ograničenja rada: Pridržavati se ograničenja kod zapošljavanja sukladno Zakonu o zaštiti mladeži na radu (94/33/EZ). Pridržavati se ograničenja kod zapošljavanja sukladno smjernicama Propisa o zaštiti majčinstva (92/85/EEZ) za trudnice i dojilje.
 Klasa opasnosti od zagađivanja vode (Njemačka): 2 - opasan za vodu
 Resorpcija kože/Senzibilizacija: Prodire lako u vanjsku kožu i izaziva otrovanje.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Ocjenjivanje sigurnosti materijala u toj mješavini nije provedeno.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Revzija: 23.12.2016

Broj materijalima: 307-CLP

Stranica 9 od 9

Skraćenice

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Doslovno značenje H- i EUH-fraze (Broj i puni tekst)

| | |
|------|---|
| H225 | Lako zapaljiva tekućina i para. |
| H300 | Smrtonosno ako se proguta. |
| H301 | Otrovno ako se proguta. |
| H310 | Smrtonosno u dodiru s kožom. |
| H314 | Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. |
| H319 | Uzrokuje jako nadraživanje oka. |
| H330 | Smrtonosno ako se udiše. |
| H332 | Štetno ako se udiše. |

Daljnje obavijesti

Podatci na sigurnosnom listu odgovaraju našim saznanjima o sigurnosnim mjerama na dan tiskanja. Ove informacije će Vam dati uporište za sigurno rukovanje proizvodom navedenim na ovom sigurnosnom listu pri skladištenju, obradi, transportu i zbrinjavanju. Podatci ne vrijede za druge proizvode. Ako je proizvod pomiješan s drugim materijalima, ako se miješa ili prerađuje, ili se obradi, podatci iz sigurnosnog lista ne mogu se prenositi na tako pripremljeni novi materijal, osim ako se u tom slučaju ne pokaže nešto značajno drukčije.

(Podaci o opasnim sadržajnim tvarima su uzeti iz dotičnih zadnje važećih sigurnosnih listi podataka prethodnog isporučioca)