

Tableau des compatibilités

VITA ENAMIC® / VITA CAD-Temp® IMPLANT SOLUTIONS – Bases en titane TiBase Dentsply Sirona

Cette autorisation n'est valable que pour l'union européenne. L'agrément national doit être respecté pour les autres pays.

Édition 10.2017

Fabricant / Implant	Diamètre d'implant	Plateforme	Connexion	TiBase	Réf. Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Implants AstraTech Osseospeed EV	3.0	3.0	S	AT EV 3.0 GH1 S	6586304
	3.6	3.6		AT EV 3.6 GH1 S	6586312
	4.2	4.2	L	AT EV 4.2 GH1 L	6586320
	4.8	4.8		AT EV 4.8 GH1 L	6586338
	5.4	5.4		AT EV 5.4 GH1 L	6586346
Dentsply Sirona Implants AstraTech Osseospeed TX	3.5 S / 4.0 S	3.5 / 4.0	L	AT OS 3.5/4.0 L	6282532
	4.5 / 5.9 / 5.0 S	4.5 / 5.0		AT OS 4.5/5.0 L	6282540
Dentsply Sirona Implants Ankylos	A, B, C, D	C/X	S	ANK C/ GH1 S	6586528
				ANK C/ GH2 S	6586536
				ANK /X GH1 S	6586544
				ANK /X GH2 S	6586551
Dentsply Sirona Implants Frialit/Xive	3.4	3.4	S	FX 3.4 S	6282433
	3.8	3.8		FX 3.8 S	6282441
	4.5	4.5	L	FX 4.5 L	6282458
	5.5	5.5		FX 5.5 L	6282466
Biomet 3i Certain (connexion interne)	3.4	3.4	S	B C 3.4 S	6308048
	4.1	4.1	L	B C 4.1 L	6308097
	5	5.0		B C 5.0 L	6308121
Biomet 3i Six pans extérieurs	3.4	3.4	L	B O 3.4 L	6282557
	4.1	4.1		B O 4.1 L	6282565
	5.0	5.0		B O 5.0 L	6282573
BioHorizons Connexion interne	3.0 / 3.8	3.0	S	BH 3.0 S	6532779
	3.0/3.5/3.8/4.0/4.6	3.5	L	BH 3.5 L	6532894
	4.0/4.6/5.0/5.8	4.5		BH 4.5 L	6532951
	5.0/5./6.0	5.7		BH 5.7 L	6536242
Nobel Biocare Replace (connexion interne trois canaux)	3.5	NP	L	NB RS 3.5 L	6282474
	4.3	RP		NB RS 4.3 L	6282482
	5	WP		NB RS 5.0 L	6282490
	6	6.0		NB RS 6.0 L	6282508
Nobel Biocare Nobel Active (connexion interne conique)	3.5	NP	L	NB A 4.5 L	6308188
	4.3 / 5.0	RP		NB A 5.0 L	6308253
Nobel Biocare Brånemark®	3.3	NP	L	NB B 3.4 L	6282516
	3.5 / 4.0	RP		NB B 4.1 L	6282524
Osstem (États-Unis : Hiossen) Osstem TS (États-Unis : Hiossen ET)	3.5	Mini	L	O TS 3.5 L	6527035
	4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	Standard		O TS 4.0 L	6527043
Straumann Standard Niveau tissulaire	3.3	NN (3,5 mm)	L	S SO 3.5 L	6284231
	3.3 / 4.1 / 4.8	RN (4,8 mm)		S SO 4.8 L	6284249
	4.8	WN (6,5 mm)		S SO 6.5 L	6284256

Straumann Niveau osseux	3.3	NC (3,3 mm)	L	S BL 3.3 L	6308154
	4.1 / 4.8	RC (4,1 mm/4,8 mm)		S BL 4.1 L	6308337
Zimmer Tapered Screw-Vent	3.7 / 4.1	3.5	L	Z TSV 3.5 L	6282581
	4.7	4.5		Z TSV 4.5 L	6282599
	6	5.7		Z TSV 5.7 L	6282607
Medentika Implant M	3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0	3.5/5.0	L	MI 3.5 / 5.0 L	6308295
Thommen Medical SPI Element, SPI Contact, SPI Element Inicell, SPI Contact Inicell	3,5	3,5	S	TM 3.5 S	6531854
	4	4		TM 4 S	6532829
	4,5	4,5		TM 4,5 S	6532837
	5	5		TM 5 S	6544360
	6	6		TM 6 S	6544378

Tableau des compatibilités

VITA ENAMIC® / VITA CAD-Temp® IMPLANT SOLUTIONS – Bases en titane Camlog CFAO*

Cette autorisation n'est valable que pour l'union européenne. L'agrément national doit être respecté pour les autres pays.

Édition 10.2017

Système d'implant	Diamètre d'implant	Plateforme	Connexion	Réf. Camlog	
CAMLOG	3.3	3.3	S	K2244.3348	
	3.8	3.8		K2244.3848	
	4.3	4.3		K2244.4348	
	5.0	5.0	L	K2244.5048	
	6.0	6.0		K2244.6048	
CONELOG	3.3	3.3 / GH 0.8 mm	S	C2242.3308	
		3.3 / GH 0.2 mm		C2242.3320	
	3.8	3.8 / GH 0.8 mm		C2242.3808	
		3.8 / GH 0.2 mm		C2242.3820	
	4.3	4.3 / GH 0.8 mm		C2242.4308	
		4.3 / GH 0.2 mm		C2242.4320	
	5.0	5.0 / GH 0.8 mm	L	C2242.5008	
		5.0 / GH 0.2 mm		C2242.5020	
	iSy	4.5	4.5 / GH 0.8 mm	S	P2244.4408
			4.5 / GH 0.2 mm		P2244.4420
5.2		5.2 / GH 0.8 mm	L	P2244.5008	
		5.2 / GH 0.2 mm		P2244.5020	

* y compris vis pilier et dispositif d'adhérence

Tableau des compatibilités

VITA ENAMIC[®] / VITA CAD-Temp[®] IMPLANT SOLUTIONS - Bases en titane CFAO
Henry Schein alphatech^{®*}

Cette autorisation n'est valable que pour l'union européenne. L'agrément national doit être respecté pour les autres pays.

Édition 10.2017

Fabricant / Implant	Diamètre d'implant	Plateforme	Connexion	Dés. art.	Réf. Henry Schein
Henry Schein Dental Allemagne/ FMZ GmbH alphatech	3.4	3.4	S	Base en titane 3.4	350686
	3.8	3.8	S	Base en titane 3.8	350687
	4.3	4.3	L	Base en titane 4.3	350688
	4.3	3.8	S	Base en titane 3.8/4.3 P-Switch	350689
	5.0	5.0	L	Base en titane 5.0	350691

* y compris scanbody, vis de laboratoire et vis DOTIZE pour alphatech

Tableau des compatibilités

VITA ENAMIC® / VITA CAD-Temp® IMPLANT SOLUTIONS - Bases en titane CFAO Straumann® Variobase C

Cette autorisation n'est valable que pour l'union européenne. L'agrément national doit être respecté pour les autres pays.

Édition 10.2017

Fabricant	Diamètre d'implant	Plateforme	Connexion	Dés. art.	Réf. Straumann
Straumann	3.5 mm	3.9 mm	S	NNC Variobase® C, TAN	022.0018
	4.1 mm; 4.8 mm	5.0 mm	L	RN Variobase® C, TAN	022.0019
	6.5 mm	6.7 mm	L	WN Variobase® C, TAN	022.0020
	3.3 mm	3.8 mm	S	NC Variobase® C, TAN	022.0043
	4.1 mm	4.6 mm	L	RC Variobase® C, TAN	022.0044