

> VITA YZ[®] SOLUTIONS

> VITA YZ[®] XT – Extra Translucent ZrO₂

VITA YZ[®] ST – Super Translucent ZrO₂

VITA YZ[®] HT – High Translucent ZrO₂

VITA YZ[®] T – Translucent ZrO₂



> FACTS & FEATURES

VITA YZ[®] XT ist

- ein extra transluzentes Zirkondioxid und als uneingefärbte sowie mono- und multichromatische Variante verfügbar.

Profitieren Sie von

- ästhetischen monolithischen und teilverblendeten Versorgungen mit besonderer Lebendigkeit durch extrem hohe Transluzenz.
- effizienter Fertigung dank zahnfarbener, multichromatischer Rohlinge mit einem integrierten Zahnfarbverlauf.

VITA YZ[®] XT ist

- die Lösung für dreigliedrige Frontzahnbrücken mit naturnaher Farbwirkung.

Verfügbare Farben:

- VITA YZ[®] XT^{White} uneingefärbt, weiß
- VITA YZ[®] XT^{Color} voreingefärbt in 16 VITA classical A1–D4 Farben
- VITA YZ[®] XT^{Multicolor} voreingefärbt in 7 VITA classical A1–D4 Farben*
- VITA YZ[®] XT SHADE LIQUID in 16 VITA classical A1–D4 Farben

Geometrien:

- VITA YZ[®] XT Discgeometrien: 98.4 mm mit Höhen von: 14 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm (exkl. für Multicolor), 25 mm

> SYSTEMKOMPONENTEN



VITA YZ[®] XT SHADE LIQUID
Einfärbung



VITA AKZENT[®] Plus
Charakterisierung

* VITA YZ[®] XT^{Multicolor} Varianten sind ab Sommer 2018 in den Höhen 14 mm, 18 mm und 22 mm sowie in den VITA classical A1–D4 Farben A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 und D2 verfügbar.

> VITA YZ® SOLUTIONS

VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO₂

> VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO₂

VITA YZ® HT – High Translucent ZrO₂

VITA YZ® T – Translucent ZrO₂



> FACTS & FEATURES

VITA YZ® ST ist

- ein super transluzentes Zirkondioxid und als uneingefärbte sowie mono- und multichromatische Variante verfügbar.

Profitieren Sie von

- effizienter Fertigung dank zahnfarbener Rohlinge.
- hochfesten, vielgliedrigen Brückenversorgungen mit hoher Lebendigkeit.
- substanzschonenden monolithischen und teilverblendeten Brückenversorgungen.

VITA YZ® ST ist

- die Lösung für hochfeste Brückenversorgungen im Seitenzahnbereich.

Verfügbare Farben:

- VITA YZ® ST^{White} uneingefärbt, weiß
- VITA YZ® ST^{Color} voreingefärbt in 16 VITA classical A1–D4 Farben
- VITA YZ® ST^{Multicolor} voreingefärbt in 7 VITA classical A1–D4 Farben*
- VITA YZ® ST SHADE LIQUID in 16 VITA classical A1–D4 Farben

Geometrien:

- VITA YZ® ST Discgeometrien: 98.4 mm mit Höhen von: 14 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm (exkl. für Multicolor), 25 mm

> SYSTEMKOMPONENTEN



VITA YZ® ST SHADE LIQUID
Einfärbung



VITA AKZENT® Plus
Charakterisierung

* VITA YZ® ST^{Multicolor} Varianten sind ab Sommer 2018 in den Höhen 14 mm, 18 mm und 22 mm sowie in den VITA classical A1–D4 Farben A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 und D2 verfügbar.

> VITA YZ® SOLUTIONS

VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO₂

VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO₂

> VITA YZ® HT – High Translucent ZrO₂

VITA YZ® T – Translucent ZrO₂



> FACTS & FEATURES

VITA YZ® HT ist

- ein hochtransluzentes Zirkondioxid mit enormer Festigkeit und als uneingefärbte sowie monochromatische Variante verfügbar.

Profitieren Sie von

- hoch ästhetischen Versorgungen mittels abgestimmter Verblendkeramik.
- effizienter Farbproduktion mittels abgestimmter Komponenten (z. B. Liquids/Malfarben/Verblendkeramik).

VITA YZ® HT ist

- die Lösung für vollverblendete, vielgliedrige Gerüste.

Verfügbare Farben:

- VITA YZ® HT^{White} uneingefärbt, weiß
- VITA YZ® HT^{Color} voreingefärbt in 3 VITA classical A1– D4 Farben
- VITA YZ® HT SHADE LIQUID in 16 VITA classical A1– D4 Farben

Geometrien:

- VITA YZ® HT Discgeometrien*: 98.4 mm mit Höhen von: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm
- VITA YZ® HT Blockgeometrien*: 20/19, 40/19, 55/19, 65/25

> SYSTEMKOMPONENTEN



* Die Discgeometrien 12 mm und 16 mm sowie alle Blockgeometrien sind nur als White Variante erhältlich.

> VITA YZ® SOLUTIONS

VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO₂

VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO₂

VITA YZ® HT – High Translucent ZrO₂

> VITA YZ® T – Translucent ZrO₂



> FACTS & FEATURES

VITA YZ® T ist

- ein passgenaues, hochfestes und transluzentes Zirkondioxid und als uneingefärbte sowie monochromatische Variante verfügbar.

Profitieren Sie von

- präzisen Ergebnissen durch hohe Kantenstabilität und passgenauen Sinterresultaten.
- hoher Sicherheit dank enormer Festigkeit und 15-jähriger klinischer Erfahrung.
- effizienter Farbproduktion mittels optimal abgestimmter Verblendkeramik.

VITA YZ® T ist

- die Lösung für hochfeste, vollverblendete Gerüste.

Verfügbare Farben:

- VITA YZ® T^{White} uneingefärbt, weiß
- VITA YZ® T^{Color} voreingefärbt, LL1/light, LL2/medium, LL3/intense
- VITA YZ® T COLORINIG LIQUID light/pale, medium, intense, neutral

Geometrien:

- VITA YZ® T Discgeometrien*: 98.4 mm mit Höhen von: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm
- VITA YZ® T Blockgeometrien: 20/19, 40/19, 55, 65/25

> SYSTEMKOMPONENTEN



VITA YZ® T COLORING LIQUID
Einfärbung



VITAVM®9
Individualisierung



VITA AKZENT® Plus
Charakterisierung

* Die Größen 12 mm und 16 mm sind nur als White Variante erhältlich.