

> VITA YZ® SOLUTIONS

> VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO₂

VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO₂

VITA YZ® HT – High Translucent ZrO₂

VITA YZ® T – Translucent ZrO₂



> DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA YZ® XT es

- un dióxido de circonio extratranslúcido, disponible en las variantes no coloreada, monocromática y multicromática.

Ventajas:

- restauraciones monolíticas y parcialmente recubiertas estéticas, con una extraordinaria expresividad gracias a la translucidez extremadamente elevada.
- Confección eficiente gracias a las piezas en bruto multicromáticas de color dental con transición cromática integrada.

VITA YZ® XT es:

- la solución para puentes de dientes anteriores de tres piezas con efecto cromático natural.

Colores disponibles:

- VITA YZ® XT^{White} sin colorear, blanco
- VITA YZ® XT^{Color} precoloreado en 16 colores VITA classical A1–D4
- VITA YZ® XT^{Multicolor} precoloreado en 7 colores VITA classical A1–D4*
- VITA YZ® XT SHADE LIQUID en 16 colores VITA classical A1–D4

Geometrías:

- geometrías de disco VITA YZ® XT: 98,4 mm con alturas de: 14 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm (exclusiva de Multicolor), 25 mm

> COMPONENTES DEL SISTEMA



VITA YZ® XT SHADE LIQUID
Coloración



VITA AKZENT® Plus
Caracterización

* A partir del verano de 2018, las variantes de VITA YZ® XT^{Multicolor} estarán disponibles en las alturas de 14 mm, 18 mm y 22 mm, así como en los colores VITA classical A1–D4 A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 y D2.

> VITA YZ® SOLUTIONS

VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO₂

> **VITA YZ® ST** – Super Translucent ZrO₂

VITA YZ® HT – High Translucent ZrO₂

VITA YZ® T – Translucent ZrO₂



> DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA YZ® ST es:

- un dióxido de circonio supertranslúcido, disponible en las variantes no coloreada, monocromática y multicromática.

Ventajas

- Confección eficiente gracias a las piezas en bruto de color dental.
- Puentes de varias piezas altamente resistentes con una excelente expresividad.
- Puentes monolíticos y parcialmente recubiertos conservadores de la sustancia dental.

VITA YZ® ST es:

- la solución para puentes altamente resistentes en la zona de los dientes posteriores.

Colores disponibles:

- **VITA YZ® ST^{White}** sin colorear, blanco
- **VITA YZ® ST^{Color}** precoloreado en 16 colores VITA classical A1–D4
- **VITA YZ® ST^{Multicolor}** precoloreado en 7 colores VITA classical A1–D4*
- **VITA YZ® ST SHADE LIQUID** en 16 colores VITA classical A1–D4

Geometrías:

- **geometrías de disco VITA YZ® ST:** 98,4 mm con alturas de: 14 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm (exclusiva de Multicolor), 25 mm

> COMPONENTES DEL SISTEMA



VITA YZ® ST SHADE LIQUID
Coloración

VITA AKZENT® Plus
Caracterización

* A partir del verano de 2018, las variantes de **VITA YZ® ST^{Multicolor}** estarán disponibles en las alturas de 14 mm, 18 mm y 22 mm, así como en los colores VITA classical A1–D4 A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 y D2.

> VITA YZ® SOLUTIONS

VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO₂

VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO₂

> **VITA YZ® HT** – High Translucent ZrO₂

VITA YZ® T – Translucent ZrO₂



> DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA YZ® HT es:

- un dióxido de circonio altamente translúcido con enorme resistencia, disponible en las variantes no coloreada y monocromática.

Ventajas:

- restauraciones de gran valor estético mediante una cerámica de recubrimiento armonizada.
- Reproducción eficiente del color mediante componentes armonizados (p. ej., líquidos/maquillajes/cerámica de recubrimiento).

VITA YZ® HT es:

- la solución para estructuras completamente recubiertas de varias piezas.

Colores disponibles:

- **VITA YZ® HT^{White}** sin colorear, blanco
- **VITA YZ® HT^{Color}** precoloreado en 3 colores VITA classical A1– D4
- **VITA YZ® HT SHADE LIQUID** en 16 colores VITA classical A1– D4

Geometrías:

- **geometrías de disco VITA YZ® HT***: 98,4 mm con alturas de: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm
- **geometrías de bloque VITA YZ® HT***: 20/19, 40/19, 55/19, 65/25

> COMPONENTES DEL SISTEMA



* Las geometrías de disco de 12 mm y 16 mm, así como todas las geometrías de bloque, están disponibles únicamente como variante White.

> VITA YZ® SOLUTIONS

VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO₂

VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO₂

VITA YZ® HT – High Translucent ZrO₂

> VITA YZ® T – Translucent ZrO₂



> DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA YZ® T es:

- un dióxido de circonio translúcido de ajuste preciso y altamente resistente, disponible en las variantes no coloreada y monocromática.

Ventajas

- Resultados precisos gracias a la elevada estabilidad de los ángulos y a resultados de sinterización de excelente ajuste.
- Elevada seguridad gracias a su enorme resistencia y a los 15 años de experiencia clínica.
- Reproducción eficiente del color mediante una cerámica de recubrimiento perfectamente armonizada.

VITA YZ® T es:

- la solución para estructuras completamente recubiertas altamente resistentes.


Colores disponibles:

- **VITA YZ® T^{White}** sin colorear, blanco
- **VITA YZ® T^{Color}** precoloreado, LL1/light, LL2/medium, LL3/intense
- **VITA YZ® T COLORINIG LIQUID** light/pale, medium, intense, neutral

Geometrías:

- **geometrías de disco VITA YZ® T***: 98,4 mm con alturas de: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm
- **geometrías de bloque VITA YZ® T**: 20/19, 40/19, 55, 65/25

> COMPONENTES DEL SISTEMA



* Los tamaños de 12 mm y 16 mm están disponibles únicamente como variante White.