

> VITA YZ® SOLUTIONS

> VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO₂

VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO₂

VITA YZ® HT – High Translucent ZrO₂

VITA YZ® T – Translucent ZrO₂



> FATTI & CARATTERISTICHE

VITA YZ® XT è

- un biossido di zirconio extra traslucido, disponibile in variante non cromatizzata, mono- e multicromatica.

Offre:

- riabilitazioni monolitiche, estetiche e con rivestimento parziale di elevata vivacità grazie alla straordinaria traslucenza.
- produzione efficiente grazie ai blanks di colore naturale, multicromatici con andamento cromatico integrato.

VITA YZ® XT è

- la soluzione per ponti frontali a tre elementi con effetto cromatico naturale.

Colori disponibili:

- VITA YZ® XT^{White} non cromatizzato, bianco
- VITA YZ® XT^{Color} precromatizzato in 16 colori VITA classical A1–D4
- VITA YZ® XT^{Multicolor} precromatizzato in 7 colori VITA classical A1–D4*
- VITA YZ® XT SHADE LIQUID in 16 colori VITA classical A1–D4

Geometrie:

- VITA YZ® XT - Geometrie dischi:
98.4 mm con spessori di: 14 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm (solo Multicolor), 25 mm

> COMPONENTI DI SISTEMA



VITA YZ® XT SHADE LIQUID
Pigmentazione



VITA AKZENT® Plus
Caratterizzazione

* Le varianti VITA YZ® XT^{Multicolor} saranno disponibili dall'estate 2018 negli spessori 14 mm, 18 mm, 22 mm e nei colori VITA classical A1–D4 A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2.

> VITA YZ® SOLUTIONS

VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO₂

> VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO₂

VITA YZ® HT – High Translucent ZrO₂

VITA YZ® T – Translucent ZrO₂



> FATTI & CARATTERISTICHE

VITA YZ® ST è

- un biossido di zirconio super traslucido, disponibile in variante non cromatizzata, mono- e multicromatica.

Offre:

- produzione efficiente grazie ai blanks di colore dei denti naturali.
- ponti a quattro elementi, di elevata resistenza e grande vivacità.
- riabilitazioni a ponte monolitiche e con rivestimento parziale, minimamente invasive.

VITA YZ® ST è

- la soluzione per riabilitazioni a ponte ad alta resistenza nel settore posteriore.

Colori disponibili:

- VITA YZ® ST^{White} non cromatizzato, bianco
- VITA YZ® ST^{Color} precromatizzato in 16 colori VITA classical A1–D4
- VITA YZ® ST^{Multicolor} precromatizzato in 7 colori VITA classical A1–D4*
- VITA YZ® ST SHADE LIQUID in 16 colori VITA classical A1–D4

Geometrie:

- VITA YZ® ST - Geometrie dischi:
98.4 mm con spessori di: 14 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm (solo Multicolor), 25 mm

> COMPONENTI DI SISTEMA



VITA YZ® ST SHADE LIQUID
Pigmentazione



VITA AKZENT® Plus
Caratterizzazione

* Le varianti VITA YZ® ST^{Multicolor} saranno disponibili dall'estate 2018 negli spessori 14 mm, 18 mm, 22 mm e nei colori VITA classical A1–D4 A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2.

> VITA YZ® SOLUTIONS

VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO₂

VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO₂

> VITA YZ® HT – High Translucent ZrO₂

VITA YZ® T – Translucent ZrO₂



> FATTI & CARATTERISTICHE

VITA YZ® HT è

- un biossido ad elevata traslucenza di altissima resistenza, disponibile in variante non cromatizzata e monocromatica.

Offre:

- riabilitazioni altamente estetiche grazie ad una ceramica di rivestimento specifica.
- riproduzione cromatica efficiente grazie a componenti specifici (ad es. Liquids/supercolori/ceramica per rivestimento estetico).

VITA YZ® HT è

- la soluzione per strutture a più elementi con rivestimento estetico integrale.

Colori disponibili:

- VITA YZ® HT^{White} non cromatizzato, bianco
- VITA YZ® HT^{Color} precromatizzato in 3 colori VITA classical A1–D4
- VITA YZ® HT SHADE LIQUID in 16 colori VITA classical A1–D4

Geometrie:

- VITA YZ® HT Geometrie dischi*: 98.4 mm con spessori di: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm
- VITA YZ® HT Geometrie blocchetti*: 20/19, 40/19, 55/19, 65/25

> COMPONENTI DI SISTEMA



* Le geometrie dischi 12 mm e 16 mm, nonché tutte le geometrie blocchetti sono disponibili solo nella variante white.

> VITA YZ® SOLUTIONS

VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO₂

VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO₂

VITA YZ® HT – High Translucent ZrO₂

> VITA YZ® T – Translucent ZrO₂



> FATTI & CARATTERISTICHE

VITA YZ® T è

- un biossido di zirconio traslucente, preciso, ad alta resistenza, disponibile in variante non cromatizzata e monocromatica.

Offre:

- risultati precisi, grazie all'elevata stabilità dei bordi e alla precisione dei risultati di sinterizzazione.
- grande sicurezza grazie all'altissima resistenza e oltre 15 anni di esperienza clinica.
- riproduzione cromatica efficiente grazie ad una ceramica per rivestimento estetico specifica.

VITA YZ® T è

- la soluzione per riabilitazioni ad alta resistenza, per rivestimento estetico integrale.

Colori disponibili:

- VITA YZ® T^{White} non cromatizzato, bianco
- VITA YZ® T^{Color} precromatizzato, LL1/light, LL2/medium, LL3/intense
- VITA YZ® T COLORINIG LIQUID light/pale, medium, intense, neutral

Geometrie:

- VITA YZ® T Geometrie dischi*: 98.4 mm con spessori di: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm
- VITA YZ® T Geometrie dischi: 20/19, 40/19, 55, 65/25

> COMPONENTI DI SISTEMA



VITA YZ® T COLORING LIQUID
Pigmentazione



VITAVM®9
Individualizzazione



VITA AKZENT® Plus
Caratterizzazione

* Le geometrie 12 mm e 16 mm sono disponibili solo nella variante white.