

## > VITA YZ® SOLUTIONS

### > VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO<sub>2</sub>

VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO<sub>2</sub>

VITA YZ® HT – High Translucent ZrO<sub>2</sub>

VITA YZ® T – Translucent ZrO<sub>2</sub>



## > FAITS & CARACTÉRISTIQUES

### VITA YZ® XT est

- un dioxyde de zirconium extra-translucide, disponible en variante non teintée de même que monochromatique et polychromatique.

### Vous profitez

- de restaurations monolithiques esthétiques partiellement incrustées très vivantes grâce à une translucidité extrêmement élevée,
- d'une réalisation efficace grâce aux lingotins multi-chromatiques couleur dent avec un dégradé de couleur intégré.

### VITA YZ® XT est

- la solution pour les bridges antérieurs à trois éléments avec un rendu chromatique naturel.

### Couleurs disponibles

- VITA YZ® XT<sup>White</sup> non teinté, blanc
- VITA YZ® XT<sup>Color</sup> préteinté en 16 couleurs VITA classical A1–D4
- VITA YZ® XT<sup>Multicolor</sup> préteinté en 7 couleurs VITA classical A1–D4\*
- VITA YZ® XT SHADE LIQUID en 16 couleurs VITA classical A1–D4

### Géométries

- VITA YZ® XT géométries de disque 98,4 mm avec des hauteurs de : 14 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm (à l'excl. de Multicolor), 25 mm

## > COMPOSANTS DU SYSTÈME



VITA YZ® XT SHADE LIQUID  
Coloration

VITA AKZENT® Plus  
Caractérisation

\* Les variantes VITA YZ® XT<sup>Multicolor</sup> seront disponibles à partir de l'été 2018 dans les hauteurs 14 mm, 18 mm et 22 mm, de même que dans les couleurs VITA classical A1–D4 A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 et D2.

## > VITA YZ® SOLUTIONS

VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO<sub>2</sub>

### > VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO<sub>2</sub>

VITA YZ® HT – High Translucent ZrO<sub>2</sub>

VITA YZ® T – Translucent ZrO<sub>2</sub>



## > FAITS & CARACTÉRISTIQUES

### VITA YZ® ST est

- un dioxyde de zirconium super translucide, disponible en variante non teintée de même que monochromatique et polychromatique.

### Vous profitez

- d'une réalisation efficace grâce aux pièces brutes couleur dent,
- de bridges longue portée très résistants d'une grande vitalité,
- de bridges partiellement incrustés et monolithiques peu iatrogènes.

### VITA YZ® ST est

- la solution pour des bridges très résistants en secteur postérieur.

### Couleurs disponibles

- VITA YZ® ST<sup>White</sup> non teinté, blanc
- VITA YZ® ST<sup>Color</sup> préteinté en 16 couleurs VITA classical A1–D4
- VITA YZ® ST<sup>Multicolor</sup> préteinté en 7 couleurs VITA classical A1–D4\*
- VITA YZ® ST SHADE LIQUID en 16 couleurs VITA classical A1–D4

### Géométries

- VITA YZ® ST géométries de disque 98,4 mm avec des hauteurs de : 14 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm (à l'excl. de Multicolor), 25 mm

## > COMPOSANTS DU SYSTÈME



VITA YZ® ST SHADE LIQUID  
Coloration

VITA AKZENT® Plus  
Caractérisation

\* Les variantes VITA YZ® ST<sup>Multicolor</sup> seront disponibles à partir de l'été 2018 dans les hauteurs 14 mm, 18 mm et 22 mm, de même que dans les couleurs VITA classical A1–D4 A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 et D2.

## > VITA YZ® SOLUTIONS

VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO<sub>2</sub>

VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO<sub>2</sub>

> VITA YZ® HT – High Translucent ZrO<sub>2</sub>

VITA YZ® T – Translucent ZrO<sub>2</sub>



## > FAITS & CARACTÉRISTIQUES

### VITA YZ® HT est

- un dioxyde de zirconium très translucide et résistant, disponible en variante non teintée et monochromatique.

### Vous profitez

- de restaurations très esthétiques grâce à une céramique cosmétique adaptée,
- d'une reproduction efficace de la couleur grâce à des composants assortis (par ex. liquides/colorants/céramique cosmétique).

### VITA YZ® HT est

- la solution pour des infrastructures à plusieurs éléments entièrement incrustées.

### Couleurs disponibles

- VITA YZ® HT<sup>White</sup> non teinté, blanc
- VITA YZ® HT<sup>Color</sup> préteinté en 3 couleurs VITA classical A1–D4
- VITA YZ® HT SHADE LIQUID en 16 couleurs VITA classical A1–D4

### Géométries

- **Géométries de disque\*** VITA YZ® HT 98,4 mm avec des hauteurs de : 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm
- **Géométries de bloc\*** VITA YZ HT 20/19, 40/19, 55/19, 65/25

## > COMPOSANTS DU SYSTÈME



\* Les géométries de disque 12 mm et 16 mm ainsi que toutes les géométries de bloc sont uniquement disponibles en variante White.

## > VITA YZ® SOLUTIONS

VITA YZ® XT – Extra Translucent ZrO<sub>2</sub>

VITA YZ® ST – Super Translucent ZrO<sub>2</sub>

VITA YZ® HT – High Translucent ZrO<sub>2</sub>

## > VITA YZ® T – Translucent ZrO<sub>2</sub>



## > FAITS & CARACTÉRISTIQUES

### VITA YZ® T est

- un dioxyde de zirconium translucide, résistant et adapté disponible en variante non teintée et monochromatique.

### Vous profitez

- de résultats précis grâce à une grande stabilité des bords et à des résultats de frittage adaptés,
- d'une sécurité élevée grâce à une extrême résistance et à plus de 15 ans de recul clinique,
- d'une reproduction efficace de la couleur grâce à des composants optimalement assortis.

### VITA YZ® T est

- la solution pour des infrastructures résistantes entièrement incrustées.

### Couleurs disponibles

- VITA YZ® T<sup>White</sup> non teinté, blanc
- VITA YZ® T<sup>Color</sup> préteinté, LL1/light, LL2/medium, LL3/intense
- VITA YZ® T COLORINIG LIQUID light/pale, medium, intense, neutral

### Géométries

- **Géométries de disque\*** VITA YZ® T 98,4 mm avec des hauteurs de : 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm
- **Géométries de bloc** VITA YZ® T 20/19, 40/19, 55, 65/25

## > COMPOSANTS DU SYSTÈME



VITA YZ® T COLORING LIQUID  
Coloration



VITAVM®9  
Personnalisation



VITA AKZENT® Plus  
Caractérisation

\* Les tailles 12 mm et 16 mm sont uniquement disponibles en variante White.