

VITAPM®9

Informação sobre o produto



VITA Determinação de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Versão 07.18

VITA – perfect match.

VITA

Sistema de cerâmica injetada VITAPM®9

Sistema de personalização ADD ON VITAVM®9

VITAPM[®]9 – garante um processamento eficiente



VITAPM[®]9: Cerâmica injetada “All-in-One” para mais rentabilidade

VITA PM 9 (Pressable Material) é uma cerâmica injetada “All-in-One” e baseia-se na múltipla cerâmica de recobrimento de estrutura fina VITA VM 9. VITA PM 9 possibilita restaurações de um vasto espectro de indicações. VITA VM 9 adequa-se tanto para técnica de injeção sem estrutura (Inlay/Onlay, facetas e coroas anteriores) como para sobreinjeção de subestruturas em dióxido de zircônio. A compreensível gama de cores inclui três níveis de translucidez (O, T, HT) com 10 variantes de cor.

As vantagens

- Fabricação eficaz: o vasto espectro de indicações (técnica de injeção sem estrutura, assim como técnica de sobreinjeção) da VITA PM 9 possibilita uma fabricação eficiente e confiável de variadas restaurações, com um programa de injeção idêntico para um armazenamento eficiente ao mesmo tempo.
- Segurança clínica: a cerâmica VITA PM 9 foi desenvolvida com base na cerâmica de recobrimento de estrutura fina VITA VM 9 e garante, assim, uma segurança clínica elevada.
- Tonalidade natural: em particular, as pastilhas HT de VITA PM 9 de alta translucidez possuem um efeito camaleão e garantem, assim, um efeito de cor inteiramente natural.
- Propriedades típicas dos dentes: As semelhanças às propriedades naturais dos dentes da cerâmica VITA PM 9 são demonstradas, por exemplo, através de superfícies homogêneas, elevada resistência à placa, assim como do comportamento do material do esmalte.

A gama de cores

A compreensível gama de cores, com cerca de 10 variantes de cor em três níveis de translucidez diferentes (O = Opaque, T = Translucent, HT = High Translucent), possibilitam a fabricação de restaurações altamente estéticas.

A VITA PM 9 adequa-se ao sistema de cores VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Vista geral das cores das pastilhas O-/T:



	Variantes de cor
Pastilhas O	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P e 3M3P
Pastilhas T	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P e 3M3P

Vista geral de cores pastilhas HT:

	Variantes de cor
Cores de dentina	0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
Cores do esmalte	EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

A compatibilidade de sistemas

A VITA PM 9 pode ser incluída e injetada com todos os sistemas e fornos de cerâmica de injeção.

VITAVM[®]9 ADD-ON – garante uma estética dental natural

VITAVM[®]9 ADD-ON : Massas de individualização para uma estética de alto nível

Especialmente para a individualização (técnica de estratificação) sem estrutura de restaurações de VITA PM 9, existem agora as massas de baixa fusão VITA VM 9 ADD-ON. As massas foram desenvolvidas com base na cerâmica de recobrimento VITA VM 9. Estão disponíveis em oito diferentes nuances. Com isso, o técnico pode reproduzir rapidamente nuances de cor individuais confiáveis e alcançar uma estética dental de primeira classe.



As vantagens

- Efeito da cor natural: as massas VITA VM 9 ADD-ON garantem uma translucidez extraordinária, um comportamento de refração de luz semelhante ao do esmalte natural do dente e uma combinação harmoniosa com a estrutura de base de VITA PM 9 para uma tonalidade natural.
- Segurança adesiva: as massas VITA VM 9 ADD-ON estão perfeitamente adaptadas à cerâmica VITA PM 9 e impressionam através de uma união por sinterização excelente e sem distorção com uma base de VITA PM 9. Com isso, é garantida uma resistência duradoura.
- Rentabilidade: a excelente estabilidade das camadas, o comportamento de contração mínima e a estabilidade excelente de queima asseguram um processamento eficaz.
- Processamento simples: as massas VITA VM 9 ADD-ON distinguem-se por sua estrutura homogênea e garantem um bom acabamento e polimento.



A gama de cores

Massas de esmalte/ massas transparentes	ADD1 (transparente), ADD2 (esmalte claro), ADD3 (esmalte escuro), ADD4 (esbranquiçado transparente)
Massas translúcidas	ADD5 (translúcido amarelado), ADD6 (translúcido alaranjado), ADD7 (translúcido avermelhado), ADD8 (translúcido azulado)

A compatibilidade de sistemas


As massas VITA VM 9 ADD-ON foram desenvolvidas especialmente para a individualização de restaurações de VITA PM 9 sem estrutura. As massas de baixa fusão podem ser queimadas a 800°C em todos os fornos de cerâmica convencionais, conforme indicado no manual de instruções.

Pigmentos VITA AKZENT Plus: Otimizado. Simplesmente Tudo.

Com 28 cores, o VITA AKZENT Plus oferece a consultórios e laboratórios um sistema completo com diversas possibilidades para modificações de cor. Com a VITA AKZENT Plus é possível caracterizar não apenas restaurações VITA PM 9, como também os seus pigmentos são adequados para todos os materiais cerâmicos dentários, independentemente do CET da restauração. Com estes novos pigmentos fluorescentes, é possível caracterizar as restaurações tanto internamente, durante a estratificação, como nas suas superfícies durante o glaze. Os pigmentos VITA AKZENT Plus estão disponíveis em pó e pastas prontas a utilizar, para todos os tipos de processamento e âmbito de aplicação. O Body Stains de cimentação e glaze existe também em Spray.



Com o exclusivo sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER todas as cores dos dentes naturais são determinadas de forma sistemática e reproduzidas perfeitamente.



Nota importante: Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio ou uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceita qualquer responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto. Ademais, nossa responsabilidade pela precisão destas informações independe de base legal e, até onde permitido, é limitada ao valor de nota fiscal dos produtos fornecidos, excluindo-se o imposto sobre o faturamento. Particularmente, e até onde legalmente permitido, não assumimos qualquer responsabilidade por perda de lucro, danos indiretos, danos imprevistos ou reclamações de terceiros contra o comprador. Reclamações fundadas em responsabilidade por culpa (culpa por elaboração do contrato, inadimplência contratual, atos ilícitos, etc.) podem ser feitas somente em casos de dolo ou negligência grave. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto.

Data de publicação destas informações de utilização: 07.18

Com a publicação deste folheto todas as versões anteriores se tornam inválidas. A respectiva versão atualizada encontra-se em www.vita-zahnfabrik.com

A VITA Zahnfabrik está certificada de acordo com a diretiva relativa a equipamentos médicos e os seguintes produtos possuem a marca: **CE**₀₁₂₄

VITAVM[®]9 · VITAPM[®]9 · VITA AKZENT[®] Plus

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0) 7761/562-0 · Fax +49(0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0) 7761/562-222 · Fax +49(0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)