

Informazione prodotto

VITA ENAMIC® è indicato come materiale di restauro in pazienti con disturbi patologici della funzione masticatoria (ad es. bruxismo)?

Nelle indicazioni sono citati tavolati occlusali (table tops - „faccette occlusali“). Questo tipo di restauro sostituisce sostanza dentaria andata perduta per erosione chimica o abrasione meccanica.

L'attuale situazione dei dati clinici non consente ancora l'indicazione in caso di classica abrasione da bruxismo.

Spiegazione dei termini*

- **Erosione**

Erosione (lat. erosio = sgretolamento). Perdita di sostanza dentaria non chiaramente delimitata conseguente all'azione di acidi (ad es. bevande, bulimia) e/o abrasivi in dentifrici.

- **Abrasione**

Abrasione (lat. abrasio). Perdita di Sostanza dura del dente in seguito ad attrito, causato generalmente da digrignamento involontario dei denti (bruxismo).

Demasticazione e attrizione

Entrambi i fenomeni sono sottoforme dell'abrasione.


- Demasticazione (lat. masticare). Perdita di sostanza dura sulle superfici masticatorie, causata da cibi abrasivi durante la masticazione
- Attrizione (lat. attritio = attrito). Perdita di sostanza dura del dente conseguente a contatto con l'antagonista per reciproco attrito (ad es. durante digrignamento o pressione)

- **Bruxismo**

Bruxismo (gr. brygmus = digrignamento dei denti). Parafunzione (digrignamento, pressione) con effetti non fisiologici su denti, parodonto, muscolatura masticatoria e/o articolazioni mandibolari.

* Fonte termini tedeschi: Wissenschaftliche Stellungnahme DGZMK, Terminologieliste der DGFDT und DGPro vom 01.09.2005.

Indicazioni VITA ENAMIC®

Corone frontali e posteriori su impianti	
Corone frontali e posteriori	
Inlays / onlays / corone parziali	
Tavolati occlusali*	
Faccette	

* Indicato in caso di perdita di sostanza dura dentaria causata da erosione e demasticazione.