

VITA ENAMIC® multiColor – avec dégradé de couleur

Les blocs CFAO multichromatiques pour une parfaite esthétique en secteur antérieur



VITA – perfect match

VITA

Les avantages de VITA ENAMIC multiColor

- Esthétique et productivité maximales
- Interventions minimalement invasives
- Fiabilité garantie
- Rentabilité sur le plan de l'esthétique et de la sécurité
- Disponible en 5 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER (1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT)

www.vita-zahnfabrik.com  facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA ENAMIC® multiColor – avec dégradé de couleur

Les blocs CFAO multichromatiques pour une parfaite esthétique en secteur antérieur

POSSIBILITÉS D'UTILISATION



AVANTAGES



Rentabilité sur le plan de l'esthétique et de la sécurité

Productivité. Résultats naturels et esthétiques. Interventions minimalement invasives. Fiabilité maximale. Les attentes sont élevées dans le cas des restaurations en secteur antérieur. Avec VITA ENAMIC multiColor, toutes les attentes sont parfaitement comblées en un seul bloc.

Esthétique et productivité maximales

Vous reconnaissez immédiatement le dégradé de couleur avec VITA ENAMIC multiColor, des nuances subtiles en six couches. Aucune cuisson n'est nécessaire. La maquillage ou la caractérisation ne sont plus nécessaires. Il suffit de polir, et c'est prêt !

Interventions minimalement invasives

La structure en réseau céramique-polymère de VITA ENAMIC multiColor permet des épaisseurs de paroi particulièrement minces et des limites extrêmement fines. Adapté aux reconstructions en présence d'un espace limité.

Fiabilité garantie

VITA ENAMIC est un matériau avec fonction tampon et de blocage des fissures intégrée. À l'instar d'un amortisseur, la céramique hybride absorbe toutes les forces auxquelles elle est soumise.

Pose par collage

En raison du réseau céramique dominant, VITA ENAMIC peut être mordancé et silanisé de la façon habituelle. Cela permet d'obtenir les plus grandes valeurs d'adhérence lors de la pose par collage.

VITA