

VITA ENAMIC® ST – Supertransluzent!

Mit dem einzigartigen Chamäleoneffekt speziell für Inlays, Onlays, Tabletops und Veneers



Einklinkerbild, Copyright: Prof. Dr. A. Hassel

VITA – perfect match

VITA

Ihre Vorteile mit VITA ENAMIC ST:

- Einzigartiger Chamäleoneffekt
- Funktionell vollkommen integriert

- Höchste Wirtschaftlichkeit
- Erhältlich in 5 VITA SYSTEM 3D-MASTER Farben
(1M1-ST, 1M2-ST, 2M2-ST, 3M2-ST, 4M2-ST)

www.vita-zahnfabrik.com  facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA ENAMIC® ST – Supertransluzent!

Mit dem einzigartigen Chamäleoneffekt speziell für Inlays, Onlays, Tabletops und Veneers

EINSATZMÖGLICHKEITEN



VORTEILE



Mit dem einzigartigen Chamäleoneffekt

Ab sofort erhalten Sie VITA ENAMIC auch als VITA ENAMIC ST in „Supertransluzent“. VITA ENAMIC ST wurde eigens für schmelzbegrenzte Restaurationen weiterentwickelt. Dank der erhöhten Lichttransmission verschmelzen, einem Chamäleon gleich, nun auch Inlays, Onlays, Tabletops und Veneers perfekt mit der Restzahnsubstanz.

Auch funktionell vollkommen integriert

Die Mindestschichtstärke im Isthmusbereich beträgt lediglich einen Millimeter. Dies ermöglicht die minimalinvasive und defektorientierte Präparation. Die präzisen Ränder und die hervorragende Kantenstabilität sorgen zudem für eine hervorragende Passgenauigkeit.

Wirtschaftlich ebenfalls perfekt

Mit VITA ENAMIC ST entfällt der Brand nach dem Ausschleifen komplett. Nur noch Ausarbeiten und Polieren und die Versorgung steht für die Eingliederung bereit.

Adhäsive Eingliederung

VITA ENAMIC kann aufgrund des dominierenden Keramiknetzwerks in gewohnter Weise mit Fluss-Säure geätzt und silanisiert werden. Das führt bei der adhäsiven Eingliederung zu besten Haftwerten.

VITA