

VITA ENAMIC® ST – Super-translucide !

Particulièrement adapté aux inlays, onlays, facettes occlusales et facettes du fait de l'effet caméléon unique



Einklinkerbild, Copyright: Prof. Dr. A. Hassel

VITA – perfect match

VITA

Les avantages de VITA ENAMIC ST

- Effet caméléon unique
- Parfaitement intégré sur le plan fonctionnel
- Grande rentabilité
- Disponible en 5 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER (1M1-ST, 1M2-ST, 2M2-ST, 3M2-ST, 4M2-ST)

www.vita-zahnfabrik.com  facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA ENAMIC® ST – Super-translucide !

Particulièrement adapté aux inlays, onlays, facettes occlusales et facettes du fait de l'effet caméléon unique

POSSIBILITÉS D'UTILISATION



AVANTAGES



Avec effet caméléon unique

VITA ENAMIC est dès à présent également disponibles en « super-translucide » en tant que VITA ENAMIC ST. VITA ENAMIC ST a été spécialement mis au point pour les restaurations délimitées par l'émail. Grâce à la grande transmission de la lumière, à l'instar d'un caméléon, les inlays, onlays, facettes occlusales et facettes se fondent maintenant parfaitement avec la substance dentaire résiduelle.

Également parfaitement intégré sur le plan fonctionnel

L'épaisseur de paroi minimale au niveau de l'isthme n'est que d'un millimètre. Cela permet une préparation minimalement invasive et axée sur le défaut. La précision et l'excellente stabilité des bords garantissent en outre un ajustement parfait.

Aussi très économique

VITA ENAMIC ST permet d'éviter une cuisson après l'usinage. Il ne reste plus que la finition et le polissage, et la restauration peut être posée.

Pose par collage

En raison du réseau céramique dominant, VITA ENAMIC peut être mordancé et silanisé de la façon habituelle. Cela permet d'obtenir les plus grandes valeurs d'adhérence lors de la pose par collage.

VITA