

VITA ENAMIC® ST – Supertraslucente!

Effetto camaleonte incomparabile, specialmente per inlay, onlay, tavolati occlusali e faccette



Immagine nel tondo, Copyright: Prof. Dr. A. Hassel

VITA – perfect match

VITA

VITA ENAMIC ST offre i seguenti vantaggi:

- Effetto camaleonte incomparabile
- Funzione perfettamente integrata
- Massima economicità
- Disponibile in 5 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER (1M1-ST, 1M2-ST, 2M2-ST, 3M2-ST, 4M2-ST)

www.vita-zahnfabrik.com  facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA ENAMIC® ST – Supertraslucente!

Effetto camaleonte incomparabile, specialmente per inlay, onlay, tavolati occlusali e faccette

Indicazioni



VANTAGGI



Effetto camaleonte incomparabile

VITA ENAMIC è ora disponibile anche nella versione VITA ENAMIC ST „Supertraslucente“. VITA ENAMIC ST costituisce un'evoluzione specifica per restauri delimitati dallo smalto. Grazie all'incrementata trasmissione della luce anche inlays, onlays, tavolati occlusali e faccette si fondono perfettamente con la sostanza dentaria residua con effetto camaleonte.

Funzione perfettamente integrata

Lo spessore minimo nell'area dell'istmo è di un solo millimetro. In tal modo sono possibili preparazioni minimamente invasive e orientate al difetto. I bordi precisi e l'eccellente stabilità dei bordi assicurano inoltre un adattamento ottimale.

Perfetta anche economicamente

Dopo il fresaggio di VITA ENAMIC ST non occorre alcuna cottura. Sono sufficienti finitura e lucidatura e la riabilitazione è pronta per l'inserimento.

Fissaggio adesivo

Grazie al reticolo ceramico dominante VITA ENAMIC può essere mordenzata con acido fluoridrico e silanizzata nelle modalità consuete. Con il fissaggio adesivo si ottengono ottimi valori di adesione.

VITA