

VITA VMK Master®

Maestria para todos os casos



VITA Determinação de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Versão 01.19



VITA – perfect match.

VITA

Maestria - para seus melhores resultados



VITA VMK Master®

Maestria

Precisão que você vai amar. Com toda a certeza!

Com VITA VMK Master, a VITA oferece a você um revestimento cerâmico de feldspato preciso e natural, que garante resultados magistrais para todas as ligas clássicas - sejam fundidas, fresadas ou sinterizadas.

O VITA VMK Master proporciona no resultado uma segurança da cor absolutamente exata e de qualidade controlada, na qual você sempre pode confiar. Pois na VITA nós estabelecemos exclusivamente os mais altos padrões de fabricação - as massas VITA são produzidas na mesma fábrica em que as mundialmente conhecidas escalas de cores VITA classical A1–D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Veja melhor por si mesmo: VITA VMK Master proporciona a você resultados tão precisos quanto estéticos a qualquer momento – de forma confiável, com cores brilhantes e para todos os casos!



Disco de cobalto de cromo Zirkonzahn®

Suas vantagens em resumo

- Preciso e seguro no processamento, assim, é rapidamente assimilável
- Material com qualidade indiscutível no que se refere a segurança e estética
- Características de processamento superiores, tais como melhoria da capacidade de modelagem, facilidade de manuseio e comportamento de retração minimizado (que permite produzir as coroas já em uma queima)
- Personalizável com VITA AKZENT Plus e VITA INTERNO
- Disponível em VITA SYSTEM 3D-MASTER e cores VITA classical A1–D4



O melhor – veja por si mesmo



O melhor dos desempenhos

Nosso conhecimento para sua estética

VITA faz parte dos pioneiros do ramo dentário. A soma dos nossos desenvolvimentos e experiências é, hoje, a base para os melhores desempenhos dos materiais e dos sucessos clínicos - a nível mundial e sem comprometimentos.

Há mais de meio século, a VITA Zahnfabrik já tinha um sistema de revestimento de cerâmica metálica estabelecido no mercado – o primeiro na época em toda a Europa. Hoje, continuamos desenvolvendo este produto ao ponto da perfeição. O resultado é uma confiabilidade do processo incomparável.

Além disso, o VITA VMK Master permite uma gama de aplicações que preenche todos os requisitos de uma cerâmica - individual, com alto brilho da cor e, naturalmente, de qualidade indiscutível.



Fluorescência natural

Suas vantagens em resumo

- Resultados de cores brilhantes por meio de um tom de cor convincente e fluorescência natural.
- Amplas possibilidades de utilização, desde um objetivo simples até casos complexos de pacientes com característica individual
- Fiabilidade elevada no processo graças a muitos anos de experiência



O melhor dos desempenhos



Figura 1a*

As coroas antigas não se ajustavam em termos de cores, grau de opacidade, forma ou estrutura de superfície aos dentes restantes e não tinham efeito natural.



Figura 1b*

As novas coroas têm aparência muito mais naturais com seu brilho semelhante ao do esmalte.



Figura 2a*

A modelagem de dentes fortemente desgastada requer a reconstrução de todas as características típicas do bruxismo.



Figura 2b*

A coroa do dente 11 orienta-se de acordo com o modelo natural (dente 21): bordas, relevos, fissuras, facetas de desgaste, bem como características de cor típicas da antiga.

O melhor dos desempenhos



Figura 3a*
A coroa do dente 22, em comparação com seu dente vizinho 21 e a sua contrapartida 12, parece um corpo estranho.



Figura 3b*
A nova coroa 22 se encaixa harmoniosamente com seus dentes vizinhos, com a sua cor base forte e seus efeitos de esmalte.



Figura 4a*
Cor, forma e superfície da restauração do dente 22 destacam-se imediatamente como dentadura.



Figura 4b*
A ilusão de profundidade e o jogo vibrante de luz dão à nova coroa 22 a mesma aparência realista que o dente vizinho 21.

O melhor dos desempenhos



Figura 5a*

Os dentes vizinhos dão a opacidade pronunciada específica da idade para a reconstrução.



Figura 5b*

Graças à reprodução perfeita, que dá a opacidade e fluorescência típicas de um dente jovem, a coroa 12 se encaixa perfeitamente na fileira de dentes.



Figura 6a*

Com efeito de profundidade e, ao mesmo tempo, opalescência mais jovem marcante, a cor de base mais clara do dente vizinho 21 é o desafio particular deste caso.



Figura 6b*

A nova coroa 22 convence com seu efeito de profundidade natural, um jogo de cores vibrantes e uma opalescência típica da idade.

O melhor dos desempenhos



Figura 7a*

O dente 21 não tem correspondência em características como cor, superfície e grau de brilho com seu dente vizinho 11.



Figura 7b*

A coroa de cerâmica metálica 21 não tem aparência de dentadura, porque replica todas as características de seus vizinhos naturais.



Figura 8a*

O modelo para o dente 21 decapado serve ao dente 11 com suas características especiais: a cor brilhante, uma translucidez pronunciada, de ponta intacta e efeitos perolados de esmalte.



Figura 8b*

Em termos de cor e de efeitos de esmalte, a coroa 21 convence como uma cópia do seu dente vizinho, com todas as características - incluindo o efeito perolado.

Preciso – a altura de suas exigências




Sempre uma camada melhor!

Nossos desenvolvedores trabalham diariamente em materiais que proporcionam a você resultados máximos com o mínimo de esforço. Como uma boa base, nosso Opaco, por exemplo, cobre o material de estrutura já após apenas uma queima – seja em pó, pasta ou com a técnica de spray.

Quanto mais intuitiva a aplicação, mais é possível se concentrar nos detalhes importantes. Por isso, decidimos utilizar a estratificação padrão clássica. Pois, com ela, é possível perceber desde o primeiro momento todas as vantagens de um processamento preciso, rápido e convincente.

Suas vantagens em resumo

- Estratificação clássica para manuseio intuitivo
- Características de material de primeira classe - entre elas, contração reduzida, economia de tempo significativa e estabilidade de cor duradoura.
- Resultados altamente econômicos e esteticamente convincentes



Esquema de estratificação clássico

Preciso

VITA MODELLING FLUID RS para uma umidade extra

Especialistas preferem VITA MODELLING FLUID RS (red solution) não somente devido à excelente durabilidade e redução da contração de suas estratificações.

Graças à consistência lisa da cerâmica, é possível manter umidade suficiente sobre o objeto. Isto dá apoio à aplicação molhado sobre molhado, permitindo que os materiais e cores se difundam entre si durante a estratificação. Esta operação gera efeitos de integração difusa na luminosidade que homogeneizam a coloração, porém só podem ser vistos após a secagem.

Suas vantagens em resumo

- Excelente estabilidade
- Contração reduzida
- Maior tempo de processamento



Para uma segurança adicional: VITA NP BOND

O fato é: VITA VMK Master oferece, em praticamente todas as ligas de metais não-preciosos, a mais alta tolerância de processamento e é usado como uma boa base com muito sucesso em todo o mundo. Para casos que ocorram irregularidades de CET no condicionamento de metais na fase de arrefecimento, VITA NP BOND Paste oferece a segurança necessária que você espera.

Como um buffer, o inovador Bonder compensa as tensões relacionadas ao CET e garante uma ligação segura entre estrutura e cerâmica - a qualquer momento. Seja em estruturas sinterizadas a partir de laser, fresadas em CAD/CAM ou ligas de metais não-preciosos fundidas.

Suas vantagens em resumo

- Segurança quase ilimitada - também em casos individuais de ligas específicas
- Processamento simples, fixação confiável e pasta pronta para uso
- Tom dourado quente para resultados estéticos


Nós testamos as seguintes ligas para você:
<https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond>



Pasta VITA NP BOND pronta para uso



Tom de cor básica quente para metais




Variável - por isso, altamente versátil

Variável

Sortimento VITA VMK MASTER®

VITA VMK oferece uma variedade de gama, proporcionando uma abrangência para quase todas as tarefas. Quanto melhor o sistema, maior as possibilidades de aplicações.



* O STANDARD SET está disponível nas seguintes versões:

- STANDARD SET POWDER VITA classical A1–D4
- STANDARD SET PASTE VITA classical A1–D4
- STANDARD SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
- STANDARD SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER
- 10-COLOR SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
- 10-COLOR SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER

Variável

VITA VMK Master® MARGIN



O processo patenteado de fabricação de massas de ombro da VITA permite trabalhar a cerâmica de recobrimento da mesma forma que os técnicos de prótese dentária conhecem dos materiais acrílicos.



VITA VMK Master® LUMINARY



Massas de forte fluorescência para controle da fluorescência a partir da profundidade da restauração.



Variável

VITA VMK Master® DENTINE MODIFIER



Para a coloração interna para efeitos a partir da profundidade



VITA VMK Master® CERVICAL



Para melhorar o efeito de profundidade



VITA VMK Master® TRANSLUCENT



8 nuances de cores translúcidas para simular diferentes transparências do esmalte do dente natural



Variável

VITA VMK Master® NECK




As massas NECK auxiliam a realização de uma ótima reprodução de cor também na zona cervical



VITA VMK Master® PEARL / OPAL TRANSLUCENT



Brilho perolado /
Para geração de um efeito opala
de dentes mais jovens e translúcidos



Variável

VITA VMK Master® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE



Para restabelecimento da cor exata da perda de tecidos moles



VITA VMK Master® WINDOW




Massa transparente WINDOW



A cerâmica de recobrimento VITA VMK Master está disponível nas cores VITA SYSTEM 3D-MASTER e nas cores VITA classical A1–D4. A compatibilidade de cores com todos os materiais VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1–D4 está garantida.

Com o exclusivo sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER todas as cores dos dentes naturais são determinadas de forma sistemática e reproduzidas perfeitamente.



Nota importante: Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio ou uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceita qualquer responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto e assim causem danos. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. Data de publicação deste manual de instruções: 01.19

Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação deste manual de instruções. A respectiva versão atualizada e vigente encontra-se em www.vita-zahnfabrik.com

A VITA Zahnfabrik é certificada e os seguintes produtos levam o selo **CE** 0124:

VITA VMK Master® · VITA AKZENT® Plus · VITA INTERNO®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik