

VITAPM®9

Information produit



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 01.19

VITA – perfect match.

VITA

Système de céramique pressée VITAPM®9

Système de personnalisation VITAVM®9 ADD-ON

VITAPM[®]9 – garantit une mise en œuvre rationnelle



VITAPM[®]9 : céramique pressée „All-in-One“ pour une meilleure productivité

VITA PM 9 (Pressable Material) est une céramique pressée „All-in-One“ basée sur VITA VM 9, céramique cosmétique à structure fine éprouvée des millions de fois. VITA PM 9 couvre un vaste champ d'indications en offrant une bonne rentabilité. Elle est indiquée aussi bien pour la technique de pressée sans infrastructure (inlay/onlay, facette et couronne antérieure) que pour la surpressée des infrastructures en dioxyde de zirconium. La palette de couleurs bien étudiée se décline dans trois degrés de translucidité (O, T, HT) pour chacune des 10 couleurs.

Les avantages

- Fabrication rationnelle : le vaste champ d'indications (technique de pressée sans infrastructure et de pressée secondaire) de VITA PM 9 autorise une fabrication rentable et sûre de multiples restaurations avec un même programme de pressée, le tout associé à une gestion des stocks efficace.
- Sécurité clinique : la céramique VITA PM 9 a été mise au point à partir de la céramique cosmétique à structure fine VITA VM 9 éprouvée des millions de fois et garantit ainsi une sécurité clinique maximale.
- Jeu chromatique naturel : les lingotins VITA PM 9 HT très translucides séduisent en particulier par leur mimétisme et leur rendu chromatique totalement naturel.
- Les qualités de la dent vivante : les qualités de la céramique VITA PM 9 s'expriment par exemple au niveau de l'homogénéité de l'état de surface, de la grande résistance à la plaque et de la similitude à l'émail naturel.

La palette de couleurs

La palette de 10 couleurs dans trois degrés de translucidité (O = Opaque, T = Translucide, HT = Hautement translucide)

VITA PM 9 est basée sur le système de couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Vue d'ensemble des couleurs lingotins O-/T



	Variantes de couleur
Lingotins O	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P et 3M3P
Lingotins T	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P et 3M3P

Vue d'ensemble des couleurs lingotins HT

	Variantes de couleur
Couleurs de dentine	0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
Couleurs d'émail	EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

Systèmes compatibles

VITA PM 9 peut s'utiliser avec tous les systèmes de mise en revêtement et fours de pressée courants.

VITAVM®9 ADD-ON – garantit une esthétique dentaire naturelle

VITAVM®9 ADD-ON : masses de personnalisation pour une esthétique de haut niveau

En particulier pour la personnalisation (technique de stratification) des restaurations sans infrastructure en VITA PM 9, les utilisateurs disposent désormais des masses basse fusion VITA VM 9 ADD-ON. Ces masses ont été mises au point à partir de la célèbre céramique cosmétique VITA VM 9. Elles sont proposées dans huit couleurs. Le céramiste peut ainsi reproduire vite et bien des nuances chromatiques particulières et réaliser ainsi un travail remarquablement esthétique.



Les avantages

- Rendu de couleur naturel : les masses VITA VM 9 ADD-ON assurent un jeu chromatique naturel grâce à leur remarquable translucidité, leur réfraction naturelle de la lumière - similaire à celle de l'émail - et leur liaison harmonieuse avec la sous-structure en VITA PM 9.
- Cohésion sûre : les masses VITA VM 9 ADD-ON sont parfaitement adaptées à la céramique VITA PM 9 et impressionnent par leur remarquable cohésion au frittage sans déformation avec la base en VITA PM 9. C'est l'assurance d'une résistance mécanique durable.
- Rentabilité : l'excellente tenue au montage, le retrait minimal et la stabilité remarquable à la cuisson garantissent un travail rationnel.
- Mise en œuvre simple : les masses VITA VM 9 ADD-ON séduisent par leur homogénéité de structure, elle-même garante d'un bon comportement au meulage et au polissage.



La palette de couleurs

Masses émail/transparentes	ADD1 (transparent), ADD2 (émail clair), ADD3 (émail foncé), ADD4 (blanchâtre transparent)
Masses translucides	ADD5 (jaunâtre translucide), ADD6 (orange translucide), ADD7 (rouge translucide), ADD8 (bleu translucide)

Systèmes compatibles

Les masses VITA VM 9 ADD-ON ont été spécialement conçues pour la personnalisation des restaurations sans infrastructure en VITA PM 9. Les masses basse fusion peuvent être cuites à 800 °C avec tous les fours à céramique classiques en suivant le mode d'emploi.


Colorants VITA AKZENT Plus – Optimisation. Simplicité. Exhaustivité.

Avec 28 couleurs VITA AKZENT Plus apporte aux cabinets dentaires et aux laboratoires un système complet aux multiples possibilités pour les retouches chromatiques. VITA AKZENT Plus s'utilise pour caractériser non seulement les restaurations en VITA PM 9 mais aussi celles conçues dans d'autres céramiques dentaires, peu importe leur CDT. Avec ces nouveaux colorants fluorescents, il est facile de teinter les restaurations au cours du montage cosmétique, de les maquiller en surface ou bien de les lasurer subtilement.

Les colorants VITA AKZENT Plus sont proposés, en fonction des préférences de chacun et du domaine d'utilisation, sous forme de poudre et de pâte prête à l'emploi. Les Body Stains et Glaze sont également disponibles sous forme de spray.



Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de définir d'une manière systématique toutes les couleurs de dent naturelles et de les reproduire intégralement.



N.B. Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrectes. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 01.19

Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifiée et les produits suivants portent le marquage **CE 0124** :

VITAVM[®]9 · VITAPM[®]9 · VITA AKZENT[®] Plus

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik