

VITAPM®9

Informacije o proizvodu



VITA uzimanje boja

VITA komunikacija boja

VITA proizvodnja boja

VITA kontrola boja

Izdanje 01.19

VITA – perfect match.

VITA

VITAPM®9 sistem presovane keramike

VITAVM®9 ADD-ON sistem za individualno prilagođavanje

VITAPM[®]9 – garantuje racionalnu obradu



VITAPM[®]9: „All-in-One“ presovana keramika za veću ekonomičnost

VITA PM 9 (Pressable Material) je „All-in-One“ presovana keramika i bazira se na keramici za fasetiranje sa finom strukturom VITA VM 9 koja je poznata milionima korisnika širom sveta. VITA PM 9 omogućava ekonomične nadoknade za širok spektar indikacija. Ona je prikladna kako za tehniku presovanja bez skeleta (inlej/onlej, fasete i krunice prednjih zuba), tako i za napresavanje skeleta od cirkonijum-dioksida. Pregledna paleta boja obuhvata tri stepena transparentcije (O, T, HT) sa po 10 varijanti boja.

Prednosti

- Racionalna proizvodnja: širok spektar indikacija (tehnika presovanja bez skeleta i tehnika napresavanja) VITA PM 9 omogućava ekonomičnu i sigurnu proizvodnju različitih restauracija sa identičnim programom presovanja i istovremeno efikasnijim vođenjem lagera.
- Klinička bezbednost: VITA PM 9 keramika je razvijena na bazi keramike za fasetiranje sa finom strukturom VITA VM 9 koja je poznata milionima korisnika širom sveta i time garantuje najveću kliničku bezbednost.
- Prirodna igra boja: naročito se visokotransparentni VITA PM 9 HT peleti karakterišu odličnom sposobnošću mimikrije i zato garantuju boje koje deluju potpuno prirodno.
- Karakteristike slične gleđi: prirodne dentalne karakteristike VITA PM 9 keramike su, na primer, homogena površina, visoka otpornost na naslage, kao i ponašanje materijala slično gleđi.

Ponuda boja

Pregledna paleta boja sa po 10 varijanti boja u tri različite transparentcije (O = opakerski, T = transparentni, HT = visoko transparentni) omogućava izradu visokoestetskih nadoknada.

VITA PM 9 je u prilagopen sistemu VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Pregled boja O-/T-peleta:



	Varijante boja
O-peleti	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P i 3M3P
T-peleti	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P i 3M3P

Pregled boja HT-peleta:

	Varijante boja
Boje dentina	0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
Boje glepi	EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

Kompatibilnost sistema

VITA PM 9 se može obrađivati korišćenjem svih uobičajenih sistema za ulaganje i peći za presovanje keramike.

VITAVM®9 ADD-ON – garantuje prirodnu estetiku zuba

VITAVM®9 ADD-ON : Mase za individualno prilagođavanje i vrhunsku estetiku

Specijalno za individualno prilagođavanje (tehnika nanošenja slojeva) VITA PM 9 restauracija bez skeleta sada su u ponudi i VITA VM 9 ADD-ON mase sa niskom tačkom topljenja. One su razvijene na bazi dokazane VITA VM 9 keramike za fasetiranje. I dostupne su u osam različitih nijansi. Zahvaljujući tome, tehničar može brzo i sigurno reprodukovati individualne nijanse boja i postići prvoklasnu estetiku zuba.



Prednosti

- Prirodnost boje: zahvaljujući izuzetnoj transparentiji, karakteristici prelamanja svetlosti koja je slična zubnoj gleđi i harmoničnom spoju sa baznom strukturom VITA PM 9, VITA VM 9 ADD-ON mase postižu prirodnu igru boja.
- Pouzdana veza: VITA VM 9 ADD-ON mase su optimalno prilagopene VITA PM 9 keramici i odlikuju se izuzetnim nenapregnutim sinterovanim spojem sa VITA PM 9 bazom. Time se garantuje trajna operetivost.
- Ekonomičnost: izuzetna postojanost pri nanošenju slojeva, minimalno sakupljanje i prvoklasna stabilnost pečenja osiguravaju racionalan proces obrade.
- Jednosavna obrada: VITA VM 9 ADD-ON mase se odlikuju homogenom strukturom i time obezbeđuju dobru obradivost brušenjem i poliranjem.



Ponuda boja

Gleđne/ transparentne mase	ADD1 (transparentna), ADD2 (svetla gleđ), ADD3 (tamna gleđ), ADD4 (beličasta transparentna)
Transparentne mase	ADD5 (žučkasto transparentna), ADD6 (narandžasto transparentna), ADD7 (crvena transparentna), ADD8 (plava transparentna)

Kompatibilnost sistema


VITA VM 9 ADD-ON mase su specijalno razvijene za individualno prilagođavanje VITA PM 9 restauracija bez skeleta. U skladu sa uputstvom za obradu, mase sa niskom tačkom topljenja mogu se peći na 800 °C korišćenjem svih uobičajenih peći za keramiku.

VITA AKZENT Plus boje za akcentiranje: optimizovane. Jednostavno. Sve.

Sa 28 boja, VITA AKZENT Plus pruža ordinacijama i laboratorijama sveobuhvatni sistem sa brojnim mogućnostima za modifikacije bojom. Osim toga, sa VITA AKZENT Plus bojama se ne karakterišu samo VITA PM 9 restauracije, ove boje za akcentiranje pogodne su za sve druge dentalkeramike materijale, nezavisno od KTŠ restauracije. Sa ovim novim fluorescentnim bojama za akcentiranje mogu se, na jednostavan način, bojiti i fino lazirati restauracije, kao i površine tokom nanošenja slojeva. VITA AKZENT Plus boje za akcentiranje su dostupne u obliku praha i gotovih pasti, koje se po želji mogu koristiti prema vrsti obrade i oblasti primene. Proizvodi za laziranje Body Stains i Glaze dostupni su i u obliku spreja.



Sa jedinstvenim VITA SYSTEM 3D-MASTER sistematski se određuju i potpuno reprodukuju sve prirodne boje zuba.



Pažnja: Naše proizvode potrebno je koristiti prema uputstvima za upotrebu. Ne preuzimamo odgovornost za štete koje su nastale zbog nepravilnog rukovanja ili obrade. Korisnik je obavezan prije upotrebe provjeriti da li je proizvod prikladan za predviđeno područje primjene. Odgovornost se ne prihvaća kada se proizvod obrađuje u nepovoljnoj, odnosno neodobrenoj kombinaciji sa materijalima i uređajima drugih proizvođača jer postoji mogućnost neadekvatnih rezultata. VITA Modulbox nije obavezan sastavni dio proizvoda. Datum izdavanja ovih informacija: 01.19

Sa objavljivanjem ovih informacija za upotrebu sva dosadašnja izdanja prestaju važiti. Najaktualniju verziju naći ćete na adresi www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik je sertifikovan i sledeći proizvodi imaju oznaku **CE** 0124:

VITA**VM**®9 · VITA**PM**®9 · VITA AKZENT® **Plus**

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik