

# VITA ADIVA® IA-CEM

Ultraopake Befestigungslösung für die Implantatversorgung



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 03.19

VITA – perfect match.

**VITA**

## Produktbeschreibung

- Was?**
- VITA ADIVA IA-CEM ist ein ultraopakes, stark maskierendes, dualhärtendes Befestigungskomposit für die Implantatprothetik.
- Wofür?**
- Es dient der definitiven, adhäsiven Befestigung von (Abutment-) Kronen und Mesostrukturen auf Titanklebebasen und individuellen Titan- sowie Zirkondioxidabutments.
- Womit?**
- Zum Befestigungskomposit gibt es materialspezifisch abgestimmte Haftvermittler für einen beständigen Verbund zwischen Restauration und Abutment.

## PRODUKTVORTEILE

### Zuverlässige Maskierung

- Verlässliche Maskierung von Titanabutments dank ultraopakem, zahnfarbenem Befestigungskomposit.

### Breites Einsatzspektrum

- Als einziges ultraopakes Befestigungskomposit für den intra- und extraoralen Einsatz geeignet.

### Sicherer Haftverbund

- Beständiger Verbund dank hoher Haftwerte zu Titan und (hybrid-) keramischen Restaurationsmaterialien.

### Wirtschaftliche Befestigung

- Um circa 30 % geringerer Materialverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Mischkanülen dank Automix-Spritze mit verkürzter Kanüle\*.

### Zeiteffiziente Versorgung

- Das Befestigungsmaterial ermöglicht eine zeiteffiziente Versorgung, da es extraoral bereits nach 7 Minuten und intraoral nach 4 Minuten vollständig selbst aushärtet.

## PRODUKTEINSATZ

- VITA ADIVA IA-CEM ist universell und zuverlässig für Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik, Zirkondioxid und Komposit einsetzbar.



### VITA ADIVA® IA-CEM SET Art.-Nr. FAIACEMSET

Bezeichnung	Füllmenge	Darreichungsform	Art.-Nr.***
VITA ADIVA IA-CEM, Farbe: Ultra opaque	5 ml	Spritze + 15 T-Mixer 1:1, braun	FAIACEMU05
VITA ADIVA CERA-ETCH	6 ml	Flasche	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flasche	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flasche	FAZRP5
VITA ADIVA IA-CEM ACCESSORIES: VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

### VITA ADIVA® IA-CEM ACCESSORIES

Bezeichnung	Einheiten	Art.-Nr.***
VITA ADIVA T-Mixer 1:1	15 Stück	FATM11
VITA ADIVA Microbrush	25 Stück	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 Stück	FAAT25

\*) Quelle: T-Mixer Themenblatt, Sulzer Mixpac AG, Haag, Schweiz

\*\*) Konditionierung des Titanabutments mit Monobond® Plus. Monobond® Plus ist eine eingetragene Marke der Firma Ivoclar Vivadent AG, FL-Schaan.

\*\*\*) Sämtliche VITA ADIVA-Komponenten sind über benannte Art.-Nrn. einzeln (nach-) bestellbar.

**VITA**