

VITA ADIVA® IA-CEM

Solution de collage ultra-opaque pour les restaurations implanto-portées



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 03.19

VITA – perfect match.

VITA

Description du produit

- Quoi ?**
- VITA ADIVA IA-CEM est un composite de collage ultra-opaque à double mode de polymérisation très masquant pour les prothèses implanto-portées.
- Pour quoi ?**
- Il sert au collage adhésif définitif des couronnes (sur pilier) et des mésostructures sur base de collage en titane et des piliers individuels en titane ou en dioxyde de zirconium.
- Avec quoi ?**
- Chaque composite de collage est associé à un adhésif spécifique au matériau pour une cohésion résistante entre la restauration et le pilier.

AVANTAGES DU PRODUIT

Masquage fiable

- Masquage fiable des piliers en titane grâce au composite de collage ultra-opaque couleur dent.

Large éventail d'applications

- En tant que seul composite de collage ultra-opaque, il est adapté à une utilisation intra- ou extra-orale.

Liaison sûre

- Liaison résistante grâce à la valeur d'adhérence plus élevée avec le titane et les matériaux de restauration céramiques (hybrides).

Fixation économique

- Utilisation de matériau environ 30 % inférieure à celle des canules de mélanges courantes grâce à la seringue Automix à la canule de plus petite taille*.

Restauration relativement rapide

- Le matériau de collage permet une restauration relativement rapide puisqu'elle durcit complètement en 7 minutes hors bouche et 4 minutes en bouche.

UTILISATION DU PRODUIT

- VITA ADIVA IA-CEM est universel et fiable pour les restaurations en céramique feldspathique, vitreuse et hybride, en dioxyde de zirconium et en composite.



VITA ADIVA® IA-CEM SET N° art. FAIACEMSET

Désignation	Contenance	Conditionnement	N° art.***
VITA ADIVA IA-CEM, couleur : ultra-opaque	5 ml	Seringue + 15 embouts mélangeurs T-Mixer 1:1, marron	FAIACEMU05
VITA ADIVA CERA-ETCH	6 ml	Flacon	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flacon	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flacon	FAZRP5
Accessoires VITA ADIVA IA-CEM : VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

Accessoires VITA ADIVA® IA-CEM

Désignation	Unités	N° art.***
VITA ADIVA T-Mixer 1:1	15 pièces	FATM11
VITA ADIVA Microbrush	25 pièces	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 pièces	FAAT25

*) Source : fiche thématique T-Mixer, Sulzer Mixpac AG, Haag, Suisse.

**) Traitement du pilier titane avec Monobond® Plus. Monobond® Plus est une marque déposée de la société Ivoclar Vivadent AG, FL-Schaan.

***) Tous les composants VITA ADIVA peuvent être commandés individuellement, y compris en réassort, au moyen du code d'article indiqué.

VITA