

# VITA ADIVA® IA-CEM

Ultraopak rögzítőanyag implantációs fogpótláshoz



VITA Színmeghatározás

VITA Színkommunikáció

VITA Színhelyreállítás

VITA Színkontroll

Kiadva: 2019.03.

VITA – perfect match.

**VITA**

## Termékleírás

### Mit?

- VITA ADIVA IA-CEM egy ultraopak, erősen maszkoló, dual kötésű rögzítőkompozit, implantációs fogpótlások készítéséhez.

### Milyen célra?

- Ragasztott titánbázisra készült (abutment)koronák és mezostruktúrák, valamint egyedi titán-, illetve cirkónium-dioxid abutmentek végleges, adhezív rögzítésére szolgál.

### Mivel?

- A rögzítőkompozithoz az anyagjellemzőkkel összehangolt tapadásközvetítő tartozik, ami elősegíti a fogpótlás és az abutment közötti stabil kötést.

## TERMÉK ELŐNYEI

### Megbízható maszkolás

- Titánabutmentek megbízható maszkolása az ultraopak, fogsínű rögzítőkompozitnak köszönhetően.

### Széles körben alkalmazható

- Az egyetlen létező ultraopak rögzítőkompozit, így intra- és extraorális felhasználásra egyaránt alkalmas.

### Biztonságos tapadó kötés

- Stabil kötés, amit a titánhoz és a (hibrid)kerámia fogpótlási anyagokhoz való magas tapadási értékek garantálnak.

### Gazdaságos rögzítés

- Kb. 30 %-kal kisebb anyagfelhasználás a hagyományos keverő kanülökhöz képest, hála a rövidített kanüllel rendelkező Automix-fecskendőknek\*.

### Időhatékony ellátás

- A rögzítő anyag időhatékony ellátást tesz lehetővé, mivel extraoráisan már 7 perc, intraoráisan pedig 4 perc után magától teljesen kikeményedik.

## TERMÉK ALKALMAZÁSA

- VITA ADIVA IA-CEM univerzálisan, megbízható módon alkalmazható földpát-, üveg- és hibridkerámiából, cirkónium-dioxidból és kompozitból készült fogpótlásokhoz.



### VITA ADIVA® IA-CEM SET Art.-Nr. FAIACEMSET

Megnevezés	Töltőtömeg	Készítményforma	Art.-Nr.***
VITA ADIVA IA-CEM, színe: Ultra opaque	5 ml	Fecskendő + 15 T-Mixer 1:1, barna	FAIACEMU05
VITA ADIVA CERA-ETCH	6 ml	flakon	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	flakon	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	flakon	FAZRP5
VITA ADIVA IA-CEM TARTOZÉKOK: VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Keverőtálak			

### VITA ADIVA® IA-CEM TARTOZÉKOK

Megnevezés	Darabszám	Art.-Nr.***
VITA ADIVA T-Mixer 1:1	15 darab	FATM11
VITA ADIVA Microbrush	25 darab	FAMB25
VITA ADIVA Keverőtálak	25 darab	FAAT25

\*) Forrás: T-Mixer Themenblatt, Sulzer Mixpac AG, Haag, Schweiz

\*\*) A titán abutment kondicionálása Monobond® Plus-szal. A Monobond® Plus az Ivoclar Vivadent AG, FL-Schaan bejegyzett védjegye.

\*\*\*) Az összes VITA ADIVA-komponens a megadott cikkszám szerint, egyenként (után)rendelhető.

**VITA**