

VITA ADIVA® IA-CEM

Soluzione di fissaggio ultraopaco per riabilitazioni implantari



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 03.19

VITA – perfect match.

VITA

Descrizione del prodotto

- Cosa?**
- VITA ADIVA IA-CEM è un composito di fissaggio ultraopaco, a indurimento duale con elevata capacità di mascheramento per la protesi implantare.
- Per cosa?**
- Serve per il fissaggio adesivo definitivo di corone(-abutment) e mesostrutture su basi di adesione/titanio e abutments individuali in titanio e biossido di zirconio.
- Con cosa?**
- Col composito di fissaggio sono disponibili adesivi specifici per materiale per un'unione duratura tra restauro e abutment.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Mascheramento sicuro

- Mascheramento sicuro di abutments in titanio grazie al composito di fissaggio ultraopaco, di colore dei denti naturali.

Ampia gamma di indicazioni

- Unico composito di fissaggio ultraopaco idoneo per uso intra- ed extraorale.

Sicuro legame adesivo

- Legame duraturo grazie agli alti valori di adesione con titanio e con i materiali restaurativi in ceramica (ibrida).

Fissaggio a costi contenuti

- Consumo di materiale inferiore di ca. 30 % rispetto alle cannule di miscelazione tradizionali grazie alla siringa Automix con cannula* più corta.

Tempi di realizzazione efficienti

- Il materiale di fissaggio consente riabilitazioni efficienti in termini di tempi, perchè con uso extraorale è completamente autoindurito già dopo 7 minuti e con uso intraorale dopo 4 minuti.

IMPIEGO

- VITA ADIVA IA-CEM è di uso universale e affidabile per tutti i restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio e composito.



VITA ADIVA® IA-CEM SET cod. FAIACEMSET

Denominazione	Quantità	Presentazione	Cod.***
VITA ADIVA IA-CEM, colore: Ultra opaque	5 ml	Siringa + 15 T-Mixer 1:1, marrone	FAIACEMU05
VITA ADIVA CERA-ETCH	6 ml	Flacone	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flacone	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flacone	FAZRP5
VITA ADIVA IA-CEM ACCESSORI: VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

VITA ADIVA® IA-CEM ASSESSORI

Denominazione	Q.tà	Cod.***
VITA ADIVA T-Mixer 1:1	15 pz.	FATM11
VITA ADIVA Microbrush	25 pz.	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 pz.	FAAT25

*) Fonte: Scheda T-Mixer, Sulzer Mixpac AG, Haag, Svizzera

**) Condizionamento dell'abutment in titanio con Monobond® Plus. Monobond® Plus è marchio registrato della Ivoclar Vivadent AG, FL-Schaan

***) Tutti i componenti VITA ADIVA possono essere (ri)ordinati singolarmente con i codici indicati.

VITA