

# VITA ADIVA® IA-CEM

Wysoce nieprzezroczysty preparat cementujący do uzupełnień na implantach



VITA ustalanie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

Stan 05.19

VITA – perfect match.

**VITA**

## Opis produktu

- Co?**
- VITA ADIVA IA-CEM jest ultra-nieprzezroczystym, wysocemaskującym, podwójnie utwardzalnym cementem kompozytowym stosowanym w implantoprotetyce.
- W jakim celu?**
- Służy do ostatecznego adhezyjnego mocowania koron (łączników) i mezostruktur na platformach tytanowych oraz indywidualnych łącznikach tytanowych i cyrkonowych.
- Czym?**
- Istnieją promotory przyczepności dla kompozytu mocującego, które gwarantują stabilne połączenie między uzupełnieniem i łącznikiem

## ZALETY PRODUKTU

### Niezawodne maskowanie

- Niezawodne maskowanie łączników tytanowych dzięki wysoce nieprzezroczystemu cementowi kompozytowemu w kolorze zębów.

### Szeroki zakres zastosowania

- Jedyny wysoce nieprzezroczysty cement kompozytowy do zewnątrz i wewnątrz zębów.

### Pewne spojenie i przyczepność

- Stabilne spojenie dzięki wysokiej przyczepności względem tytanowych i (hybrydowych) materiałów ceramicznych.

### Ekonomiczne cementowanie

- Około 30% mniejsze zużycie materiału w porównaniu z konwencjonalnymi końcówkami mieszającymi dzięki strzykawce Automix ze skróconą końcówką\*.

### Efektywnie wykonane uzupełnienie

- Materiał cementujący umożliwia ekonomiczne, szybkie i skuteczne mocowanie uzupełnienia, ponieważ utwardza się całkowicie zewnątrznie już po 7 minutach, a wewnątrznie po 4 minutach.

## ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- VITA ADIVA IA-CEM jest uniwersalnym i niezawodnym cementem, który stosujemy w celu spojenia wszystkich uzupełnień wykonanych z ceramiki skaleniowej, szklanej, hybrydowej, tlenku cyrkonu i kompozytu.



### VITA ADIVA® IA-CEM SET nr. art. FAIACEMSET

Oznaczenie	pojemność	Forma brązowa	nr. art.***
VITA ADIVA IA-CEM, kolor: ultra-nieprzezroczysty	5 ml	strzykawka + 15 T-mixer 1:1, brązowy	FAIACEMU05
VITA ADIVA CERA-ETCH	6 ml	Butelka	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Butelka	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Butelka	FAZRP5
VITA ADIVA IA-CEM ACCESSORIES: VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

### VITA ADIVA® IA-CEM ACCESSORIES

Oznaczenie	jednostki	nr. art.***
VITA ADIVA T-Mixer 1:1	15 sztuk	FATM11
VITA ADIVA Microbrush	25 sztuk	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 sztuk	FAAT25

\*) źródło: T-Mixer Themenblatt, Sulzer Mixpac AG, Haag, Szwajcaria

\*\*) Kondycjonowanie tytanowych łączników za pomocą Monobond® Plus. Monobond® Plus jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Ivoclar Vivadent AG, FL-Schaan.

\*\*\*) Wszystkie komponenty VITA ADIVA są wymienione wg listy nr. art. i można je zamówić i nabyć w detalu, jako pojedyncze sztuki.

**VITA**