

VITA ADIVA® IA-CEM

Ultra opak lösning för cementering av Implantatrestorationer



VITA shade determination

VITA shade communication

VITA shade reproduction

VITA shade control

Stand 04.19

VITA – perfect match.

VITA

Produktbeskrivning:

- Vad?**
- VITA ADIVA IA-CEM är ett ultra opakt, starkt maskerande, dualhärdande cementeringskomposit för implantatkonstruktioner.
- Till Vad?**
- Det används för permanent adhesiv cementering av kronor och konstruktioner på Titanbasar och individuella titan och Zirkoniadistanser.
- Med Vad?**
- Det finns materialspecifika matchande Bindningskomponenter i cementeringskompositen för att försäkra den hållbara bindningen av restaurationen och Distansen.

PRODUKTFÖRDELAR:

Tillförlitlig maskering:

- Tillförlitlig maskering av titanbaser tack vare den ultraopaka, Tandfärgade cementeringskompositen.

Brett område av applikationer:

- Den enda ultraopaka cementerings kompositen
Som passar för både intra och extraoral cementering.

Säker adhesiv bindning:

- Tillförlitlig adhesiv bindning tack vare höga adhesiva värden mellan Titan och (Hybrid) Keramiska material.

Flourvätesyra:

- Materialförbrukningen är ca 30% mindre än för konventionella mixtoppar tack vare automixsprutan med kortare topp.

Tidseffektiv Behandling:

- cementeringsmaterialet försäkras tidseffektiv behandling då självhärdningen är komplett extraoralt efter 7 minuter och intraoralt efter 4 minuter.

PRODUKTANVÄNDNING:

- VITA ADIVA IA-CEM erbjuder universell och tillförlitlig användning för bindning av alla restaurationer gjorda av Fältspat, Glas, hybridkeramer, Zirkonia och komposit.



VITA ADIVA® IA-CEM SET Prod. No. FAIACEMSET

Beteckning	Mängd	Tillgänglig som	Prod. No***
VITA ADIVA IA-CEM, Nyans: Ultra opaque	5 ml	Spruta + 15 T-Mixers 1:1, brun	FAIACEMU05
VITA ADIVA CERA-ETCH	6 ml	Flaska	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flaska	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flaska	FAZRP5
VITA ADIVA IA-CEM TILLBEHÖR: VITA ADIVA T-Mixer Mikropensel, VITA ADIVA Blandplattor			

VITA ADIVA® IA-CEM TILLBEHÖR

Beteckning	Enheter	Prod. No***
VITA ADIVA T-Mixers 1:1	15 stycken	FATM11
VITA ADIVA Mikropensel	25 stycken	FAMB25
VITA ADIVA Blandplattor	25 stycken	FAAT25

*) Källa: T-Mixer Themenblatt, Sulzer-Mixpac AG, Haag, Switzerland

**) Konditionering av Titanbasen med Monobond® Plus, Monobond® Plus är ett registrerat varumärke av Ivoclar Vivadent AG Schaan, Lichtenstein

***) Alla VITA ADIVA komponenter kan (åter)beställas individuellt vid användning av specificerade Prod.No

VITA