

## Fiche de données de sécurité

conforme au SIMDUT

### VITA AKZENT Plus Glaze SPRAY, Plus Glaze LT Spray

Date de révision: 23.02.2018

Code du produit: 272-CA

Page 1 de 7

#### 1. Identification

##### Identificateur de produit

VITA AKZENT Plus Glaze SPRAY, Plus Glaze LT Spray

##### Autres désignations commerciales

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

##### Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisation de la substance/du mélange

Utilisation en tant que réactif de laboratoire

##### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH &amp; Co. KG

Boîte postale: 1338

79704 Bad Säckingen

Téléphone: +49(0)7761-562-0

Téléfax: +49(0)7761-562-299

e-mail: info@vita-zahnfabrik.com

Internet: www.vita-zahnfabrik.com

##### Numéro de téléphone à

+49-(0)761-19240

##### composer en cas d'urgence:

##### Information supplémentaire

produit médical

#### 2. Identification des dangers

##### Classification de la substance ou du mélange

##### **SIMDUT 2015**

Gaz sous pression: Gaz comprimé

##### Éléments d'étiquetage

##### **SIMDUT 2015**

##### **Mention**

Danger

##### **d'avertissement:**

##### **Pictogrammes:**



##### **Mentions de danger**

Aérosol extrêmement inflammable.

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

##### **Conseils de prudence**

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

##### **Autres dangers**

Aucune information disponible.

#### 3. Composition/information sur les ingrédients

## Fiche de données de sécurité

conforme au SIMDUT

### VITA AKZENT Plus Glaze SPRAY, Plus Glaze LT Spray

Date de révision: 23.02.2018

Code du produit: 272-CA

Page 2 de 7

#### Mélanges

##### Composants dangereux

N° CAS	Dénomination chimique	Quantité
75-28-5	isobutane	75 - < 80 %
64-17-5	alcool éthylique, éthanol	5 - < 10 %

#### 4. Premiers soins

##### Description des premiers secours

###### Après contact avec les yeux

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau.

###### Après ingestion

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.

##### Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Aucune information disponible.

##### Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Traitement symptomatique.

#### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

##### Agents extincteurs

###### Agents extincteurs appropriés

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Mousse, Poudre d'extinction.

###### Agents extincteurs inappropriés

Eau.

##### Dangers spécifiques du produit dangereux

Aérosol extrêmement inflammable. Inflammable. Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif. Un échauffement provoque une élévation de la pression et génère un risque d'éclatement.

##### Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

##### Information supplémentaire

Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients. L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

#### 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

##### Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Eloigner toute source d'ignition.

##### Les précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'échapper le produit de façon incontrôlée dans l'environnement. Danger d'explosion

##### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

##### Référence à d'autres sections

Maniement sûr: voir rubrique 7

Protection individuelle: voir rubrique 8

Evacuation: voir rubrique 13

#### 7. Manutention et stockage

## Fiche de données de sécurité

conforme au SIMDUT

### VITA AKZENT Plus Glaze SPRAY, Plus Glaze LT Spray

Date de révision: 23.02.2018

Code du produit: 272-CA

Page 3 de 7

#### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

##### Consignes pour une manipulation sans danger

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

##### Préventions des incendies et explosion

Ne pas vaporiser sur des flammes ou des objets incandescents. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.

#### Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

##### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Conserver le récipient bien fermé. Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

##### Indications concernant le stockage en commun

Ne pas stocker ensemble avec: Agent oxydant. Substances dangereuses pyrophores ou auto-échauffantes.

### 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

#### Paramètres de contrôle

#### Contrôles de l'exposition



##### Mesures d'hygiène

Enlever les vêtements contaminés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

##### Protection des yeux/du visage

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

##### Protection des mains

Modèles de gants recommandés KCL Dermatrill PNB (Caoutchouc nitrile) Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie pourvus d'un marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres. Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

##### Protection de la peau

Porter un vêtement de protection approprié.

##### Protection respiratoire

Assurer une aération suffisante.

### 9. Propriétés physiques et chimiques

#### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique:	Aérosol	
Couleur:	blanchâtre	
Odeur:	caractéristique	
pH-Valeur:		non déterminé
<b>Modification d'état</b>		
Point de fusion:		non déterminé

## Fiche de données de sécurité

conforme au SIMDUT

### VITA AKZENT Plus Glaze SPRAY, Plus Glaze LT Spray

Date de révision: 23.02.2018

Code du produit: 272-CA

Page 4 de 7

Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition:	-11 °C
Point d'éclair:	-60 °C
<b>Inflammabilité</b>	
solide:	non applicable
gaz:	non applicable
Limite inférieure d'explosibilité:	1,8 vol. %
Limite supérieure d'explosibilité:	8,5 vol. %
<b>Température d'auto-inflammation</b>	
solide:	non applicable
gaz:	non applicable
Température de décomposition:	non déterminé
<b>Propriétés comburantes</b>	
Non comburant.	
Tension de vapeur: (à 50 °C)	<=1100 hPa
Densité:	0,64000 g/cm <sup>3</sup>
Hydrosolubilité:	Non
<b>Solubilité dans d'autres solvants</b>	
non déterminé	
Coefficient de partage:	non déterminé
Densité de vapeur:	non déterminé
Taux d'évaporation:	non déterminé
<b>Autres données</b>	
Teneur en corps solides:	0,0 %

## 10. Stabilité et réactivité

### Réactivité

Aérosol extrêmement inflammable. Explosif.

### Stabilité chimique

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

### Risque de réactions dangereuses

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

### Conditions à éviter

Danger d'explosion. Tenir à l'écart de toute source de chaleur (p. ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes. Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif. Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition. Eloigner toute source d'ignition. Conserver à l'écart de la chaleur. Risque d'inflammation.

### Matériaux incompatibles

Protéger contre: Entrée d'air/d'oxygène.

### Produits de décomposition dangereux

Des produits de décomposition dangereux ne sont pas connus.

## 11. Données toxicologiques

### Informations sur les effets toxicologiques

## Fiche de données de sécurité

conforme au SIMDUT

### VITA AKZENT Plus Glaze SPRAY, Plus Glaze LT Spray

Date de révision: 23.02.2018

Code du produit: 272-CA

Page 5 de 7

#### Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

N° CAS	Substance				
	Voie d'exposition	Dose	Espèce	Source	Méthode
64-17-5	alcool éthylique, éthanol				
	par voie orale	DL50 6200 mg/kg	Rat	IUCLID	
	par inhalation (4 h) vapeur	CL50 95,6 mg/l	Rat	RTECS	

#### Irritation et corrosivité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Effets sensibilisants

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 12. Données écologiques

#### Écotoxicité

Le produit n'est pas: Écotoxicologiques.

#### Persistance et dégradation

Le produit n'a pas été testé.

#### Potentiel de bioaccumulation

Le produit n'a pas été testé.

#### Mobilité dans le sol

Le produit n'a pas été testé.

#### Autres effets nocifs

Aucune information disponible.

#### Information supplémentaire

Éviter le rejet dans l'environnement.

## 13. Données sur l'élimination

#### Méthodes de traitement des déchets

##### Élimination

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Le résidu doit rester sous surveillance. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

##### L'élimination des emballages contaminés

Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.

## 14. Informations relatives au transport

#### Transport maritime (IMDG)

##### Numéro ONU:

UN 1950

## Fiche de données de sécurité

conforme au SIMDUT

### VITA AKZENT Plus Glaze SPRAY, Plus Glaze LT Spray

Date de révision: 23.02.2018

Code du produit: 272-CA

Page 6 de 7

**Désignation officielle de transport** AEROSOLS

**de l'ONU:**

**Classe(s) de danger relative au** 2.1

**transport:**

**Groupe d'emballage:** -

Étiquettes: 2.1



Quantité limitée (LQ): 1000 mL

Quantité dégagee: E0

EmS: F-D, S-U

#### Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

**Numéro ONU:** UN 1950

**Désignation officielle de transport** AEROSOLS, inflammable

**de l'ONU:**

**Classe(s) de danger relative au** 2.1

**transport:**

**Groupe d'emballage:** -

Étiquettes: 2.1



Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 30 kg G

Passenger LQ: Y203

Quantité dégagee: E0

IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 203

IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 75 kg

IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 203

IATA-Quantité maximale (cargo): 150 kg

#### Risques pour l'Environnement

DANGEREUX POUR non

L'ENVIRONNEMENT:

### 15. Informations sur la réglementation

#### Réglementation canadienne

### 16. Autres informations

#### Abréviations et acronymes

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

## Fiche de données de sécurité

conforme au SIMDUT

### VITA AKZENT Plus Glaze SPRAY, Plus Glaze LT Spray

Date de révision: 23.02.2018

Code du produit: 272-CA

Page 7 de 7

#### Information supplémentaire

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

---

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*