


VITA Easyshade® V

Determinazione del colore ottimale, massima sicurezza



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 04.19



VITA – perfect match.

VITA

„La determinazione e comunicazione del colore dei denti
economicamente vantaggiosa è solo digitale –
preferibilmente con VITA Easyshade® V.“

Dr. med. dent. Philipp Grohmann (ZT)



VITA Easyshade® V

Determinazione del colore di alta precisione. Riproduzione del colore sicura.

VITA Easyshade V è un dispositivo di misura digitale per la determinazione esatta, rapida e affidabile del colore di denti naturali e sottoposti a sbiancamento, nonché di restauri con rivestimento ceramico.

VITA Easyshade V supporta odontoiatri e odontotecnici dalla determinazione alla comunicazione del colore del dente, alla riproduzione fino al controllo del colore sul restauro ceramico finito, migliorando la sicurezza di processo.

VITA Easyshade V

- **informazioni affidabili e precise sul colore dei denti**
grazie alla tecnica di misura intelligente, obiettiva
- **determinazione del colore in pochi secondi - risparmio di tempo e costi**
grazie a risultati di misura con la pressione di un pulsante
- **scelta del materiale e riproduzione del colore sicure**
grazie a informazioni esatte e dettagliate sul colore dei denti
- **semplice trasmissione di informazioni sul colore dei denti e di immagini**
al laboratorio tramite software o app



VITA Easyshade® V

Un dispositivo. Molteplici possibilità di impiego.

VITA Easyshade V offre agli studi odontoiatrici e ai laboratori odontotecnici un supporto efficiente ed affidabile per

- determinazione precisa del colore di denti naturali e di restauri con rivestimento estetico
- selezione ottimale dell'ideale materiale di restauro
- pianificazione e documentazione professionale dei trattamenti di bleaching
- controllo di qualità del colore specifico su restauri ceramici stratificati
- comunicazione efficace tra studio e laboratorio

Dettagli di prodotto

- spettrofotometro compatto, ergonomico con touchdisplay intuitivo
- moderna tecnica di misura per la rilevazione del colore base e del colore di differenti aree del dente
- visualizzazione del risultato negli standard cromatici VITA e indicazione dei colori Bleached secondo la American Dental Association (ADA)
- indicazione dei valori Lab e LCh
- interfaccia Bluetooth per la comunicazione senza fili con relativi software e app



VITA mobileAssist.

Comunicazione semplice del colore dei denti in modalità mobile.


Con la pratica App VITA mobileAssist il trasferimento delle informazioni sul colore dei denti tra studio e laboratorio è semplice ed efficiente. Grazie all'interfaccia interna Bluetooth i dati del VITA Easyshade V si trasferiscono senza fili nella app, dove possono essere combinati con una fotografia del paziente e quindi spediti via e-mail. Tutte le informazioni rilevanti sul colore dei denti e fotografie dei pazienti possono essere trasmesse comodamente in modalità mobile con uno smartphone o un tablet.



VITA Assist.

Comunicazione e documentazione professionali del colore dei denti per studio e laboratorio.


Con il software per PC basato su Windows VITA Assist si possono documentare e gestire in modo professionale referti odontoiatrici e informazioni sul colore dei denti. VITA Assist consente di integrare i risultati di misura del VITA Easyshade V in fotografie digitali dei pazienti, inoltre offre strumenti di elaborazione delle immagini e molteplici funzioni di commento. Con la banca dati è possibile gestire casi clinici e scambiare efficientemente informazioni tra studio e laboratorio.




Un apparecchio. Infinite applicazioni.




Determinazione del colore base per la scelta dei materiali per terapie di otturazione diretta




Determinazione del colore dei denti per trattamenti di Bleaching




Determinazione del colore medio per denti multicromatici



Determinazione del colore del restauro in fase di realizzazione




Determinazione intraorale del colore di restauri ceramici esistenti




Comunicazione tramite App VITA mobileAssist




Determinazione del colore base per la scelta di denti protesici



Determinazione del colore per la scelta di materiali CAD/CAM



Determinazione del colore su aree del dente per la stratificazione di restauri ceramici



Controllo di qualità del colore stabilito su restauri ceramici finiti



Comunicazione tramite VITA Assist


Sistemi VITA.

Soluzioni ottimali per il processo di lavorazione



* Avvertenza „Fasi procedurali/cottura opzionali“: i materiali ceramica feldspatica e ceramica ibrida possono essere inseriti direttamente dopo il fresaggio e la lucidatura. Per la ceramica feldspatica le seguenti fasi procedurali sono pertanto opzionali. In linea di principio per la ceramica ibrida valgono le stesse indicazioni, ma non si devono eseguire cotture. Per il biossido di zirconio prima della caratterizzazione/individualizzazione occorre eseguire una cottura di sinterizzazione.

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER® si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.



Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 04.19

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Easyshade® V è marcato CE in conformità alla Direttiva CE sui Dispositivi Medici 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2011/65/CE.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik