

VITA ENAMIC® multiColor: transición cromática integrada

Las piezas en bruto CAD/CAM multicromáticas para una estética perfecta de los dientes anteriores



VITA – perfect match

VITA

Ventajas de VITA ENAMIC multiColor:

- Ahorro de tiempo y estética máximos
- Intervenciones mínimamente invasivas
- Fiabilidad garantizada
- La cara más estética y segura de la rentabilidad
- Disponible en 5 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER (1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT)
- Disponible en 2 tamaños (EMC-14 und EMC-16)

VITA ENAMIC® multiColor: transición cromática integrada

Las piezas en bruto CAD/CAM multicromáticas para una estética perfecta de los dientes anteriores

USOS POSIBLES



VENTAJAS



La cara más estética y segura de la rentabilidad

Ahorro de tiempo. Resultados estéticos y naturales. Intervenciones mínimamente invasivas. Máxima fiabilidad. La restauración de dientes anteriores plantea múltiples exigencias. Con VITA ENAMIC multiColor podrá satisfacerlas a la perfección en un solo bloque.

Ahorro de tiempo y estética máximos

La transición cromática de VITA ENAMIC multiColor se aprecia de inmediato, sutilmente matizada en seis capas. Se prescinde por completo de la cocción. Ya no son necesarios el maquillaje o la caracterización. Basta con pulir, ¡y listo!

Intervenciones mínimamente invasivas

La matriz dual cerámica y polimérica de VITA ENAMIC multiColor posibilita grosores de pared muy reducidos y márgenes sumamente finos. Ideal en condiciones de espacio limitadas.

Fiabilidad garantizada

VITA ENAMIC es un material con función amortiguadora y antifisuras integrada. Del mismo modo que un amortiguador, la cerámica híbrida absorbe todas las fuerzas que actúan sobre ella.

Colocación adhesiva

En virtud de la matriz cerámica dominante, es posible grabar VITA ENAMIC con gel de ácido fluorhídrico y silanizarla de la manera acostumbrada. Esto se traduce en unos valores de adhesión óptimos en la colocación adhesiva.

VITA