

# VITA ENAMIC® multiColor – Transizione cromatica integrata

Blocchetti CAD/CAM multicromatici per un'altissima estetica nel settore frontale



VITA – perfect match

**VITA**

## VITA ENAMIC multiColor offre i seguenti vantaggi:

- Massima efficacia ed estetica
- Interventi minimamente invasivi
- Affidabilità garantita
- Economicità sotto ogni aspetto
- Disponibile in 5 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER (1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT)
- Disponibile in 2 misure (EMC-14 und EMC-16)

# VITA ENAMIC® multiColor – Transizione cromatica integrata

Blocchetti CAD/CAM multicolorati per un'altissima estetica nel settore frontale

## Indicazioni



## VANTAGGI



### Economicità sotto ogni aspetto

Efficienza in termini di tempo. Risultati estetici naturali. Interventi minimamente invasivi. Altissima affidabilità. Per i restauri nel settore frontale i requisiti sono numerosi. Con VITA ENAMIC multiColor un solo blocchetto li soddisfa tutti.

### Massima efficienza ed estetica.

In VITA ENAMIC multiColor si riconosce immediatamente la transizione cromatica, finemente sfumata in sei strati. Nessuna cottura. Pittura o caratterizzazioni non sono più necessarie. E' sufficiente lucidare – fatto!

### Interventi minimamente invasivi

La struttura a reticolo duale ceramica-polimero di VITA ENAMIC multiColor consente spessori particolarmente ridotti e bordi a finire estremamente sottili. Ottimale in situazioni di spazio limitato.

### Affidabilità garantita

VITA ENAMIC è un materiale con funzione di ammortizzazione e arresto della propagazione di fessure integrata. Come un ammortizzatore la ceramica ibrida assorbe tutte le forze che vi agiscono.

### Fissaggio adesivo

Grazie al reticolo ceramico dominante VITA ENAMIC può essere mordenzata con acido fluoridrico e silanizzata nelle modalità consuete. Con il fissaggio adesivo si ottengono ottimi valori di adesione.

# VITA