

VITA ADIVA® IA-CEM

Solución de fijación ultraopaca para restauraciones implantosoportadas



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 2022-10

VITA – perfect match.

VITA

Descripción del producto

- ¿Qué?**
- VITA ADIVA IA-CEM es un composite de fijación ultraopaco con efecto enmascarador intenso y de fraguado dual para prótesis implantosoportadas.
- ¿Para qué?**
- Se utiliza para la fijación adhesiva definitiva de coronas (sobre pilar) y mesoestructuras a bases adhesivas de titanio, de pilares individuales de titanio y de dióxido de circonio así como para coronas sobre muñones descoloridos.
- ¿Con qué?**
- El composite de fijación se complementa con agentes adhesivos adaptados específicamente a cada material, para obtener una unión resistente entre la restauración y el pilar.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Enmascaramiento fiable

- Enmascaramiento fiable de pilares de titanio gracias al composite de fijación ultraopaco de color dental.

Amplia gama de indicaciones

- Al tratarse del único composite de fijación ultraopaco, está indicado para el uso intraoral y extraoral.

Unión adhesiva segura

- Unión resistente gracias a los elevados valores de adhesión al titanio y a los materiales de restauración de cerámica (híbrida).

Fijación económica

- El consumo de material es aproximadamente un 30 % inferior en comparación con las cánulas de mezcla convencionales, gracias a la jeringa Automix con cánula acortada*.

Ahorro de tiempo en la restauración

- El material de fijación posibilita un ahorro de tiempo en la restauración, ya que autopolimeriza por completo al cabo de solo 7 minutos extraoralmente y de 4 minutos intraoralmente.

INDICACIONES DEL PRODUCTO

- VITA ADIVA IA-CEM se puede utilizar de forma universal y fiable para restauraciones de cerámica de feldespato, vítrea e híbrida, dióxido de circonio y composite.



VITA ADIVA® IA-CEM SET, ref. FAIACEMSET

Denominación	Contenido	Presentación	Ref.***
VITA ADIVA IA-CEM, color: Ultra opaco	5 ml	Jeringa + 15 T-Mixer 1:1, marrón	FAIACEMU05
VITA ADIVA CERA-ETCH	6 ml	Frasco	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Frasco	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Frasco	FAZRP5
VITA ADIVA IA-CEM ACCESSORIES: VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

VITA ADIVA® IA-CEM ACCESSORIES

Denominación	Unidades	Ref.***
VITA ADIVA T-Mixer 1:1	15 unidades	FATM11
VITA ADIVA Microbrush	25 unidades	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 unidades	FAAT25

*) Fuente: hoja de datos de T-Mixer, Sulzer Mixpac AG, Haag (Suiza).

**) Condicionar el pilar de titanio con Monobond Plus. Monobond Plus es una marca registrada de la empresa Ivoclar Vivadent.

***) Todos los componentes VITA ADIVA pueden pedirse y reponerse individualmente mediante las referencias indicadas.

VITA