

VITA ADIVA® IA-CEM

Solution de collage ultra-opaque pour les restaurations implanto-portées



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 2022-10

VITA – perfect match.

VITA

Description du produit

- Quoi ?**
- VITA ADIVA IA-CEM est un composite de collage ultra-opaque à double mode de polymérisation très masquant pour les prothèses implanto-portées.
- Pour quoi ?**
- Utilisé pour la pose définitive et adhésive des couronnes (de pilier) et de mésostructures sur de bases titanes collées, des piliers individuels en titane et zircone ainsi que des couronnes sur moignons décolorés.
- Avec quoi ?**
- Chaque composite de collage est associé à un adhésif spécifique au matériau pour une cohésion résistante entre la restauration et le pilier.

AVANTAGES DU PRODUIT

Masquage fiable

- Masquage fiable des piliers en titane grâce au composite de collage ultra-opaque couleur dent.

Large éventail d'applications

- En tant que seul composite de collage ultra-opaque, il est adapté à une utilisation intra- ou extra-orale.

Liaison sûre

- Liaison résistante grâce à la valeur d'adhérence plus élevée avec le titane et les matériaux de restauration céramiques (hybrides).

Fixation économique

- Utilisation de matériau environ 30 % inférieure à celle des canules de mélanges courantes grâce à la seringue Automix à la canule de plus petite taille*.

Restauration relativement rapide

- Le matériau de collage permet une restauration relativement rapide puisqu'elle durcit complètement en 7 minutes hors bouche et 4 minutes en bouche.

UTILISATION DU PRODUIT

- VITA ADIVA IA-CEM est universel et fiable pour les restaurations en céramique feldspathique, vitreuse et hybride, en dioxyde de zirconium et en composite.



VITA ADIVA® IA-CEM SET N° art. FAIACEMSET

Désignation	Contenance	Conditionnement	N° art.***
VITA ADIVA IA-CEM, couleur : ultra-opaque	5 ml	Seringue + 15 embouts mélangeurs T-Mixer 1:1, marron	FAIACEMU05
VITA ADIVA CERA-ETCH	6 ml	Flacon	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flacon	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flacon	FAZRP5
Accessoires VITA ADIVA IA-CEM : VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

Accessoires VITA ADIVA® IA-CEM

Désignation	Unités	N° art.***
VITA ADIVA T-Mixer 1:1	15 pièces	FATM11
VITA ADIVA Microbrush	25 pièces	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 pièces	FAAT25

*) Source : fiche thématique T-Mixer, Sulzer Mixpac AG, Haag, Suisse.

**) Traitement du pilier titane avec Monobond® Plus. Monobond® Plus est une marque déposée de la société Ivoclar Vivadent AG, FL-Schaan.

***) Tous les composants VITA ADIVA peuvent être commandés individuellement, y compris en réassort, au moyen du code d'article indiqué.

VITA