

VITA ADIVA® IA-CEM

Ultraopak rögzítőanyag implantációs fogpótláshoz



VITA Színmeghatározás

VITA Színkommunikáció

VITA Színhelyreállítás

VITA Színkontroll

Kiadva: 2022.10.

VITA – perfect match.

VITA

Termékleírás

- Mit?**
- VITA ADIVA IA-CEM egy ultraopak, erősen maszkoló, dual kötésű rögzítőkompozit, implantációs fogpótlások készítéséhez.
- Milyen célra?**
- Végleges, adhezív rögzítés céljára a következőkhöz: (abutment)koronák és mezostruktúrák ragasztása titán alapra, egyedi titán- és cirkónium-dioxid felépítményekre, ill. koronák rögzítése elszíneződött csomkokon.
- Mivel?**
- A rögzítőkompozit az anyagjellemzőkkel összehangolt tapadásközvetítő tartozik, ami elősegíti a fogpótlás és az abutment közötti stabil kötést.

TERMÉK ELŐNYEI

Megbízható maszkolás

- Titánabutmentek megbízható maszkolása az ultraopák, fogszíni rögzítőkompozitnak köszönhetően.

Széles körben alkalmazható

- Az egyetlen létező ultraopák rögzítőkompozit, így intra- és extraorális felhasználásra egyaránt alkalmas.

Biztonságos tapadó kötés

- Stabil kötés, amit a titánhoz és a (hibrid)kerámia fogpótlási anyagokhoz való magas tapadási értékek garantálnak.

Gazdaságos rögzítés

- Kb. 30 %-kal kisebb anyagfelhasználás a hagyományos keverő kanülökhöz képest, hála a rövidített kanüllel rendelkező Automix-fecskendőknek*.

Időhatékony ellátás

- A rögzítő anyag időhatékony ellátást tesz lehetővé, mivel extraoráisan már 7 perc, intraoráisan pedig 4 perc után magától teljesen kikeményedik.

TERMÉK ALKALMAZÁSA

- VITA ADIVA IA-CEM univerzálisan, megbízható módon alkalmazható földpát-, üveg- és hibridkerámiából, cirkónium-dioxidból és kompozitból készült fogpótlásokhoz.



VITA ADIVA® IA-CEM SET Art.-Nr. FAIACEMSET

Megnevezés	Töltőtömeg	Készítményforma	Art.-Nr.***
VITA ADIVA IA-CEM, színe: Ultra opaque	5 ml	Fecskendő + 15 T-Mixer 1:1, barna	FAIACEMU05
VITA ADIVA CERA-ETCH	6 ml	flakon	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	flakon	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	flakon	FAZRP5
VITA ADIVA IA-CEM TARTOZÉKOK: VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Keverőtálak			

VITA ADIVA® IA-CEM TARTOZÉKOK

Megnevezés	Darabszám	Art.-Nr.***
VITA ADIVA T-Mixer 1:1	15 darab	FATM11
VITA ADIVA Microbrush	25 darab	FAMB25
VITA ADIVA Keverőtálak	25 darab	FAAT25

*) Forrás: T-Mixer Themenblatt, Sulzer Mixpac AG, Haag, Schweiz

**) A titán abutment kondicionálása Monobond® Plus-szal. A Monobond® Plus az Ivoclar Vivadent AG, FL-Schaan bejegyzett védjegye.

***) Az összes VITA ADIVA-komponens a megadott cikkszám szerint, egyenként (után)rendelhető.

VITA