

# VITA AKZENT® Plus

Информация о продукции



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска 11.19

VITA – perfect match.

**VITA**

Оптимально. Просто. Все есть.  
Характеризация, индивидуализация и  
глазурование - независимо от КТП

VITA AKZENT® Plus **Оптимально. Просто. Все есть.**



### **Больше гибкости в клинике и лаборатории**

Вы хотите легко и эффективно индивидуализировать реставрации?  
Тогда Ваш выбор - красители VITA AKZENT PLUS.

Система из различных красителей предоставляет врачам-стоматологам и  
зубным техникам универсальные возможности при воспроизведении цвета.

Она применима для всех видов облицовочной керамики независимо от КТР.

Новые красители, новые формы применения, новый спектр показаний -  
VITA AKZENT Plus всегда предлагает Вам свободу выбора.

Будь то порошок, паста или спрей - Вы сами решаете, в каком виде красители  
VITA AKZENT Plus для Вас максимально удобны и экономичны в работе.

## VITA AKZENT® Plus SPRAY **Равномерный слой простым нажатием кнопки**



### В набор AKZENT Plus SPRAY KIT

входят

Продукт	Цвет	Содержание
BODY SPRAY	BS01 – BS05	5 x 75мл
GLAZE SPRAY		1 x 75мл
GLAZE LT SPRAY		1 x 75мл
FLUOGLAZE LT SPRAY		1 x 75мл
Принадлежности		



Подходит для использования в лабораториях, а также в условиях клиники, например, для подкрашивания монокристаллических реставраций.

Готовый к применению аэрозольный керамический порошок для простого и быстрого глазурирования и лазерирования.

FLUOGLAZE LT это высоко-флуоресцентная аэрозольная глазурь для воссоздания природной флуоресценции

### Преимущества

- Позволяет нанести равномерный слой, получить идеальный уровень глянца.
- Благодаря новой специальной насадке заметно снижается расход краски.



VITA AKZENT® Plus POWDER **сочетает в себе гибкость и индивидуальность с экономичностью**



<b>В набор AKZENT Plus POWDER KIT</b> входят		
Продукт	Цвет	Содержание
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3г
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3г
CHROMA STAINS	CSA – CSD	4 x 3г
GLAZE		1 x 5г
GLAZE LT		1 x 5г
FINISHING AGENT		1 x 5г
POWDER FLUID		1 x 20мл
Принадлежности		

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master</b> входят		
CHROMA STAINS	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4г
POWDER FLUID		1 x 20мл

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1–D4</b> входят		
CHROMA STAINS	CSA – CSD	4 x 4г
POWDER FLUID		1 x 20мл



При помощи порошкообразных красителей VITA AKZENT Plus POWDER зубные техники могут выполнять индивидуализацию реставраций, покрытых классическими облицовочными материалами и мелкодисперсной керамикой на основе полевого шпата.

#### Преимущества

- Для максимального удобства и экономичности
- Для создания индивидуальных цветовых нюансов порошки легко смешиваются между собой
- быстрая и простая интеграция цветового оттенка и интенсивности.



## VITA AKZENT® Plus PASTE **Очень быстро. Индивидуально.**



<b>AKZENT Plus PASTE KIT</b>		
входят		
Продукт	Цвет	Содержание
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4г
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4г
GLAZE PASTE		1 x 4г
GLAZE LT PASTE		1 x 4г
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4г
PASTE FLUID		1 x 15мл
Принадлежности		

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master</b>		
входят		
CHROMA STAINS PASTE	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CS10	5 x 4г
PASTE FLUID		1 x 15мл

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4</b>		
входят		
CHROMA STAINS PASTE	CSA – CSD	4 x 4г
PASTE FLUID		1 x 15мл



Пастообразные красители VITA AKZENT Plus PASTE оптимально подходят для быстрой и простой индивидуализации реставраций, например, из VITABLOCS.

### Преимущества

- готовые к применению пасты с неизменной консистенцией и однородной пигментацией для быстрого применения
- для создания индивидуальных цветовых эффектов пасты легко смешиваются между собой
- разбавляемые и повторно смешиваемые
- быстрая и простая интеграция цветового оттенка и интенсивности.




Жидкость VITA AKZENT Plus PASTE FLUID обеспечивает оптимальную консистенцию, в случае если пасты высохли или подсохли.





AKZENT Plus Ассортимент						
Ассортимент						
Продукт	Образец	Цвет	Наименование	Форма выпуска		
				Spray	Powder	Paste
<b>BODY STAINS</b> – транслюцентные красители – для индивидуального окрашивания базисного материала		желтый	BS01	✓	✓	✓
		желто-коричневый	BS02			
		оранжевый	BS03			
		оливково-серый	BS04			
		серо-коричневый	BS05			
<b>CHROMA STAINS classical A1–D4</b> – красители для изменения цветового эффекта базисного материала внутри одной цветовой группы		Красновато-коричневые	CSA		✓	✓
		Красновато-желтые	CSB			
		сероватый	CSC			
		серовато-красный	CSD			
<b>CHROMA STAINS 3D-Master</b> – красители для изменения цветового эффекта базисного материала внутри одной группы светлоты		желтоватый	CSL		✓	✓
		Желтовато-красный	CSM2			
		желто-красный	CSM3			
		красноватый	CSR			
		оранжевый	CSIO			
<b>EFFECT STAINS</b> – маркирующие, равномерно распределяющиеся красители – для создания естественных поверхностных эффектов – для колорирования во время послойного построения		белый	ES01			
		кремовый	ES02			
		лимонно-желтый	ES03			
		солнечно-желтый	ES04			
		оранжевый	ES05			
		ржавый	ES06			
		хаки	ES07			
		розовый	ES08			
		темно-красный	ES09			
		лиловый	ES10			
		голубой	ES11			
		серо-голубой	ES12			
		серый	ES13			
		черный	ES14			
<b>GLAZE</b> – для создания равномерных, глянцевых поверхностей				✓	✓	✓
<b>GLAZE LT</b> – легкоплавкая (низкотемпературная) масса для глазуровки реставраций, облицованных керамикой, у которой температура спекания ниже 800 °С				✓	✓	✓
<b>FINISHING AGENT</b> – для шелковисто-матовых поверхностей					✓	✓



Мелкодисперсная керамика из полевого шпата



Пресс-керамика

## Плюс в универсальности

### Характеризация

Новинка в облицовочной системе: трансплюцентные красители Body Stains выполняют функцию цветового фильтра.

Они идеально подходят для:

- Окрашивания поверхностей
- Изменения цвета базисного материала

### Индивидуализация

Особая мелкодисперсная структура: красители Effect Stains отличаются прежде всего:

- Интенсивностью цвета
- Высокой покрывной способностью

В особенности они рекомендуются для создания естественных цветовых эффектов и внутреннего колорирования.

### Глазурование


Для глянцевого блеска:

- VITA AKZENT Plus GLAZE - глазуровочная масса для создания равномерной глянцевой и стекловидной поверхности
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT - легкоплавкая (низкотемпературная) масса для глазуровки реставраций, облицованных керамикой, у которой температура спекания ниже 800 °C
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – глазуровочная масса для шелковисто-матовых поверхностей
- VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT высоко-флуоресцентная аэрозольная глазурь для воссоздания природной флуоресценции

## Плюс в удобстве применения

Все красители флуоресцентные, исключительно мелкодисперсные и цветостабильные. Кроме того, тиксотропные свойства порошка и пасты способствуют прецизионному нанесению соответствующих масс.

С помощью уникальной цветовой шкалы VITA SYSTEM 3D-MASTER все цвета естественных зубов систематизированно определяются и точно воспроизводятся.



**Внимание:** Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 11.19

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Фирма VITA является сертифицированным производителем и следующие виды ее продукции имеют маркировку **CE 0124**:

VITA AKZENT® Plus

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)