

VITA

Легко. Прямо в точку.



VITA MFT®

Удивительная эффективность и неоспоримое качество:
Зубы VITA для съемного протезирования с системой Easy Centric.





Преимущества

Экономия времени

Простая и эффективная постановка благодаря принципу VITA Easy Centric. Подходит для всех распространенных техник постановки.

Экономия денег

Многофункциональные, экономичные зубы с большим выбором форм и цветов. Доступны в 16 цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER и в 16 цветах VITA classical A1-D4.

Снижение уровня стресса

Надежные и быстрые результаты с неоспоримым качеством для вас и ваших пациентов.

Зубы для съемного протезирования

VITA MFT®

Экономия времени. Экономия денег. Снижение уровня стресса.

Прямо в точку, благодаря заранее определенным контактным пунктам.

Многофункциональные зубы VITA MFT (Multi Functional Tooth) могут быть использованы в различных целях: для частичных и полных протезов а также для гибридного протезирования и протезирования на имплантатах.

Поскольку жевательная поверхность многофункциональная, зубы VITA MFT подходят для всех распространенных концепций постановки. Благодаря VITA Easy Centric, постановка происходит практически автоматически, экономя время и снижая уровень стресса.



Простая постановка. Очень хорошая эстетика.

Floidi Endrio, зубной техник, Италия:

"Для зубов такого ценового сегмента, они впечатляют не только качеством и эстетикой, но и простотой в работе".

Экономичность и эстетика

Susana García, зубной техник, Испания:

"Простая постановка делает эти зубы уникальными в данном сегменте. Экономичность и эстетика - VITA MFT предлагает и то, и другое".




Легко. Прямо в точку.

Принцип VITA Easy Centric для быстрого рабочего процесса

Зубы VITA MFT с принципом Easy Centric предлагают эффективную постановку, соответствующую всем распространенным концепциям.

- **Простая постановка с высокой стабильностью**
благодаря заранее заданным контактным точкам и автоматическому определению центрики
- **Снижение усилий при шлифовании**
благодаря оптимизированной конструкции основания
- **Может надежно использоваться с любыми концепциями протезирования**
благодаря многофункциональному дизайну жевательной поверхности. Может использоваться, например, с концепцией Prof. Dr. A.Gerber, \vAPF/TiF, Gysi и ABC







Просто красиво. Просто универсально.

Надежное воспроизведение цвета

Уверенность при выборе цвета зубов благодаря ТОЧНОМУ совпадению с оригинальными цветами VITA.

- 16 цветов VITA classical A1-D4 и
- 16 цветов VITA SYSTEM 3D-MASTER, включая 3 отбеленных цвета



естественная игра света



Многочисленные формы

- 12 форм фронтальных зубов верхней челюсти
- 5 форм фронтальных зубов нижней челюсти
- 3 формы боковых зубов верхней челюсти
- 3 формы боковых зубов нижней челюсти

естественная форма



превосходный дизайн режущего края



VITA MFT зарекомендовали себя как высококачественные и экономичные зубы, которые полностью удовлетворяют не только мою команду стоматологов, но и наших пациентов".

Boris Jovanović
зубной техник, Белград, Сербия




Непревзойденное качество

Надежное качество материала для долговечности.
Разработано немецкими инженерами.

Проверенный материал

Проверенный временем полимерный материал VITA HC (высокоочищенный полимер) имеет матрицу из высокоочищенного ММА и мономеров. В результате достигается хорошая механическая устойчивость и прочность поверхности.



В соответствии с немецкими стандартами качества

Разработан немецкими инженерами в сотрудничестве с опытными зубными техниками по всему миру.

Проверенные производственные процессы (в соответствии с немецкими стандартами качества в производстве и проектировании) для неизменно высокого качества (проверено и сертифицировано по стандарту EN ISO 13485).





Разнообразие форм.

Фронтальные зубы нижней челюсти



16 цветов VITA SYSTEM 3D-MASTER®
(0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3M1, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 3M3, 4L1.5, 4M2, 5M1)

16 цветов VITA classical A1-D4®

Фронтальные зубы верхней челюсти



овальные




треугольные



прямоугольные




квадратные



Разнообразие форм.

Боковые зубы



Рекомендуемые комбинации

VITA MFT Фронтальные зубы	UJ / No. mm	040 40,0	044 43,9	049 49,2	T41 40,5	T43 43,3	T46 46,1	T49 48,8	R42 42,1	R45 44,5	R47 46,6	S47 46,8	S50 49,7
	LJ / No. mm	L33 32,6	L34 34,0	L40 39,5	L33 32,6	L34 34,0	L37 36,8	L40 39,5	L34 34,0	L37 36,8	L37 36,8	L40 39,5	L40 39,5
VITA MFT Боковые зубы	UJ / No. mm	PU29 28,8	PU29 28,8	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU31 30,6	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU33 33,0	PU33 33,0	PU33 33,0
	LJ / No. mm	PL29 29,6	PL29 29,6	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL31 31,1	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL33 33,6	PL33 33,6	PL33 33,6

Пожалуйста, рассматривайте эту таблицу только в качестве рекомендации. Выбор подходящей комбинации во многом зависит от индивидуальной ситуации пациента.



Сопутствующие материалы.



Определение цвета

Определение цвета с помощью VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE или расцветками VITA.



Определение формы

Выберите подходящую форму зуба из своего ящика для зубов. Форму также можно определить с помощью физической карты форм.



Ваши зубы VITA MFT для съемного протезирования

Легко. Прямо в точку. Теперь доступно в 16 цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER и 16 цветах VITA classical A1-D4.



Бондинг

Используйте VITACOLL в качестве надежного адгезивного средства между зубами VITA MFT и базисом протеза. VITAFOL - рекомендуемый силиконовый изоляционный материал.



Индивидуализация

Индивидуализируйте ваш протез с помощью светоотверждаемого композита VITA VM LC. Светоотверждаемые красители VITA AKZENT LC также можно использовать для индивидуализации.



Мы будем рады помочь.

Технические консультанты:

Алина Керецман
тел.: +7 (915) 079-62-76
e-mail: a.keretsman@vita-zahnfabrik.com

Сергей Агакин
тел.: +7 (916) 471-25-53
e-mail: s.agakin@vita-zahnfabrik.com

Владимир Мадюдя
тел.: +38 (067) 740-52-94
e-mail: V.Madyudya@vita-zahnfabrik.com



Примечания:

Наша продукция должна использоваться в соответствии с инструкцией по применению. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Пользователь обязан перед использованием продукта удостовериться вцелесообразности его применения. Мы не несем никакой ответственности, если изделие используется совместно с материалами и оборудованием других производителей, которые не совместимы или не разрешены для использования с нашим продуктом, и это приведет к повреждению. VITA Module Vox не является необходимой частью. Публикация брошюры: 03/24

После публикации данной брошюры, предыдущие версии утрачивают силу. Текущая версия доступна по адресу www.vita-zahnfabrik.com.

Компания VITA Zahnfabrik сертифицирована, и следующие продукты имеют этот знак  0124: VITA MFT®

Продукты/системы других производителей, упомянутые в этом документе, являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих производителей.



Ссылки

Внутренние исследования, VITA R&D:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Отдел исследований и разработок
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germany
Dr. Berit Gödiker, project manager VITA R&D,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Подробные данные испытаний
См. техническую и научную документацию

VITA MFT®
Скачать на www.vita-zahnfabrik.com



Дополнительная информация о
VITA MFT
www.vita-zahnfabrik.com/VITAMFT



VITA MFT®

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
social media!

